

Lit de soins intensifs *InTouch*®

REF FL27 (2131/2141)

Version 3.1 avec Wi-Fi

stryker®

Guide de l'utilisateur



Table des matières

Symboles et définitions	6
Termes Avertissement / Attention / Remarque	7
Introduction	8
Utilisation	8
Brève description du produit et déclaration sur l'utilisation prévue	8
Usage prévu – Dispositif <i>iBed</i> ® sans fil équipé du système <i>iBed Awareness</i>	9
Renseignements techniques	10
Illustration du produit	12
Coordonnées	13
Emplacement du numéro de série	13
Résumé des mesures de sécurité	14
Système de « Zoom® Drive » optionnel (Modèle 2141)	17
<i>iBed Awareness</i> en option (Information sur l'état actuel du lit)	18
<i>iBed</i> ® sans fil en option (120 V pour l'Amérique de Nord uniquement)	18
Procédures d'installation	19
Option matelas de thérapie XPRT™	20
Option matelas de repositionnement de patient POSITIONPRO™	20
Placer les draps	21
Système « Zoom® Drive » (Option) (Modèle 2141 seulement)	21
Système <i>iBed</i> ® sans fil en option (120 V pour l'Amérique de Nord uniquement)	22
Modes d'utilisation	23
Mettre le lit sous tension	23
Modes d'utilisation avec la pile	23
Guide d'utilisation de la base	24
Utilisation des freins, de la conduite et du neutre	24
Mode électronique	24
Mode manuel	24
Guide d'utilisation du sommier	25
Relâche d'urgence RCR	25
Abaisser le sommier de tête pendant une panne de courant	25
Crochets pour sacs collecteurs	25
Emplacement des moyens de contention	25
Utilisation de l'appel infirmier	26
Utilisation de la prise de courant auxiliaire	26
Utilisation des panneaux de tête et de pied	26
Position des côtés de lit	27
Positions du lit	28
Guide d'utilisation des côtés de lit	29
Panneau de contrôle de mouvement, côté de lit, contrôle infirmier	29
Descriptions des positions du lit	30
Panneau de contrôle de déplacement/frein, côté de lit, contrôle infirmier	31
Contrôle patient optionnel	32













Table des matières

Guide d'utilisation du panneau de contrôle de pied	33
Panneau de contrôle de pied	33
Voyants lumineux des indicateurs de message de système	34
Menu principal : Renseignements sur le patient	35
Renseignements sur le patient, nouveau patient	36
Renseignements sur le patient, Configuration	36
Menu principal : Contrôles du lit	37
Menu principal : Balance	38
Remise à zéro	40
Historique du poids	41
Changer poids du patient	42
Gain ou perte de poids	43
Menu principal : Détection de sortie de lit	45
Options de matelas à air	47
Renseignements techniques : matelas XPRT™	47
<i>InTouch</i> ® intégré avec matelas XPRT™	47
Renseignements techniques : matelas PositionPRO™	48
Interaction entre le lit <i>InTouch</i> ® et le matelas PositionPRO™	48
Fonctionnalité spécifique au matelas PositionPRO™ utilisé avec le lit <i>InTouch</i> ®	48
Programmation de l'heure	50
« Smart TV » (Option)	50
Langue	50
Historique	51
Bouton Nurse Control Backlight (rétroéclairage des contrôles infirmiers)	52
Entretien	53
Bouton Advanced Options	53
Wi-Fi en option	54
Dispositif de repérage <i>iBed</i> Locator en option	54
Menu principal : Verrous	55
Menu principal : « <i>iBed</i> »	56
« <i>iBed</i> », « Awareness »	56
« <i>iBed</i> », Rappel de protocole	57
« <i>iBed</i> », Rappel de protocole (Suite)	58
« <i>iBed</i> », Historique tête du lit	59
« <i>iBed</i> », Historique hauteur du lit	59
« <i>iBed</i> », calculatrice	60
« <i>iBed</i> », convertisseur	60
« <i>iBed</i> », traduction	61
« <i>iBed</i> », documentation	62
« <i>iBed</i> », thérapie sonore	64
Utilisation du « ZOOM® Drive » (Modèle 2141)	65
Utilisation du « Zoom® Drive » (Modèle 2141)	65
Voyants de Zoom®	65





Table des matières

Accessoires offerts en option	66
Rallonge de lit - FA64234-XXX	67
Tige porte-soluté permanente - FA64221-XXX/FA64238-XXX.	68
Tige porte-soluté deux têtes fixes permanente - FA64202-XXX	70
Système de gestion des sondes et fils (pince accessoire) - FA64210-XXX	72
Pince pour télécommande - FA64186-XXX	73
Support de moniteur - FA64214-XXX.	74
Support vertical de bouteille à oxygène - FA64187-XXX.	76
Support de bouteille à oxygène - FA64203	77
Télécommande avec contrôle de mouvements seulement - FA64228-XXX	78
Télécommande avec contrôle de mouvements et appel infirmier - FA64226	79
Télécommande avec contrôle de mouvements et « Smart TV » - FA64227	80
Télécommande avec contrôle de mouvements, appel infirmier et « Smart TV » - FA64225	81
Manchon de levage - FA64215-XXX à FA64219-XXX	82
Câble protecteur de mur - FA64208	83
Support de cassette à rayons X - FA64205-XXX	84
Entretien préventif	85
Liste de vérification	85
Nettoyage.	86
Nettoyage du lit	86
Entretien du matelas	86
Passeport de recyclage	87
Garantie.	105
Garantie limitée	105
Pièces et assistance technique	105
Contrats d'entretien	105

Symboles et définitions

	Avertissement/Attention, consulter la documentation d'accompagnement
	Symbole de charge de travail sécuritaire
~	Courant alternatif
	Symbole de tension dangereuse
	Classification de fusible pour lits avec système électrique de 100 V~ ou 120 V~
	Classification de fusible pour lits avec système électrique de 200 V~, 220 V~ ou 240 V~
	Borne de mise à la terre
	Symbole de régularisation de tension
	Pièce appliquée de type B
IPX4	Protection contre la projection de produits chimiques
	Équipement médical classé par l'Association Canadienne de Normalisation concernant les risques de chocs électriques, de feu, les risques mécaniques ou autres.
	Selon la Directive européenne 2002/96/EC sur les déchets électriques et électroniques, ce symbole signifie que le produit ne doit pas être envoyé aux ordures municipales mais doit être ramassé séparément. Consultez votre distributeur local pour les systèmes de retour ou de collecte disponibles dans votre pays.
REF	Numéro de modèle
	Fabricant
	Rayonnement non-ionisant; c.-à.-d. émetteur RF (Wi-Fi)

Symboles et définitions

	Le dispositif de repérage iBed Locator est connecté
	Le dispositif de repérage iBed Locator n'est pas connecté
	Le réseau sans fil est connecté
	Le réseau sans fil n'est pas connecté

TERMES AVERTISSEMENT / ATTENTION / REMARQUE

Les termes Avertissement, Attention et Remarque ont une signification particulière et doivent être lus attentivement.

AVERTISSEMENT

Ce terme signifie qu'une situation, si elle n'est pas évitée, peut se traduire par la mort ou par de graves blessures. Il peut aussi décrire des réactions adverses pouvant être graves et des risques pour la sécurité.

ATTENTION

Ce terme signifie qu'une situation possiblement risquée, si elle n'est pas évitée, peut se traduire en blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient, ou encore en dommages à l'équipement ou à d'autres biens. Ceci englobe les soins spéciaux nécessaires pour l'utilisation sécuritaire et efficace du produit et les soins nécessaires pour éviter des dommages qui pourraient se produire suite à une mauvaise utilisation ou à une utilisation normale.

Remarque

Ce terme fournit des renseignements spéciaux pour simplifier l'entretien ou expliquer les instructions importantes.

Introduction

UTILISATION

Ce manuel est conçu pour vous aider lors de l'utilisation du lit de soins intensifs *InTouch*® de Stryker, modèle FL27 (2131/2141). Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit ou d'en débiter l'entretien. Il est recommandé d'établir des méthodes et procédures pour former le personnel sur l'utilisation sécuritaire de ce lit.

Ce guide de l'utilisateur est une partie intégrante du lit et doit être joint au lit lorsque celui-ci est vendu ou transféré.

BRÈVE DESCRIPTION DU PRODUIT ET DÉCLARATION SUR L'UTILISATION PRÉVUE

INDICATIONS SUR L'UTILISATION MÉDICALE PRÉVUE: L'*InTouch* est un lit hospitalier réglable à alimentation secteur conçu pour positionner les patients lors des procédures, des traitements et de la récupération dans l'environnement des soins, transporter les patients entre les chambres et les salles d'opération, assurer la sécurité du patient, mesurer et afficher son poids, lui permettre d'alerter le personnel soignant afin d'obtenir une assistance d'urgence ou améliorer son niveau de confort, et monitorer la position du patient en alertant le personnel soignant en cas de sortie délibérée ou de chute potentielle du lit. Le lit utilise trente-neuf expressions cliniques préenregistrées en 24 langues et propose la musicothérapie.

POPULATION DE PATIENTS CIBLÉE: Les patients humains en soins aigus sont la population de patients ciblée. La charge maximale de sécurité (c.-à-d. le poids total du patient, du matelas et des accessoires) de l'*InTouch* est de 249 kg. Ce lit n'est pas prévu pour les patients mesurant moins de 89 cm et/ou pesant moins de 23 kg.

PARTIE DU CORPS CIBLÉE: L'*InTouch* est destiné à supporter un patient. Il est prévu pour être utilisé avec une surface de sommeil. Le châssis peut venir en contact avec l'épiderme humain mais le patient ne doit jamais reposer à même le châssis sans une surface d'appui.

PROFIL D'UTILISATEUR CIBLÉ: L'*InTouch* est prévu pour être utilisé dans le cadre des soins aigus. Cela regroupe notamment les soins intensifs, les soins de sevrage, les soins progressifs, les soins médicaux/chirurgicaux, les soins actifs pour des affections subaiguës et les unités de soin post-anesthésiques (PACU) ou autres sites de soins prescrits. Les lits sont prévus pour être utilisés par les opérateurs suivants : les professionnels de la santé (infirmières, aides-soignants, médecins), qui peuvent utiliser toutes les fonctions du lit (p. ex. mouvements du lit, appel infirmier, communications sur ridelle, sorties de lit, options thérapeutiques), les patients et leur voisinage, qui peuvent utiliser les fonctions de mouvement, d'appel infirmier et des communications sur la ridelle, et les professionnels qualifiés pour l'installation, l'entretien et le calibrage du lit.

CONDITION D'UTILISATION ET DURÉE DE VIE PRÉVUES: Les lits Stryker Medical sont conçus pour une durée de vie utile prévue de 10 ans dans des conditions d'utilisation normale, et avec un entretien périodique approprié comme décrit dans le guide d'entretien de chaque dispositif. Stryker garantit à l'acheteur d'origine que les soudures présentes sur ses lits seront exempts de défauts structurels pendant la durée de vie utile prévue de 10 ans du lit aussi longtemps que l'acheteur d'origine possède les produits.

Le produit est prévu pour être utilisé dans un environnement hospitalier, y compris dans les hôpitaux, les centres de chirurgie, les centres d'hébergement de soins longue durée et les centres de rééducation. Les conditions ambiantes prévues sont comprises entre 10 et 40 degrés Celsius et 30 à 75 % HR. Le produit est compatible avec des surfaces de 89 x 213 cm, le système d'appel infirmier, le matériel médical-chirurgical standard et l'infrastructure de l'établissement. L'*InTouch* est prévu pour être utilisé avec une surface de sommeil de 15 à 22 cm; une surface de sommeil ou un surmatelas supérieur à 15 cm assurant un bienfait thérapeutique peut être utilisé avec une supervision du patient.


Introduction

USAGE PRÉVU – DISPOSITIF *i*BED® SANS FIL ÉQUIPÉ DU SYSTÈME IBED AWARENESS

Le dispositif *i*Bed® sans fil équipé du système *i*Bed® Awareness (Information sur l'état actuel du lit) est conçu pour soutenir les membres du personnel clinique pour la surveillance des paramètres associés aux lits de type particulier Stryker. Les paramètres désirés seront ajustés par des cliniciens travaillant au chevet du patient. Le logiciel du *i*Bed® sans fil est conçu pour être utilisé uniquement avec des lits agréés spécifiquement par Stryker et dont le fonctionnement avec le logiciel *i*Bed® sans fil a été vérifié et validé. Il n'est pas conçu pour fournir des renseignements relatifs à l'état des lits qui ne sont pas de type Stryker. Le logiciel du *i*Bed® sans fil n'est pas conçu pour la communication de renseignements relatifs à l'état du patient, ni pour la conservation permanente de données de toutes sortes. Le *i*Bed® sans fil équipé du système *i*Bed® Awareness n'est pas conçu pour la prise de décisions thérapeutiques automatisées, et ne peut être employé en tant que substitut pour le jugement professionnel en matière de soins de santé. Le *i*Bed® sans fil équipé du système *i*Bed® Awareness ne constitue pas un remplacement ou un substitut destiné à la surveillance des signes vitaux, ni un équipement de signalement de situation d'urgence. Tout traitement ou diagnostic médical d'un patient doit être effectué sous la supervision et la surveillance directes d'un professionnel de la santé.

Introduction

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

	Charge de travail sécuritaire Remarque : La charge de travail sécuritaire est le total du poids du patient, du matelas et des accessoires.	550 lb	249 kg
	Poids du lit	750 lb	340.2 kg
Longueur du lit hors-tout		90"	228.6 cm
Largeur du lit hors-tout	Côtés de lit élevés	42"	106,7 cm
	Côtés de lit abaissés	40"	102,9 cm
Base	Dégagement sous le lit	5"	12,7 cm
Sommier	Surface patient		
	• Largeur	35"	88,9 cm
	• Longueur	84"	213,4 cm
	• Longueur (avec option rallonge de lit)	90"	228,6 cm
	Section du siège		
	• Profondeur	18.5"	47 cm
	Section de pied		
• Longueur	29"	73,7 cm	
• Angle de chaise	0° à 50° (± 5°)	0° à 50° (± 5°)	
Section de tête	• Longueur	36"	91,4 cm
	• Largeur	34" à 35"	86,4 cm à 88,9 cm
	• Angle	0° à 70° (0°-40° and 50°-70° ± 3°) (40°-50° ± 5°)	0° à 70° (0°-40° and 50°-70° ± 3°) (40°-50° ± 5°)
Section de cuisse	• Longueur	18"	45,7 cm
	• Largeur	34" à 35"	86,4 cm à 88,9 cm
	• Angle	0° à 15° (± 3°)	0° à 15° (± 3°)
Chaise cardiaque			
• Chaise cardiaque position normale	Tête: 65°, Siège: 17°, Pied: 30°, <i>Trendelenburg</i> : 3°		
• Chaise cardiaque position améliorée	Tête: 70°, Siège: 19°, Pied: 47°, <i>Trendelenburg</i> : 3°		
Système d'élévation du lit	Hauteur (haute) sur le sommier	33"	83,8 cm
	Hauteur (basse) sur le sommier	16"	40,6 cm
	<i>Trendelenburg/Reverse Trendelenburg</i>	12° (± 2°)	
	Temps d'élévation du lit	35 secondes maximum du plus bas au plus haut	
Système de balance	Capacité	550 lb	249 kg
	Exactitude :	<ul style="list-style-type: none"> • Poids de 100 lb à 550 lb • Poids de 100 lb à 550 lb • Poids de 100 lb et moins • Poids de 100 lb et moins ± 2% en <i>Trendelenburg</i> ou <i>Reverse Trendelenburg</i> ± 2% à l'horizontal ± 2 lb en <i>Trendelenburg</i> ou <i>Reverse Trendelenburg</i> ± 2 lb à l'horizontal	
Système de RCR	Vitesse pour mettre le lit au niveau à partir de toutes les positions :		
	• Relève-buste	15 secondes	
	• Pied et Siège	60 secondes	
Système de conduite	Vitesse (système « ZOOM® Drive » (option))		
	• Avant	3.6 mph	5.8 km/h
	• Arrière	2.5 mph	4.0 km/h

[Retour à la table des matières](#)

Introduction

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (SUITE)

Matelas	Taille de matelas recommandée • Avec Rallonge de lit DM64196 (PositionPRO) (35" x 6" x 4") • Avec Rallonge de lit DM64197 (XPRT™) (35" x 6" x 5.5")	35" x 84" x 6"	88,9 cm x 213,4 cm x 15,2 cm
		35" x 90" x 4"	88,9 cm x 228,6 cm x 10,1 cm
		35" x 90" x 5.5"	88,9 cm x 228,6 cm x 13,9 cm
	Taille de matelas à air recommandé • Avec Rallonge de lit DM64196 (PositionPRO) (35" x 6" x 4") • Avec Rallonge de lit DM64197 (XPRT™) (35" x 6" x 5.5")	35" x 84" x 6" - 8.5"	88,9 cm x 213,4 cm x 15,2 cm - 21,6 cm
		35" x 90" x 4"	88,9 cm x 228,6 cm x 10,1 cm
		35" x 90" x 5.5"	88,9 cm x 228,6 cm x 13,9 cm
Consommation maximum de courant	Sans prise auxiliaire (option) (120 VAC seulement)	4,0 Ampères	
	Avec prise auxiliaire (option) (120 VAC seulement)	9,8 Ampères	
Conditions environnementales	Entreposage • Température ambiante • Humidité relative • Pression atmosphérique	-40°F à 158°F 10 à 100% 500 à 1060 hPa	-40°C à 70°C
	Utilisation • Température ambiante • Humidité relative • Pression atmosphérique • Précision d'échelle	50°F à 104°F 30 à 75% 700 à 1060 hPa 18 °C to 25 °C	10°C à 40°C 64 °F à 77 °F
Exigences électriques	Toutes les exigences électriques sont conformes aux normes CSA C22.2 No. 601.1, UL 60601-1 et CEI 60601-1.60601-2-38.	100 V~, 50-60 Hz, 7,5 A - Deux fusibles 250 V, 10 A 120 ± 10% VAC, 50/60 Hz - Deux fusibles 250 V, 10 A 120 V~, 50-60 Hz, 4,0 A (9.8 A avec prise auxiliaire 120 V [option]) - Deux fusibles 250 V, 10 A 200 V~, 50-60 Hz, 3,2 A - Deux fusibles 250 V, 10 A 220 V~, 50-60 Hz, 2,9 A - Deux fusibles 250 V, 10 A 240 V~, 50-60 Hz, 2,7 A - Deux fusibles 250 V, 10 A	
Transmission radio sans fil (option du iBed® sans fil)	802.11 b/g, 2,4 GHz • Force de signal opérationnel minimum : -65 dB • Protocoles de sécurité pris en charge : WEP WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (CCMP/AES) WPA2-Enterprise (uniquement avec le PEAP-MS-CHAPv2) 802.1x • PEAP-MS-CHAPv2 (sans certificat) • Prend en charge le IPv4 et le DHCPv4		
Pile	12 V, 17,6 Ahr, pile acide-plomb sans entretien (numéro de pièce QDF9188) 3,0 V 220 mAh pile au lithium, format 20 mm - Varta Int. CR2032 Support de pile pour cellule d'ordinateur personnel, format 20 mm - MDP Int. BA2032		


Stryker se réserve le droit de changer ces spécifications sans préavis.

Les renseignements techniques sont approximatifs et peuvent varier selon l'unité ou les variations de courant électrique.

[Retour à la table des matières](#)

Introduction

ILLUSTRATION DU PRODUIT



Introduction

COORDONNÉES

L'utilisateur peut communiquer avec le service à la clientèle ou le soutien technique de Stryker au 1 (800) 327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, Michigan 49002
États-Unis

Veillez avoir le numéro de série (A) de votre produit Stryker à portée de main avant d'appeler le service à la clientèle ou le soutien technique de Stryker. Indiquez le numéro de série dans toutes les communications écrites.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

La plaque de numéro de série est située derrière le côté de lit, côté droit du patient, à proximité du côté pieds de l'unité.



A



[Retour à la table des matières](#)

Résumé des mesures de sécurité

Avant d'utiliser le lit, il est primordial de lire et de comprendre tous les renseignements contenus dans ce manuel. Veuillez lire et suivre à la lettre les règles de sécurité énumérées ci-dessous.

Remarque

Pour s'assurer de l'utilisation sécuritaire du lit, des méthodes et des procédures doivent être établies pour former le personnel hospitalier sur les risques inhérents associés à l'utilisation de lits électriques.

AVERTISSEMENT

- Dans le but d'éviter des dommages permanents au produit, celui-ci doit être à la température de la pièce avant de procéder à son installation et à son utilisation.
- Le système de pesée intégré au lit est conçu pour aider à la surveillance des variations de poids du patient. Les lectures ainsi obtenues ne doivent en aucun cas être considérées comme unique référence en vue d'élaborer un traitement médical.
- L'entretien préventif doit être effectué au moins une fois par an pour s'assurer du bon fonctionnement de toutes les caractéristiques.
- Ce lit n'est pas conçu pour un usage pédiatrique, c.-à-d., pour tout patient mesurant 88,9 cm (35 po) ou moins.
- Ce lit est muni d'une prise de courant de qualité hôpital pour la protection contre les risques de choc. Cette prise de courant doit être branchée directement dans une prise adéquatement mise à la terre. La fiabilité de la mise à la terre ne peut être atteinte que lorsqu'une prise de courant de qualité hôpital est utilisée.
- Risque de choc - Une mauvaise manipulation du câble d'alimentation peut l'endommager, retirez immédiatement le lit du service et contactez le personnel d'entretien approprié. Si cette mesure n'est pas respectée cela peut causer des blessures graves ou même la mort.
- De graves blessures peuvent survenir si des mesures de sécurité ne sont pas mises en oeuvre lors de l'utilisation du lit. Le lit ne doit être utilisé que lorsqu'il n'y a aucune personne ou aucun objet à proximité des systèmes électriques et mécaniques.
- Appliquez toujours les freins lorsqu'un patient est installé dans le lit ou lorsqu'il y monte ou en descend. De graves blessures peuvent survenir si le lit bouge alors que le patient monte ou descend du lit. Une fois que la pédale de frein est activée, poussez sur le lit pour vous assurer que les freins sont appliqués de façon sécuritaire. Effectuez le même test avec le frein électrique.
- Ne pas enclencher les freins lorsque le lit est en mouvement.
- Afin de réduire le nombre et la gravité d'une possible chute lorsque le patient est laissé sans surveillance, placez le sommier à l'horizontale à sa plus basse position et les côtés de lit en position haute, à moins de directives contraires liées à son état médical. Lorsque vous relevez le côté de lit, assurez-vous d'entendre le « clic » signalant le verrouillage. Tirez fermement sur le côté de lit pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.
- Les côtés de lit, avec ou sans coussins protecteurs, ne doivent pas servir de moyen de contention pour empêcher un patient de quitter le lit. Les côtés de lit sont conçus pour éviter toute chute accidentelle d'un patient. Le personnel médical est responsable du niveau de contention nécessaire pour qu'un patient reste sécuritairement alité. De graves blessures au patient peuvent survenir si les côtés de lit ne sont pas utilisés convenablement.
- Assurez-vous que le patient est bien alité et qu'aucun de ses membres ne soit hors des côtés de lit élevés pour éviter toute blessure lorsque les sections de la surface de repos sont en mouvement.
- Utilisez les contrôles de verrouillage dans le panneau de contrôle au pied du lit pour verrouiller les fonctions des côtés de lit ou retirez tout contrôle optionnel et installez des coussins protecteurs sur les côtés de lit lorsque l'état d'un patient nécessite des mesures de sécurité supérieures pour son bien-être.
- N'utilisez pas les côtés de lit, avec ou sans les coussins protecteurs, comme moyen de contention pour empêcher un patient de quitter le lit. Les côtés de lit sont conçus pour empêcher qu'un patient ne tombe du lit par accident. Il est de la responsabilité du personnel médical de déterminer le niveau de contention nécessaire pour s'assurer qu'un patient reste sécuritairement alité. De graves blessures au patient peuvent survenir si les côtés de lit ne sont pas utilisés convenablement.
- Pour diminuer le risque de blessures, assurez-vous que la surface de repos soit en position basse et horizontale et que les côtés de lit soient complètement relevés lorsque vous déplacez le lit avec un patient dessus.
- Pour éviter des blessures au patient ou à l'utilisateur, n'essayez pas de déplacer le lit latéralement lorsque le mode directionnel est activé. La roue directionnelle ne pivote pas.
- La pédale de RCR d'urgence est pour des fins d'urgence seulement. Lorsque la pédale de RCR est activée, tout équipement ou personne près ou sous les sections de tête, de cuisse ou de pied du lit doit être retiré. Si ce n'est pas fait, des risques de blessures sont encourus ou des dommages à l'équipement pourrait survenir.

[Retour à la table des matières](#)

Résumé des mesures de sécurité

AVERTISSEMENT (SUITE)

- Le frein de réserve ne doit servir qu'en cas d'urgence. Il ne doit pas être utilisé pour d'autres raisons sinon il risque d'être usagé au moment où il sera vraiment nécessaire pour une urgence.
- Ne vous asseyez pas sur la rallonge de lit puisque cela pourrait faire renverser le lit.
- Des risques d'incendie sont présents lorsque ce lit est utilisé avec des appareils à oxygène autre qu'une sonde nasale, un masque et une tente de lit mi-longueur. Déconnectez le câble d'alimentation du lit de la prise murale lorsque ces appareils sont utilisés. Lorsque vous utilisez la tente de lit mi-longueur, assurez-vous que les côtés de lit sont à l'extérieur de la tente à oxygène et que la tente ne dépasse pas le bas du sommier.
- Le système de détection de sortie de lit est conçu pour faciliter la détection d'un patient qui sort du lit. Ce système n'est pas conçu pour remplacer un protocole de surveillance du patient. Le système de détection de sortie de lit fait sonner une alarme lorsqu'un patient est sur le point de sortir du lit. L'ajout et le retrait d'appareil alors que le système de détection de sortie de lit est activé doit se faire selon la procédure « Ajout et retrait d'appareil lorsque le système est activé », sinon la sensibilité du système risque d'être corrompue et les lectures des mouvements du patient dans le lit risquent d'être erronées.
- La capacité de charge maximale du support est de 18 kg (40 lb).
- La capacité de charge maximale du support tubulaire est de 68 kg (150 lb).
- Des bandes de contention incorrectement ajustées peuvent entraîner des blessures graves au patient. Il est de la responsabilité du personnel soignant de déterminer l'utilisation adéquate des bandes de contention. Stryker n'est pas responsable du type de bandes de contention utilisé et de leur utilisation sur ses produits.
- Le système de détection de sortie de lit n'est pas conçu pour utilisation avec des patients pesant moins de 23 kg (50 lb).
- Ne nettoyez pas le lit à la vapeur, au jet d'eau ou ultrasoniquement. N'immergez aucune pièce du lit. Les pièces électriques internes peuvent être endommagées si elles sont mises en contact avec de l'eau. Nettoyez à la main toutes les surfaces du lit avec de l'eau tiède et un détergent doux. Essuyez les surfaces nettoyées pour les assécher complètement, ceci évitera l'accumulation de produits nettoyants. Vérifiez le matelas après chaque utilisation. Cessez l'utilisation du matelas si des craques ou fissures sont présentes puisque celles-ci peuvent permettre aux liquides de pénétrer le matelas. Si le matelas n'est pas bien nettoyé ou s'il n'est pas retiré du service s'il est défectueux cela augmente le risque d'exposition à des substances pathogènes et peut causer des maladies au patient aussi bien qu'à l'utilisateur.
- Assurez-vous de toujours déconnecter le câble d'alimentation de la prise murale lorsque vous réparez ou nettoyez le lit. Lorsque vous travaillez sous le lit alors que celui-ci est en position haute, assurez-vous toujours que les freins sont appliqués et que des blocs sont placés sous les leviers d'élévation du lit pour éviter des blessures advenant que l'interrupteur de descente du lit ne soit accidentellement activé.
- Ce lit est muni d'un connecteur de qualité hôpital pour prévenir les risques de choc. Ce connecteur doit être branché directement dans une prise adéquatement mise à la terre. La fiabilité de la mise à la terre ne peut être obtenue que lorsqu'une prise de qualité hôpital est utilisée.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation entre le matelas et le châssis du lit.
- N'attachez pas le câble d'alimentation à une partie articulée du châssis de lit.
- Le câble d'alimentation pourrait être coincé et causer un choc électrique si une rallonge de lit était utilisée.
- Utilisez seulement de l'équipement électrique de qualité hôpital absorbant 5 A ou moins avec la prise de courant auxiliaire. L'utilisation d'équipement électrique normal peut amener la fuite de courant à un niveau inacceptable pour de l'équipement hospitalier.
- Les pôles de pile, les bornes et les accessoires en rapport avec les piles contiennent du plomb et des composants du plomb, des produits chimiques reconnus par l'état de Californie pour causer des cancers et des anomalies congénitales ainsi que d'autres risques de procréation. Lavez-vous les mains après avoir manipulé ces objets.
- Ne modifiez pas le lit *InTouch*®. Le fait de modifier le lit peut entraîner un fonctionnement imprévisible et causer des blessures au patient ou à l'utilisateur. Aussi, le fait de modifier le lit annulera la garantie.

Résumé des mesures de sécurité

ATTENTION

- Lors de l'utilisation d'un matelas dont l'épaisseur dépasse 15,24 cm (6 po) ou d'un surmatelas, une attention et/ou une surveillance accrue du patient peut être requise afin de réduire les possibilités de chute.
- L'entretien préventif doit être effectué au moins une fois par année pour s'assurer que toutes les fonctions sont en bon état. Assurez-vous d'avertir le personnel d'entretien aussitôt qu'un mauvais fonctionnement du lit est remarqué.
- Lorsque de grands déversements de liquide se produisent dans la zone des cartes électroniques, des câbles et des moteurs, déconnectez immédiatement le câble d'alimentation du lit de la prise murale, retirez le patient du lit et nettoyez le liquide. Assurez-vous que le personnel d'entretien vérifie le fonctionnement complet du lit. Les liquides peuvent avoir des effets adverses sur les capacités opérationnelles de tout produit électrique. NE remettez PAS le lit en service tant qu'il n'est pas complètement asséché et que son fonctionnement n'a pas été vérifié. Assurez-vous, entre autre chose, que les composantes de plastiques utilisées en tant que capots pour le mécanisme des bras de côté de lit et que le boîtier de pied sont retirés et que les pièces qu'elles recouvrent sont complètement asséchées.
- Pour éviter d'endommager les mécanismes de côté de lit, ne déplacez pas le lit à l'aide des côtés de lit élevés. Déplacez-le plutôt à l'aide des poignées prévues à cet effet sur les panneaux de tête et de pied.
- Puisque chaque lit est conçu différemment en raison des options, les panneaux de pied ne devraient pas être interchangeables d'un lit à un autre. Interchanger les panneaux de pied peut causer un fonctionnement imprévisible du lit.
- Le poids des sacs de soluté ne doit pas dépasser 10 kg (22 lb).
- L'épaisseur du matelas ne doit pas dépasser 15,24 cm (6 po).
- Puisque les lits peuvent avoir des options différentes, il est recommandé de ne pas interchanger les panneaux de pied de différents lits. Le fait de changer les panneaux de pied peut entraîner un fonctionnement imprévu du lit.
- Lorsque vous procédez à des réparations, utilisez des pièces fournies par Stryker et rien d'autre.
- Afin que les batteries conservent une charge suffisante, branchez le lit sur une prise murale (source d'alimentation secteur régulée) lorsqu'il n'est pas utilisé pour maximiser ses performances sous alimentation par batterie.
- Si les batteries sont visiblement corrodées au niveau des cosses, présentent des fissures, sont distendues ou bombées sur les côtés, ou bien qu'elles ne maintiennent plus une charge complète, les remplacer immédiatement.
- Lors du remplacement des batteries, utiliser uniquement des batteries agréées par Stryker. L'utilisation de batteries non agréées par Stryker peut entraîner des performances imprévisibles du système.
- Lors d'une alarme de batterie faible (voyant DEL Battery Low [Batterie faible] sur le pied de lit et/ou bip sonore), cesser d'utiliser l'entraînement Zoom® et recharger immédiatement les batteries. Le fait d'ignorer les alarmes de batterie faible peut entraîner une dégradation des batteries plus rapide que la normale, et peut réduire la durée de vie des batteries.
- Nettoyez le Velcro APRÈS CHAQUE UTILISATION. Saturer le Velcro avec du désinfectant et laissez le désinfectant s'évaporer. (Le désinfectant approprié pour du Velcro de nylon doit être déterminé par l'hôpital.)
- Certains produits de nettoyage sont corrosifs et peuvent être endommageables si le produit n'est pas adéquatement utilisé. Si les produits énumérés ci-dessus sont utilisés pour nettoyer des appareils de soins de Stryker, des mesures doivent être prises pour s'assurer que les lits sont rincés avec un linge humide trempé dans de l'eau claire et complètement séché après le nettoyage. Si le lit n'est pas adéquatement rincé et séché, des résidus corrosifs risquent de se former à la surface du lit, causant une corrosion prématurée des composantes critiques. La garantie de ce produit peut être annulée si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées lors de l'utilisation de ce type de nettoyant.

Remarque

- Dans ce guide de l'utilisateur, les mots « droit » et « gauche » réfèrent aux côtés droit et gauche d'un patient couché sur le dos dans le lit.
- L'ajout d'accessoires modifie les mouvements du lit.
- L'option « iBed » n'est utilisée qu'en tant que caractéristique informelle et ne doit pas remplacer un protocole de surveillance du patient.

Résumé des mesures de sécurité

SYSTÈME DE « ZOOM® DRIVE » OPTIONNEL (MODÈLE 2141)

En plus des mesures de sécurité énumérées précédemment, celles qui suivent doivent être appliquées pour les lits ayant l'option « ZOOM® Drive ».

AVERTISSEMENT

- Le personnel infirmier formé est le seul à pouvoir utiliser le lit *InTouch*® modèle 2141.
 - SOYEZ PRUDENT lorsque vous déplacez le lit alors que la roue directionnelle est activée. Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle n'est près du lit lorsque la roue directionnelle est activée. Il existe des risques de blessures au patient, à l'utilisateur ou aux personnes à proximité ainsi que des risques de dommages au châssis ou à l'équipement environnant si le lit entre en collision avec un obstacle.
 - Soyez prudent lorsque vous déplacez le lit dans les corridors, en passant les portes, en entrant et sortant d'un ascenseur et autres. Les côtés de lit ou d'autres pièces peuvent être endommagés si le lit est frappé contre les murs ou les cadres de porte.
 - Placez la roue directionnelle en position neutre et relâchez les freins avant de pousser le lit de façon manuelle. Pour les modèles 2141; appuyez sur le bouton « Frein désactivé » pour désactiver la roue directionnelle (« Zoom® ») avant de pousser le lit manuellement. Ne tentez pas de pousser le lit manuellement alors que la roue directionnelle est activée. Le lit sera difficile à pousser et cela peut causer des blessures.
 - Si un mouvement inattendu ce produit, déconnectez le câble d'alimentation du lit de la prise murale, placez l'interrupteur de piles en position « OFF » (0) (le voyant lumineux sera éteint), placez la pédale de roue directionnelle en position neutre et appelez le personnel d'entretien.
 - Si les batteries se déchargent pendant l'utilisation de l'entraînement Zoom®, appuyer sur la touche « N » (Brake Off, frein désactivé) pour mettre la roue motrice en position neutre et pousser le lit manuellement. Recharger les batteries avant d'utiliser l'entraînement Zoom® de nouveau. Continuer l'utilisation de l'entraînement Zoom® peut endommager les batteries et coincer la roue motrice en position abaissée.
 - Le mode « Économie d'énergie » est activé lorsque le lit vient d'être alimenté pendant une heure par les piles sans activation de l'interrupteur de relâche de mouvement. Les fonctions de détection de sortie de lit, de balance et de mouvement sont interrompues lorsque le lit entre en mode « Économie d'énergie ». Des blessures au patient peuvent survenir si un protocole adéquat de surveillance du patient n'est pas respecté.
 - Déconnectez toujours tous les câbles d'alimentation et placez l'interrupteur de pile en position « OFF » (0) avant de débiter l'entretien ou le nettoyage. Lorsque vous travaillez sous le châssis, utilisez toujours un support sous le châssis de sommier pour éviter des blessures advenant que l'interrupteur de descente du lit ne soit accidentellement activé.
-

Résumé des mesures de sécurité

iBED AWARENESS EN OPTION (INFORMATION SUR L'ÉTAT ACTUEL DU LIT)

En plus des avertissements et mises en garde précédents, tous les avertissements et mises en garde ci-après s'appliquent aux lits dotés de l'option *iBed*® Awareness.

AVERTISSEMENT

- Le système *iBed*® Awareness en option indique uniquement la position du côté de lit; il n'indique PAS si il est verrouillé. Il appartient au soignant de veiller à ce que les côtés de lit soient verrouillés après chaque déplacement et également avant de laisser un patient dans la chambre.
 - Les voyants du système *iBed*® Awareness en option ne sont qu'une aide au soignant et ne doivent en aucun cas remplacer la responsabilité de ce dernier en matière de surveillance des patients. Le personnel soignant ne doit pas compter sur les voyants pour effectuer ses tâches.
 - Avant d'armer le système *iBed*® Awareness en option, l'infirmier doit vérifier physiquement que les côtés de lit sont verrouillés.
-

ATTENTION

- Si le système *iBed*® Awareness en option est utilisé, il faut vérifier que le lit est dans l'état souhaité (*iBed*® Awareness mis sur « ON » [marche] avec le voyant vert allumé) avant de quitter la chambre.
 - Si, au cours de son utilisation, le système *iBed*® Awareness en option émet une alarme, ne pas éteindre ce dernier sous risque de perdre les renseignements d'affichage permettant le dépannage du lit.
 - Au cours de l'emploi du système *iBed*® Awareness en option, l'utilisation des accessoires qui recouvrent les voyants d'alerte situés au centre et sur les côtés du pied de lit n'est pas recommandée.
-

iBED® SANS FIL EN OPTION (120 V POUR L'AMÉRIQUE DE NORD UNIQUEMENT)

En plus des avertissements et mises en garde précédents, tous les avertissements et mises en garde ci-après s'appliquent aux lits dotés de l'option *iBed*® sans fil.

AVERTISSEMENT

- La fonction *iBed*® sans fil en option fournit à distance des données utiles au soignant quant à l'état du patient. En aucun cas cette option ne peut remplacer la responsabilité de ce dernier en matière de surveillance des patients. Le personnel soignant ne doit pas compter **uniquement** sur les données fournies à distance pour effectuer ses tâches.
 - Le dispositif de repérage *iBed* Locator doit être convenablement associé ou mis en correspondance avec la salle (ou l'emplacement) afin de fournir des données précises sur l'emplacement. La mise en correspondance inadéquate du dispositif de repérage *iBed* Locator avec la salle (ou l'emplacement) conduira à la transmission de données à distance erronées. Par ailleurs, si un dispositif de repérage *iBed* Locator doit être déplacé après avoir été installé et mis en correspondance, la correspondance doit être établie de nouveau avec la nouvelle salle ou le nouvel emplacement. Si les données relatives à la salle ou l'emplacement sont modifiées après la première installation, une nouvelle mise en correspondance du *iBed* Locator devra être effectuée.
 - La ligne de visée située entre le *iBed* Locator et le côté tête de lit doit être en permanence dépourvue d'obstacles. Toute interférence intervenant dans la ligne de visée pourrait perturber la communication et rendre certaines données sur la salle ou l'emplacement indisponibles.
 - Le panneau de pied compatible avec le système *iBed*® sans fil doit être utilisé pour tous les lits équipés du *iBed*® sans fil. Certaines fonctionnalités du dispositif *iBed*® sans fil seront perdues si une version antérieure de panneau de pied est employée.
 - Le fonctionnement du dispositif *iBed*® sans fil doit être vérifié après installation. L'absence de vérification peut entraîner la perte des données à distance ou l'obtention de données à distance erronées. Au minimum, vérifier la communication du *iBed* Locator avec le lit, dans tous les emplacements, ainsi que la communication entre le *iBed*® sans fil avec le point d'accès sans fil.
 - Les dispositifs de repérage *iBed* Locator installés dans une même pièce, telle une chambre semi-privée comportant plusieurs lits, doivent être séparés d'une distance minimale de 180,34 cm. Si cette consigne n'est pas suivie, un lit pourrait communiquer avec le dispositif de repérage *iBed* Locator d'un lit adjacent et ainsi transmettre des données erronées sur l'emplacement du lit.
-

ATTENTION

Le dispositif *iBed* sans fil transmet uniquement des données sur le lit, et jamais des renseignements relatifs aux appels d'infirmier. Le dispositif *iBed* sans fil n'est pas conçu pour remplacer le système d'appel d'infirmier existant.

Procédures d'installation

Pour éviter d'endommager ce produit de façon permanente, il est impératif de laisser le produit atteindre la température de la pièce avant de procéder à son installation ou à son utilisation.

Il est primordial de vous assurer que le lit fonctionne adéquatement avant de le mettre en service. La liste qui suit vous aidera à vérifier chaque pièce du lit.

- Installez les panneaux de tête et de pied sur le lit. Insérez le panneau de pied avec soin de manière à ce que les connecteurs encastrés s'insèrent facilement.
-

ATTENTION

Puisque les lits peuvent avoir des options différentes, il est recommandé de ne pas interchanger les panneaux de pied de différents lits. Le fait de changer les panneaux de pied peut entraîner un fonctionnement imprévu du lit.

- Branchez le câble d'alimentation au connecteur à la tête du lit et dans une prise murale de qualité hôpital adéquatement mise à la terre.
 - Placez l'interrupteur de pile sur la position ouverte (« ON » (I)) (situé sur le sommier du côté droit du patient).
 - Programmez l'heure et la date à l'aide de l'écran tactile (référez-vous à la [page 50](#) pour la procédure).
-

AVERTISSEMENT

Ce lit est muni d'un connecteur de qualité hôpital pour prévenir les risques de choc. Ce connecteur doit être branché directement dans une prise adéquatement mise à la terre. La fiabilité de la mise à la terre ne peut être obtenue que lorsqu'une prise de qualité hôpital est utilisée.

- Pour vérifier le frein manuel, renversez la pédale de frein vers l'extérieur et appuyez complètement sur la pédale vers le pied du lit. Le mot « Frein » sur fond rouge sera visible dans la fenêtre située à côté de la pédale sur la base du lit et le symbole de « Frein » clignotera sur le panneau de pied. Les freins devraient être engagés et le lit immobilisé.
- Pour ce qui est du frein électrique, appuyez sur le bouton de frein situé sur le panneau de contrôle du côté de lit ou sur le panneau de pied et assurez-vous que les freins sont appliqués en essayant de déplacer le lit. Pour relâcher le frein électrique, appuyez sur le bouton « Frein » une seconde fois ou sur le bouton « Neutre » tous deux situés sur le panneau de contrôle de côté de lit et sur le panneau de pied.
- Pour le modèle 2141 seulement : Du côté droit du patient, renversez la pédale de frein manuel vers l'extérieur et appuyez dessus vers la tête du lit. La lettre « D » sur fond vert devrait être visible dans la fenêtre sur la base du lit à côté de la pédale. La roue de « Zoom® Drive » devrait être engagée. Appuyez sur le centre de la pédale jusqu'à ce que la lettre « N » sur fond bleu soit visible dans la fenêtre. La roue de « Zoom® Drive » devrait maintenant être désengagée.
- Assurez-vous que les côtés de lit montent, se verrouillent en position haute et s'abaissent facilement.
- Vérifiez toutes les commandes du panneau de pied.
- Vérifiez que le système de balance et celui de détection de sortie de lit fonctionne adéquatement.
- Vérifiez toutes les fonctions des panneaux de contrôle des côtés de lit de tête intérieures et extérieures. Si le lit est muni du paquet pour communications pour les côtés de lit, connectez le câble fourni au connecteur de 37 broches situé à la tête du lit et branchez-le dans la prise murale.
- Placez le lit en position haute maximale et activez la fonction *Trendelenburg*. Assurez-vous que la tête du lit baisse en position basse maximale (référez-vous à l'illustration « Contrôle infirmier » à la [page 29](#)). Remettez le lit à niveau en utilisant les contrôles d'élévation du lit.
- Montez le lit en position haute maximale et activez la fonction *Reverse Trendelenburg*. Assurez-vous que le pied baisse en position basse maximale (référez-vous à l'illustration « Contrôle infirmier » à la [page 29](#)). Remettez le lit à niveau en utilisant les contrôles d'élévation du lit.
- Vérifiez le fonctionnement de la pédale de RCR : montez le sommier de tête puis appuyez sur la pédale de RCR située sur le côté de la base du lit. Le sommier de tête descendra pour obtenir une position horizontale jusqu'à ce que la pédale soit relâchée.
- Assurez-vous que la section de cuisse (si élevée) commence aussi à se mettre à plat lorsque le sommier de tête est complètement abaissé. Une fois que le sommier de tête est complètement abaissé, attendez 30 secondes environ (le temps nécessaire pour que le moteur de contrôle du sommier de tête se remette à zéro) et vérifiez que le moteur est bel et bien remis à zéro en montant le sommier de tête complètement grâce au contrôle de montée du sommier de tête.
- Vérifiez que l'équipement optionnel suivant fonctionne adéquatement : prise auxiliaire de 120 V, contrôle infirmier à la tête du lit, contrôle amovible, pare-chocs à roulettes, poignées de « Zoom® » et autres.

[Retour à la table des matières](#)

Procédures d'installation

OPTION MATELAS DE THÉRAPIE XPRT™

Si votre lit est muni de l'option matelas de thérapie **XPRT™**, effectuez l'installation ci-dessous. Pour une représentation graphique des procédures d'installation, référez-vous au Guide de l'utilisateur du matelas de thérapie **XPRT™**.

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un matelas dont l'épaisseur dépasse 15,24 cm (6 po) ou d'un surmatelas, une attention et/ou une surveillance accrue du patient peut être requise afin de réduire les possibilités de chute.

1. Placez le matelas sur le sommier de lit, le logo à la tête du lit.
2. Repliez la section de pied du matelas.
3. Placez le boîtier de pied sur le sommier de pied.
4. Connectez les deux (2) connecteurs de couleur sur le boîtier de pied aux connecteurs de couleur correspondants sur le matelas. Connectez le connecteur noir sur le boîtier de pied à l'adaptateur de câble 2950-001-180, puis au châssis de lit.
5. Tournez les manchons à blocage dans le sens horaire pour sécuriser les connexions.
6. Connectez l'autre extrémité du connecteur noir au lit (côté gauche du sommier de pied derrière la prise de courant auxiliaire).
7. Connectez la ligne d'air du matelas au raccord correspondant sur le boîtier de pied.
8. Attachez les deux (2) agrafes de butée aux deux (2) anneaux en D sur le boîtier de pied.
9. Abaissez la section de pied du matelas par-dessus le boîtier de pied. Attachez le matelas au châssis du lit en utilisant les sangles du matelas.
10. Placez les draps en utilisant les anneaux en D pour le drap contour.
11. Pour sécuriser les draps au matelas passez les quatre coins dans les anneaux en D attachés au matelas.
12. Pour s'assurer une thérapie adéquate, ne tirez pas trop les draps. Il devraient être lâches et froissés sur la surface du matelas.
13. Connectez le câble d'alimentation du matelas dans une prise de qualité hôpital adéquatement mise à la terre.

Remarque

Le lit *InTouch*® détectera tout type de matelas ainsi connecté et affichera à l'écran les contrôles de ce matelas.

AVERTISSEMENT

- Ne faites pas passer le câble d'alimentation entre le matelas et le châssis du lit.
 - N'attachez pas le câble d'alimentation à une partie articulée du châssis de lit.
 - Le câble d'alimentation pourrait être coincé et causer un choc électrique si une rallonge de lit était utilisée.
-

OPTION MATELAS DE REPOSITIONNEMENT DE PATIENT POSITIONPRO™

Si votre lit est muni de l'option matelas de repositionnement de patient **PositionPRO™**, effectuez l'installation ci-dessous. Pour la représentation des procédures d'installation, référez-vous au Guide de l'utilisateur du matelas **PositionPRO™**.

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un matelas dont l'épaisseur dépasse 15,24 cm (6 po) ou d'un surmatelas, une attention et/ou une surveillance accrue du patient peut être requise afin de réduire les possibilités de chute.

1. Placez le matelas sur le lit.
2. Retournez la section de pied vers la tête du lit.
3. Placez la boîte de contrôle (à l'envers) dans l'ouverture de la section de pied.
4. Connectez les tubes extérieurs transparents au silencieux, en faisant coordonner les couleurs.

Procédures d'installation

OPTION DE MATELAS DE REPOSITIONNEMENT DE PATIENT POSITIONPRO™ (SUITE)

5. Connectez les câbles des capteurs d'angle.
 - a. Alignez les points blancs.
 - b. Tournez dans le sens horaire pour fixer.
6. Connectez le câble du contrôle patient.
7. Connectez le câble d'alimentation (4') et mettez l'interrupteur en position ouverte (« ON » (I)).
Remarque : L'interrupteur est situé sous le câble d'alimentation.
8. Fixez les attaches par-dessus le câble d'alimentation.
9. Installez le câble d'alimentation dans les deux (2) agrafes de butée.
10. Fixez les trois (3) courroies de fixation.
11. Remplacez avec soin la boîte de contrôle au pied du lit et le matelas à plat.

ATTENTION

Descendre lentement la section de pied pour ne pas endommager la boîte de contrôle.

12. Fixez les courroies de fixation pour sécuriser le matelas au châssis du lit (quatre (4) courroies au total).
13. Connectez le câble d'alimentation à la prise 110 V sur le lit.

Placer les draps

1. Placez les draps à l'aide des anneaux en D pour le drap contour.
2. Pour s'assurer une thérapie adéquate, ne tirez pas trop les draps. Ils devraient être lâches et froissés à la surface du matelas.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de toujours avoir accès aux languettes de mise en position RCR.

SYSTÈME « ZOOM® DRIVE » (OPTION) (MODÈLE 2141 SEULEMENT)

Si votre lit est muni de l'option « ZOOM® Drive », effectuez les procédures d'installation précédentes et continuez avec les procédures qui suivent.

- Lorsque l'interrupteur est en position ouverte (« ON » (I)) et que la roue directionnelle est en position neutre (ne touche pas au sol), assurez-vous que le voyant « Engager la roue directionnelle » sur le panneau de contrôle de tête est allumé.
- Effectuez un exercice d'utilisation de la roue directionnelle (référez-vous à la [page 65](#)) pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Des deux côtés du lit, renversez la pédale de frein manuel et appuyez dessus en direction de la tête du lit. La lettre « D » en vert devrait être visible dans la fenêtre située sur la base du lit près de la pédale. Le « Zoom® Drive » (modèle 2141 seulement) devrait être engagé. Appuyez sur le centre de la pédale jusqu'à ce que la lettre « N » bleu soit visible dans la fenêtre. Le « ZOOM® Drive » devrait être désengagé.

Procédures d'installation

SYSTÈME /BED® SANS FIL EN OPTION (120 V POUR L'AMÉRIQUE DE NORD UNIQUEMENT)

Afin que votre lit puisse recevoir une connexion sans fil, le dispositif de repérage /Bed Locator doit être installé sur le mur, côté tête de lit. Le dispositif de repérage /Bed Locator communique avec le Module IR installé sur votre lit. Pour de plus amples détails sur le montage du dispositif de repérage /Bed Locator, veuillez consulter la feuille d'instructions (numéro de pièce 5212-009-101) emballée avec la trousse d'installation 5212 du dispositif de repérage /Bed Locator en option.

Si des problèmes surviennent pendant l'installation du dispositif de repérage /Bed Locator, contacter le service d'assistance technique Stryker au 1 (800) 327-0770.

AVERTISSEMENT

Le dispositif de repérage /Bed Locator doit être convenablement associé ou mis en correspondance avec la salle (ou l'emplacement) afin de fournir des données précises sur l'emplacement. La mise en correspondance inadéquate du dispositif de repérage /Bed Locator avec la salle (ou l'emplacement) conduira à la transmission de données à distance erronées. Par ailleurs, si un dispositif de repérage /Bed Locator doit être déplacé après avoir été installé et mis en correspondance, la correspondance doit être établie de nouveau avec la nouvelle salle ou le nouvel emplacement. Si les données relatives à la salle ou l'emplacement sont modifiées après la première installation, une nouvelle mise en correspondance du /Bed Locator devra être effectuée.

Les paramètres de connexion sans fil doivent être chargés avant que le dispositif de repérage ne communique avec l'application /Bed Server. Veuillez consulter le **Manuel d'installation et de configuration du /Bed Server** (5212-009-001).

Modes d'utilisation

METTRE LE LIT SOUS TENSION

Lorsque l'interrupteur du lit est hors tension ou lors d'une panne de courant, les paramètres des contrôles de verrouillage et les données de calibration des systèmes de balance et de détection de sortie de lit (optionnel) sont conservés.

Remarque

Le lit est muni de piles qui se chargeront lorsque le lit sera branché dans une prise murale. Lorsque le voyant « Pile faible » est allumé vous devez connecter le lit pour vous assurer que les piles seront chargées. Assurez-vous aussi que l'interrupteur de déconnexion des piles est allumé.

AVERTISSEMENT

Risque de choc - Une mauvaise manipulation du câble d'alimentation peut l'endommager, retirez immédiatement le lit du service et contactez le personnel d'entretien approprié. Si cette mesure n'est pas respectée cela peut causer des blessures graves ou même la mort.

MODES D'UTILISATION AVEC LA PILE

Une panne de courant aux cartes électroniques lancera l'utilisation de la pile. Pendant l'utilisation de la pile, le système se placera dans un des modes suivants :

Mode sommeil : Ce mode est le résultat du manque d'électricité et d'activité sur les panneaux de contrôle pendant cinq (5) minutes. Aussi, lorsqu'il n'y a pas d'activité sur le lit pendant 1 heure alors que le lit est alimenté en courant continu, l'écran tactile s'éteint et le mode sommeil se produit.

Mode alarme avant mode mort : Le mode alarme avant mode mort se produit si, alors que le système est en mode sommeil, la détection de sortie de lit est activée et s'il n'y a pas d'activité sur les panneaux de contrôle du lit pendant quatre (4) heures ou si les piles sont faibles.

Mode mort : Le mode mort est activé si, alors que le lit est en mode sommeil, la détection de sortie de lit n'est pas activée et s'il n'y a pas d'activité sur les panneaux de contrôle pendant soixante (60) minutes ou si les piles sont faibles. Ce mode est aussi activé après quinze (15) minutes si, alors que le système est en mode alarme avant mode mort, le courant n'est pas revenu et qu'il n'y a pas d'activité sur les panneaux de contrôle.

Mode normal : Ce mode est activé lorsque les conditions suivantes s'appliquent :

1. Le courant est de retour ou s'il y a de l'activité sur les panneaux de contrôle.
2. L'écran tactile n'est plus en état de calibration.

Mode sous tension : Si le courant est de retour (ce qui signifie que le lit est connecté dans une prise de courant murale ou que la panne est terminée) le système sortira du mode mort pour tomber en mode sous tension si les piles n'ont plus de courant et ont besoin d'être rechargées. Le système tombera ensuite en mode initialisation puis retournera en mode normal.

Remarque

Le temps nécessaire pour complètement recharger les deux piles est d'environ huit (8) heures.

Guide d'utilisation de la base

UTILISATION DES FREINS, DE LA CONDUITE ET DU NEUTRE

Le système de frein du lit fonctionne en mode électronique ou manuel.

Mode électronique

- Pour **activer** un de ces systèmes : appuyez sur le bouton « Frein », « Conduite » ou « Neutre » situé sur le panneau de pied et sur chaque côté de lit de tête.
- Pour **désactiver** le frein : appuyez sur un des boutons suivants, « Frein », « Neutre » ou « Conduite ».
- Pour **désactiver** le neutre et la conduite : appuyez sur un des deux boutons non sélectionnés, soit « Frein » dans les deux cas, soit « Conduite » ou « Neutre ».

Ces systèmes peuvent également être désactivés en utilisant la pédale. Pour ce, basculez la pédale vers un des systèmes non utilisé.

Mode manuel

- Pour **activer** un de ces systèmes : faites basculer la pédale sur le côté de la base du lit vers le système désiré.
- Pour **désactiver** ces systèmes : faites basculer la pédale vers un des systèmes non utilisé. Le mode électronique peut également être utilisé pour désactiver les systèmes.

AVERTISSEMENT

- Les freins doivent toujours être appliqués lorsqu'un patient est sur le lit (sauf lors du transport) ou lorsque le patient monte ou descend du lit. De graves blessures peuvent survenir si le lit bouge alors que le patient y monte ou en descend. Une fois la pédale de frein activée manuellement, poussez sur le lit pour vous assurer que les freins sont sécuritairement appliqués.
 - Pour réduire le risque de blessure, assurez-vous que la surface du lit est horizontale et en position basse maximale avec les côtés de lit complètement relevés et verrouillés lorsque vous déplacez le lit dans lequel se trouve un patient.
 - Pour éviter des blessures au patient et/ou à l'utilisateur, ne tentez pas de déplacer le lit latéralement alors que le mode directionnel est activé; la roue directionnelle ne peut pas pivoter.
-

Guide d'utilisation du sommier

RELÂCHE D'URGENCE RCR

En cas d'urgence et lorsque les sommiers de tête, de cuisse et de pied sont élevés, la pédale de RCR peut être utilisée pour remettre le lit à 0°. Les sommiers de tête, de cuisse et de pied reviendront automatiquement à plat.

AVERTISSEMENT

La pédale de RCR est pour des fins d'urgence seulement. Lorsque la pédale de RCR est activée, tout équipement et personne à proximité des sections de tête, de cuisse ou de pied doit être retiré. Si ce n'est pas fait, des risques de blessures ou des dommages à l'équipement peuvent survenir.

Abaisser le sommier de tête pendant une panne de courant

En cas de panne de courant et lorsque la pile est déchargée, la pédale de RCR peut être utilisée pour abaisser le sommier de tête en partie ou au complet. Pour ce, pressez sur la pédale de RCR jusqu'à l'obtention de l'angle désiré.

CROCHETS POUR SACS COLLECTEURS

Les quatre crochets pour sacs collecteurs sont situés des deux côtés du lit sous les bordures du sommier de pied et de siège. Deux de ces crochets sont au centre et isolés.

Remarque

Le mouvement du sommier de tête fait bouger les crochets pour sacs collecteurs. Le mouvement du sommier de tête doit être verrouillé lorsque ces crochets sont utilisés de manière à éviter tout mouvement involontaire des crochets.

EMPLACEMENT DES MOYENS DE CONTENTION

Il y a douze endroits sur le support de matelas où les bandes de contention peuvent être installés. Dix de ces bandes sont situées sur les bordures du support de matelas vis-à-vis les unes des autres et les deux restantes sont situées dans le haut de la section de tête.

AVERTISSEMENT

Des bandes de contention incorrectement ajustées peuvent entraîner des blessures graves au patient. Il est de la **responsabilité du personnel soignant** de déterminer l'utilisation adéquate des bandes de contention. **Stryker n'est pas responsable du type de bandes de contention utilisé et de leur utilisation sur ses produits.**

ATTENTION

Nettoyez le Velcro APRÈS CHAQUE UTILISATION. Saturez le Velcro avec du désinfectant et laissez le désinfectant s'évaporer. (Le désinfectant approprié pour du Velcro de nylon doit être déterminé par l'hôpital.)

Guide d'utilisation du sommier

UTILISATION DE L'APPEL INFIRMIER

La fonction d'appel infirmier permet au patient de communiquer avec le bureau de garde grâce à un haut-parleur en appuyant sur le bouton d'appel infirmier sur l'interface de contrôle du boîtier de commande. Les haut-parleurs sont situés à l'intérieur des côtés de lit de tête.

La communication entre le patient et le bureau de garde est établi aussitôt qu'un membre du personnel infirmier répond au signal d'appel.

Remarque

Le système d'appel infirmier enverra automatiquement un signal d'appel au bureau de garde si la communication est rompue entre le lit et le bureau de garde suite à une panne de courant, à la fermeture du lit ou au débranchement du câble de communication de l'appel infirmier.

UTILISATION DE LA PRISE DE COURANT AUXILIAIRE

La prise de courant auxiliaire fournit une source de courant pratique pour l'équipement périphérique. La prise est située du côté gauche de la section de pied du lit. Un disjoncteur de 5 A est intégré à la prise de courant.



AVERTISSEMENT

Utilisez seulement de l'équipement électrique de qualité hôpital absorbant 5 A ou moins avec la prise de courant auxiliaire. L'utilisation d'équipement électrique normal peut amener la fuite de courant à un niveau inacceptable pour de l'équipement hospitalier.

UTILISATION DES PANNEAUX DE TÊTE ET DE PIED

Les panneaux de tête et de pied peuvent facilement être retirés ou remplacés. Le retrait du panneau de tête permet un accès plus aisé à la tête du patient.

Pour retirer les panneaux

1. Saisissez les deux extrémités du panneau et soulevez.

Pour installer les panneaux

1. Pour le panneau de tête : Insérez les montants du panneau dans les culots de montage et appuyez dessus pour vous assurer qu'ils sont bien insérés.
2. Pour le panneau de pied : Insérez le panneau lentement dans les culots de montage tout en vous assurant que le connecteur du panneau s'emboîte adéquatement sur le connecteur du boîtier de pied.

Remarque

Si le panneau de pied doit être retiré et que les fonctions électriques du lit demeurent accessibles grâce aux côtés de lit, assurez-vous que les contrôles des côtés de lit sont fonctionnels en désactivant tous les verrous avant de retirer le panneau de pied.

Guide d'utilisation du sommier

POSITION DES CÔTÉS DE LIT

Les côtés de lit sont conçus pour permettre de les descendre d'une seule main. La position haute est la seule position de verrouillage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Afin de réduire le nombre et la gravité d'une possible chute lorsque le patient est laissé sans surveillance, placez le sommier à l'horizontale à sa plus basse position et les côtés de lit en position haute, à moins de directives contraires liées à son état médical. Lorsque vous relevez le côté de lit, assurez-vous d'entendre le « clic » signalant le verrouillage. Tirez fermement sur le côté de lit pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.
- Les côtés de lit, avec ou sans coussins protecteurs, ne doivent pas servir de moyen de contention pour empêcher un patient de quitter le lit. Les côtés de lit sont conçus pour éviter toute chute accidentelle d'un patient. Le personnel médical est responsable du niveau de contention nécessaire pour qu'un patient reste sécuritairement alité. De graves blessures au patient peuvent survenir si les côtés de lit ne sont pas utilisés convenablement.

Pour baisser les côtés de lit (Figure 1.1)

- Soulevez le levier jaune (A) d'une main et guidez le côté de lit vers le bas. (Voir figure ci-dessous.)

Pour relever les côtés de lit (Figure 1.1)

- Tirez sur le côté de lit jusqu'à ce qu'il se verrouille en position haute; un 'clic' se fait entendre lorsque le côté de lit est verrouillé. (Voir figure ci-dessous.)



Figure 1.1

Guide d'utilisation du sommier

POSITIONS DU LIT


Ce lit est conçu pour avoir une possibilité de cinq (5) positions différentes : horizontal, chaise normale, chaise améliorée, *Trendelenburg* et *Reverse Trendelenburg*. Ces positions peuvent être atteintes en utilisant les boutons associés sur le panneau de contrôle infirmier. (Voir les descriptions à la [page 29](#)).

EXTENSION DE LIT OPTIONNELLE

Le lit peut être rallongé en utilisant une extension de lit. Pour davantage de renseignements, voir ([page 67](#)).

Guide d'utilisation des côtés de lit

PANNEAU DE CONTRÔLE DE MOUVEMENT, CÔTÉ DE LIT, CONTRÔLE INFIRMIER



	Bouton	Nom	Fonction
Positions du lit	A	Position chaise	Placer le lit en position de chaise normale ou améliorée
	B	Position horizontale	Placer le lit en position horizontale
	C	Trendelenburg	Placer le lit en position Trendelenburg
	D	Reverse Trendelenburg	Placer le lit en position Reverse Trendelenburg
Sommiers de tête, de cuisse et de pied	E	Monter sommier de tête	Monter le sommier de tête jusqu'à l'angle désiré
	F	Monter sommier de cuisse	Monter le sommier de cuisse jusqu'à l'angle désiré
	G	Monter sommier de pied	Monter le sommier de pied jusqu'à l'angle désiré
	H	Abaisser sommier de tête	Abaisser le sommier de tête jusqu'à l'angle désiré
	I	Abaisser sommier de cuisse	Abaisser le sommier de cuisse jusqu'à l'angle désiré
	J	Abaisser sommier de pied	Abaisser le sommier de pied jusqu'à l'angle désiré
Hauteur du lit	K	Monter la hauteur du lit	Monter le lit à la hauteur désirée
	L	Abaisser la hauteur du lit	Baisser le lit à la hauteur désirée

Guide d'utilisation des côtés de lit

DESCRIPTIONS DES POSITIONS DU LIT

Remarque

L'ajout d'accessoires a un effet sur le mouvement du lit.

Horizontal (0°)

Pour activer la position horizontale, appuyez sur le bouton « Position horizontale » situé sur le panneau de contrôle infirmier. Cette action placera les sommiers de tête, de cuisse et de pied en position horizontale. Advenant que le bouton horizontal est sélectionné alors que le lit est en position *Trendelenburg* ou *Reverse Trendelenburg*, le lit se placera en position horizontale en utilisant le moteur d'élévation de tête ou de pied.

Remarque

Il est possible de faire bouger les sections de tête, de cuisse et de pied en même temps.

Chaise cardiaque normale

Pour activer la position de chaise cardiaque, appuyez sur le bouton « Chaise » situé sur le panneau de contrôle infirmier. Gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la position de chaise cardiaque soit complétée. Les sommiers de tête et de cuisse remonteront ensemble à leur position la plus élevée, puis le lit se placera en position *Reverse Trendelenburg*.

Chaise cardiaque améliorée

Pour activer la position de chaise cardiaque améliorée, appuyez sur le bouton « Chaise » situé sur le panneau de contrôle infirmier. Gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la position de chaise cardiaque soit complétée. Les sommiers de tête et de pied remonteront ensemble à leur position la plus élevée, puis le lit se placera en position *Reverse Trendelenburg*.

Remarque

Il y aura un arrêt de 1 seconde entre chaque position de chaise complétée.

Trendelenburg

La position *Trendelenburg* place le sommier de tête en position basse et le sommier de pied en position élevée. Cette position peut être complétée en appuyant sur le bouton *Trendelenburg* situé sur le panneau de contrôle infirmier jusqu'à ce que l'angle désiré soit obtenu. La hauteur du lit peut être diminuée alors que le lit est en position *Trendelenburg*, et ce, sans en changer l'angle.

Reverse Trendelenburg


La position de *Reverse Trendelenburg* place le sommier de tête en position haute et le sommier de pied en position basse. Cette position est complétée en appuyant sur le bouton *Reverse Trendelenburg* situé sur le panneau de contrôle infirmier.

Remarque

- L'angle d'inclinaison maximal pour les positions *Trendelenburg* et *Reverse Trendelenburg* est de 15°.
- Si une tige à soluté est détectée, la section de pied ne pourra pas bouger.
- Un dégagement minimal de 50.8 cm (20") est requis pour permettre à ces positions d'être effectuées.
- Ces positions ne peuvent pas être complétées si un ou plusieurs verrous sont activés.

Guide d'utilisation des côtés de lit

PANNEAU DE CONTRÔLE DE DÉPLACEMENT/FREIN, CÔTÉ DE LIT, CONTRÔLE INFIRMIER




	Bouton	Nom	Fonction
Mouvements du lit	A	Activation / indicateur du neutre	Appuyez sur ce bouton pour activer le mode neutre. Le bouton s'illumine lorsque le mode sera activé.
	B	Activation / indicateur de la conduite	Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de conduite. Le bouton s'illumine lorsque le mode sera activé.
	C	Activation / indicateur du frein	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode de frein. Le bouton s'illumine lorsque le mode sera activé.
Indicateurs	D	Frein non-appliqué	Ce voyant s'illumine lorsque le frein n'est pas appliqué.
	E	Frein appliqué	Ce voyant s'illumine lorsque le frein est appliqué.
Positions du lit	F	Position vasculaire	Appuyez sur ce bouton pour commencer le traitement d'un patient avec le lit en position vasculaire.
	G	Position <i>HOB</i> 30°	Appuyez sur ce bouton pour commencer le traitement d'un patient avec le lit en position <i>HOB</i> 30°.

Remarque

Le frein peut aussi être appliqué manuellement. Voir la [page 24](#) pour plus de renseignements.

Guide d'utilisation du contrôle patient optionnel

CONTRÔLE PATIENT OPTIONNEL





(Contrôle patient avec toutes les options illustré)

	Bouton	Nom	Fonction
Panneau de contrôle interactif	A	Changer canal (croissant)	Changer de canal
	B	Changer canal (décroissant)	Changer de canal
	C	Monter le volume	Augmenter le volume de la musique
	D	Baisser le volume	Diminuer le volume de la musique
	E	Lumières de la chambre	Allumer ou éteindre les lumières de la chambre
	F	Lumière de lecture	Allumer ou éteindre la lumière de lecture
	G	Téléviseur	Allumer ou éteindre le téléviseur
	H	Radio	Allumer ou éteindre la radio
Sommiers de tête et de cuisse	I	Appel infirmier	Communiquer avec le bureau de garde
	J	Monter le sommier de tête	Monter le sommier de tête jusqu'à l'angle désiré
	K	Abaisser le sommier de tête	Abaisser le sommier de tête jusqu'à l'angle désiré
	L	Monter le sommier de cuisse	Monter le sommier de cuisse jusqu'à l'angle désiré
	M	Abaisser le sommier de cuisse	Abaisser le sommier de cuisse jusqu'à l'angle désiré.

Guide d'utilisation du panneau de contrôle de pied

PANNEAU DE CONTRÔLE DE PIED



	Bouton	Nom	Fonction
Positions du lit	A	Activation du HOB 30°	Commencer le traitement avec le lit en position HOB 30°
	B	Activation de la position vasculaire	Commencer le traitement avec le lit en position vasculaire
Indicateurs du lit	C	Affichage de l'écran tactile	Cet écran affiche toutes les fonctions sélectionnées grâce aux boutons. Il affiche aussi les codes d'erreur, les alarmes et d'autres renseignements utiles.
	D	Menu principal	Retour rapide au menu principal; voir ci-dessous. 
	E	Indicateur de détection de sortie de lit activé (« ON »)/désactivé (« OFF »)	Lorsque ce voyant est allumé, cela signifie que la détection de sortie de lit est activée (« ON »). Lorsqu'il est éteint, cela signifie que la détection de sortie de lit est désactivée (« OFF »). Lorsque le voyant clignote, cela signifie une situation d'alarme.
	F	Indicateur de message du système	Ces voyants indiquent l'état du lit et s'il est nécessaire de contacter le personnel d'entretien. (Voir les descriptions à la page 34.)
	G	Activation / indicateur de la conduite	Appuyez sur ce bouton pour activer le système de conduite. Lorsque ce système est activé le voyant s'allume.
	H	Activation / indicateur de frein	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le système de frein. Le bouton est allumé lorsque le système est activé.
	I	Activation / indicateur de frein désactivé	Appuyez sur ce bouton pour activer le système de frein désactivé. Ce bouton est allumé lorsque le système est activé.

Guide d'utilisation du panneau de contrôle de pied

VOYANTS LUMINEUX DES INDICATEURS DE MESSAGE DE SYSTÈME

Lit déconnecté :	Cet indicateur montre que le lit n'est plus connecté dans une prise de courant et que l'énergie provient de la pile.
Lit en recharge :	Cet indicateur montre que le lit est connecté dans une prise de courant et que la pile est en recharge. Il est fortement recommandé de ne pas déconnecter le lit tant que ce voyant est allumé.
Frein non-appliqué :	Cet indicateur montre que les freins ne sont pas appliqués, ce qui signifie que le lit peut bouger s'il est poussé ou tiré. Ce voyant peut être considéré comme un rappel au personnel qu'il faut appliquer les freins avant de laisser un patient sans surveillance.
Pile faible :	Cet indicateur s'allume lorsque la pile est faible. Lorsque ce voyant est illuminé le lit devrait être connecté dans une prise de courant pour faire recharger la pile.
Appeler entretien :	Cet indicateur montre que le lit doit être réparé ou qu'un entretien doit être fait pour son bon fonctionnement. Dans la majorité des cas le voyant « Appeler entretien » s'allume lorsque le problème est électronique. Dans ce cas, contactez le personnel d'entretien approprié.
Verrous activés :	Cet indicateur montre qu'une partie du lit est verrouillée ou qu'un verrou total est appliqué pour tous les mouvements du lit. Référez-vous à la page 55 une description du menu de verrouillage.

Remarque

- Le mécanisme de verrou total bloque le panneau de contrôle des côtés de lit, du panneau de pied, du contrôle amovible, de l'écran tactile et du panneau de tête (situé entre les poignées de l'option Zoom®).
- Le frein peut être activé pendant un verrou total mais ne peut pas être enlevé pendant un verrou total.
- Le verrou total n'a aucun effet sur les fonctions de l'appel infirmier (optionnel), du système de balance (optionnel) et de la détection de sortie de lit (optionnel).
- Les paramètres du mécanisme de verrou seront conservés si une panne de courant se produit et reviendront à leur état original lorsque le courant reviendra.

Écran tactile

L'interface d'appel infirmier peut être activé en appuyant sur un des boutons de fonction ou en appuyant sur l'écran. S'il n'y a pas d'activité sur l'écran tactile pendant 2 minutes consécutives, l'intensité de l'éclairage de l'écran diminuera de 10%.

Si un sous-menu est ouvert et que l'utilisateur ne l'utilise pas, l'écran tactile s'éteindra après quatre (4) minutes (4 minutes = 2 minutes à 100% d'intensité + 2 minutes à 10% d'intensité).

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT

La figure 3.0 s'affiche lorsque le bouton « Principal » est sélectionné. Les caractéristiques suivantes sont disponibles pour configuration par l'utilisateur.

- Nouveau patient (New Patient) : Appuyez sur le bouton « Nouveau patient » pour afficher la figure 3.1 et inscrire les renseignements sur le patient.
- Écran de configuration (Configure Screen) : Appuyez sur le bouton « Écran de configuration » pour afficher la figure 3.2 et inscrire davantage de renseignements sur la patient.
- Grandeur (Height) : Appuyez sur le bouton « Grandeur » pour inscrire la grandeur du patient.
- Échelle "Braden" (Braden Scale) : Appuyez sur le bouton « Échelle "Braden" » pour vous rendre directement au menu principal de « The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk ».
- Remarque sur le patient (Patient Note) : Appuyez sur l'icône-crayon dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour inscrire des remarques à propos du patient si nécessaire.
- Numéro de produit et de chambre (Unit/Room) : Appuyez sur l'icône-crayon dans le coin inférieur gauche de l'écran pour inscrire le numéro de produit et le numéro de chambre où se trouve le patient.

1 Copyright. Barbara Braden et Nancy Bergstrom, 1988. Réimprimé avec permission.




Figure 3.0

MENU PRINCIPAL (SUITE)

Renseignements sur le patient, nouveau patient

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « New Patient » (Nouveau patient) depuis l'écran Patient Information (Renseignements patient), la figure 3.1 s'affiche. Vous pouvez inscrire l'identité du patient en appuyant sur l'icône-crayon, ce qui fera apparaître un écran-clavier. Une fois que le nom du patient est inscrit, appuyez sur « Ok » sur l'écran-clavier puis sur « Ok » dans l'écran « Nouveau Patient ». L'écran « Renseignements sur le patient » s'affichera avec la nouvelle identité du patient.




Figure 3.1

Renseignements sur le patient, Configuration

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Configure Screen » (Écran de configuration) depuis l'écran Patient Information (Renseignements patient), la figure 3.2 s'affiche. Vous pouvez inscrire manuellement la grandeur du patient sur cet écran. D'autres options sont disponibles telles que « Calculer l'IMC du patient », « Afficher l'identité du patient » et « Afficher la dernière lecture de l'Échelle "Braden"¹ ».





Figure 3.2

¹ Copyright. Barbara Braden et Nancy Bergstrom, 1988. Réimprimé avec permission.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : CONTRÔLES DU LIT




	Bouton	Nom	Fonction
Contrôles du lit	A	Monter/abaisser hauteur du lit	Appuyez sur la flèche vers le haut pour monter la hauteur du lit et sur la flèche vers le bas pour l'abaisser.
	B	Monter/abaisser sommier de tête	Appuyez sur la flèche « haut » pour monter le sommier de tête jusqu'à l'angle désiré et sur la flèche « bas » pour l'abaisser.
	C	Monter/abaisser sommier de cuisse	Appuyez sur la flèche « haut » pour monter le sommier de cuisse jusqu'à l'angle désiré et sur la flèche « bas » pour l'abaisser.
	D	Monter/abaisser sommier de pied	Appuyez sur la flèche « haut » pour monter le sommier de pied jusqu'à l'angle désiré et sur la flèche « bas » pour l'abaisser.
	E	<i>Trendelenburg</i>	Appuyez sur ce bouton pour placer le lit en position <i>Trendelenburg</i> (tête élevée / pied abaissé).
	F	<i>Reverse Trendelenburg</i>	Appuyez sur ce bouton pour placer le lit en position <i>Reverse Trendelenburg</i> (tête abaissée / pied élevé).
Indicateurs	G	Indicateur d'angle	Montre l'angle de <i>Trendelenburg</i> ou de <i>Reverse Trendelenburg</i>
	H	Indicateur d'angle <i>HOB</i>	Montre l'angle de <i>HOB</i>
	I	Indicateur charge de la pile	Montre la charge restante dans la pile
	J	Indicateur de hauteur du lit	Montre la hauteur actuelle du lit

Remarque

- Une fois sélectionnés, les boutons deviennent gris.
- La hauteur du lit est la distance entre le plancher et le support de matelas du lit.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : BALANCE



	Bouton	Nom	Fonction
Fonctions	A	Poids actuel du patient	Indique le poids actuel du patient
	B	Patient depuis	Fourni des renseignements sur le nouveau patient.
	C	Dernière remise à zéro de la balance	Renseignements sur la date et l'heure de la dernière remise à zéro de la balance.
	D	Changer poids	Changer le poids du patient
	E	Gain ou perte	Effectuer une lecture de gain ou perte de poids
	F	Remise à zéro	Remettre les données de la balance à zéro
	G	Historique de poids	Avoir accès à l'historique de poids du patient
	H	Enregistrer	Enregistrer le poids du patient
	I	Lbs/Kg	Sélectionner la valeur de mesure désiré (livres ou kilogrammes)
	J	Délai de pesée	Appuyez sur ce bouton pour débiter la lecture de poids avec un délai. Cette fonction permet d'ajouter ou de retirer de l'équipement avant la lecture de poids.

MENU PRINCIPAL : BALANCE (SUITE)

Délai de pesée

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Delayed Weight » (Poids retardé) depuis l'écran Scale (Balance), la figure 5.1 s'affiche et la minuterie de 15 secondes démarre.

Remarque

Le temps de délai est de quinze (15) secondes.

Calculer le poids du patient avec le délai :

1. Appuyez sur le bouton « Délai de pesée ».
2. La minuterie de quinze (15) secondes s'engage aussitôt.
3. Vous avez quinze (15) secondes pour soulever tout appareil ou équipement médical qui ne doit pas être calculé avec le poids du patient. Ceci inclu tout ce qui peut se trouver sur la surface du lit ou sur le patient (par exemple, des sondes et fils).
4. Après dix (10) secondes une alarme retentit.
5. Pendant les cinq (5) secondes suivantes, le lit calcule le poids du patient alité. Vous devez continuer de soulever l'équipement décrit à l'étape 3.
6. Une fois les cinq (5) secondes écoulées, une autre alarme retentit et l'écran « Délai de pesée » s'affiche tel qu'illustré à la figure 5.2. Le lit a terminé le calcul et vous pouvez replacer l'équipement que vous aviez retiré de la surface du lit.

Lbs/Kg

L'utilisateur peut sélectionner l'unité de mesure du poids retardé désirée (kg ou lb) en appuyant sur le bouton « Lb/Kg » qui se trouve dans la partie inférieure de l'écran « Delayed Weight » tel qu'illustré dans le menu SCALE (balance).



Figure 5.1



Figure 5.2

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : BALANCE (SUITE)

Remise à zéro

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Zero » (Remise à zéro) depuis l'écran Scale (Balance), la figure 5.3 s'affiche.

Si « Ok » est sélectionné, le lit efface les données de la balance et le message « Ne pas toucher au lit » apparaît tel qu'illustré à la figure 5.4.

Si le bouton « Annuler » est sélectionné, la commande est annulée. Si le lit tombe est fermeture automatique à ce moment, la demande de remise à zéro est annulée.

Lorsque le message « Ne pas toucher au lit » disparaît, la figure 5.5 s'affiche.

Lorsque la remise à zéro de la balance est complétée, la figure 5.5 s'affiche.

Remarque

La fonction « Remise à zéro » efface toutes les données enregistrées à propos du poids du patient. Toutes les données conservées dans l'écran tactile en ce qui concerne le poids du patient sont perdues.




Figure 5.3




Figure 5.4




Figure 5.5

MENU PRINCIPAL : BALANCE (SUITE)

Historique du poids

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Weight History » (Historique de poids) depuis l'écran Scale (Balance), la figure 5.6 s'affiche.

Chaque donnée renferme l'heure et la date de la lecture de poids ainsi que le poids calculé.

Le curseur vous permet de vous déplacer parmi les lectures prises pour voir les données non affichées. Les flèches permettent un déplacement d'une donnée à la fois.

Le bouton « Lb/Kg » permet de changer la valeur de mesure.

Le bouton « Conserver » permet d'enregistrer la lecture qui vient d'être effectuée.

Le bouton « Fermer » vous ramène à l'écran principal de la balance.

La figure 5.7 apparaît lorsque vous appuyez sur un des poids affichés sur le graphique de la figure 5.6. Elle indique le poids, la date et l'heure de cette lecture en particulier.

Vous pouvez choisir de visionner la lecture précédente ou suivante en appuyant sur le bouton « Précédent » ou « Suivant ».

Remarque

Le système peut conserver un maximum de cinquante (50) entrées en mémoire. Toute nouvelle donnée ajoutée après le nombre de 50 entrées efface la première entrée selon la règle « Premier entré, premier sorti ».




Figure 5.6




Figure 5.7

MENU PRINCIPAL : BALANCE (SUITE)

Changer poids du patient

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Change Patient Weight » (Modifier le poids du patient) depuis l'écran Scale (Balance), la figure 5.8 s'affiche. Appuyez sur « Ok » pour modifier le poids du patient.




Figure 5.8

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Ok », le message « Ne pas toucher au lit » s'affiche tel qu'illustré à la figure 5.9. Lorsque le message « Ne pas toucher au lit » disparaît la figure 5.10 s'affiche.




Figure 5.9

Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas tel qu'illustré dans la figure 5.10 pour augmenter ou diminuer le poids du patient. Le poids augmente ou diminue par tranche de 0.1 lb ou kg. Si les flèches sont maintenues enfoncées plus longtemps qu'un simple touché, l'augmentation ou la diminution change par tranche de 1 lb ou kg. Pour enregistrer le nouveau poids, appuyez sur « Ok ».



Figure 5.10

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : BALANCE (SUITE)

Gain ou perte de poids

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Gain or Loss » (gain ou perte) depuis l'écran Scale (Balance), la figure 5.11 s'affiche. Ceci affiche le poids initial, le poids courant et la prise ou la perte de poids du patient.

Pour changer les unités de mesure, appuyez sur le bouton « Lb/Kg ».

Pour fermer la fenêtre, appuyez sur le bouton « Fermer ».




Figure 5.11

Lorsque le bouton « Effacer » est sélectionné, la figure 5.12 s'affiche. Si vous appuyez sur « Ok », le message « Ne pas toucher au lit » s'affiche.




Figure 5.12

Une fois que le message « Ne pas toucher au lit » disparaît, le message « Suppression du gain ou perte complétée » apparaît tel qu'illustré à la figure 5.13.





Figure 5.13

Remarques

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : DÉTECTION DE SORTIE DE LIT




	Bouton	Nom	Fonction
Zone d'activation	A	Zone traditionnelle de détection de sortie de lit	Activer la zone de détection complète. Cette zone est la zone par défaut.
	B	Zone moyenne	Activer la zone moyenne de détection de sortie de lit
	C	Zone réduite	Activer la zone réduite de détection de sortie de lit
Activer/ Désactiver	D	Activer	Activer le système de détection de sortie de lit
	E	Désactiver	Désactiver le système de détection de sortie de lit
	F	Volume	Avoir accès au menu du volume pour l'alarme

Remarque

- Pendant une panne de courant, les paramètres enregistrés pour la détection de sortie de lit sont conservés et sauvegardés. Lorsque le courant revient, le système se réactive par lui-même au même état où il était lorsque le courant a coupé. La zone sélectionnée avant la panne de courant et le signal « Appel infirmier » sur le mur de l'hôpital (option) sont activés.
- Lorsqu'une zone est activée elle tourne au vert.
- Lorsque la zone tourne au rouge, cela signifie une alarme de la détection de sortie de lit. La fenêtre de « Gestion des événements » s'affiche dans cette situation.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : DÉTECTION DE SORTIE DE LIT (SUITE)



Le bouton « Volume » vous permet de programmer une alarme de rappel. L'alarme a différentes tonalités que vous pouvez choisir.

	Bouton	Nom	Fonction
Volume / Tonalité	A	Augmenter le volume	Diminuer le volume
	B	Diminuer le volume	Augmenter le volume
	C	Changer la tonalité	Il existe 10 tonalités différentes et elles sont identifiées de 1 à 10. Appuyez sur ce bouton pour changer la tonalité de 10 à 1. Si le lit est doté de l'option iAudio, alors les plus récentes tonalités offertes seront des voix.
	D	Changer la tonalité	Changer la tonalité de 1 à 10
	E	Vérifier le volume / tonalité	Appuyez sur ce bouton pour vérifier le volume et la tonalité choisis. Lorsque le volume ou la tonalité sont différents de ceux actuellement programmés, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour entendre la nouvelle tonalité et le nouveau volume.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : SOMMIERS

Options de matelas à air

Le lit *InTouch*® peut détecter s'il est connecté à un matelas. Il peut également détecter s'il est connecté à un matelas à air typique.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Support Surfaces » (Surfaces de support) depuis la barre du menu principal et qu'aucun matelas n'est raccordé au *InTouch*®, la figure 7.0 s'affiche.



Figure 7.0

Renseignements techniques : matelas XPRT™

Veillez vous référer au manuel du *XPRT*™.

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un matelas dont l'épaisseur dépasse 15,24 cm (6 po) ou d'un surmatelas, une attention et/ou une surveillance accrue du patient peut être requise afin de réduire les possibilités de chute.




Figure 7.1

InTouch® intégré avec matelas *XPRT*™

Position des côtés de lit

La position des côtés de lit détermine la fonctionnalité du matelas *XPRT*™. Toutes les thérapies, dont le « *Max Inflate* », « *Fermeté* » et « *Turn Assist* » fonctionneront si les côtés de lit sont déverrouillés. **Seule exception étant la thérapie de rotation.** Si un côté de lit est déverrouillé pendant la thérapie de rotation, celle-ci s'arrête. Si deux thérapies sont effectuées simultanément et qu'un côté de lit est déverrouillé pendant ces thérapies, celles-ci s'arrêtent automatiquement. Si un des côtés de lit est déverrouillé pendant la thérapie de rotation (par exemple : la rotation et la vibration sont effectuées simultanément), les deux thérapies s'arrêtent immédiatement.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : SOMMIERS (SUITE)

Renseignements techniques : matelas PositionPRO™

Veillez vous référer au manuel du matelas PositionPRO™.

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un matelas dont l'épaisseur dépasse 15,24 cm (6 po) ou d'un surmatelas, une attention et/ou une surveillance accrue du patient peut être requise afin de réduire les possibilités de chute.

Interaction entre le lit *InTouch*® et le matelas PositionPRO™

Position des côtés de lit

La position des côtés de lit détermine la fonctionnalité du matelas PositionPRO™. Toutes les thérapies, dont le « *Max Inflate* », la Fermeté et le « *Turn Assist* » s'effectuent si les côtés de lit sont déverrouillés. Si un côté de lit est déverrouillé pendant une thérapie de rotation, cette thérapie s'arrête automatiquement. Si deux thérapies sont effectuées simultanément et qu'un côté de lit est déverrouillé pendant celles-ci, les thérapies s'arrêtent automatiquement. Si un des côtés de lit est déverrouillé pendant une thérapie de rotation (par exemple : la rotation et la vibration sont effectuées simultanément), les deux thérapies s'arrêtent aussitôt.

Fonctionnalité spécifique au matelas PositionPRO™ utilisé avec le lit *InTouch*®

Les indicateurs sur l'écran de menu du *InTouch*® pour le PositionPRO™ et sur le contrôle patient du PositionPRO™ sont légèrement différents, mais les mêmes fonctions sont disponibles.

Lorsque vous sélectionné un « *Turn Assist* » droit ou gauche sur le PositionPRO™ en utilisant l'écran tactile du *InTouch*®, l'écran du menu « *Turn Assist* » s'affiche (voir Figure 7.3).

Si le *InTouch*® détecte une erreur dans le PositionPRO™, le voyant lumineux « Appeler entretien » s'allume (voir Figure 7.3).

Lorsque vous activez la pédale de RCR du *InTouch*®, le PositionPRO™ se met en fonction automatiquement.

Lorsque le PositionPRO™ est connecté au *InTouch*®, le PositionPRO™ utilise les vérins du sommier de tête et du *Trendelenburg* du lit pour détecter l'angle du sommier de tête.




Figure 7.3





Figure 7.4



Figure 7.5

Guide d'utilisation du panneau de pied

MAIN MENU: OPTIONS



	Bouton	Nom	Fonction
Options	A	Programmer l'heure	Programmer l'heure et la date
	B	« Smart TV »	Avoir accès au menu « Smart TV »
	C	Langue	Avoir accès au menu « Langue » et sélectionné la langue d'utilisation de l'écran tactile
	D	Historique	Avoir accès au menu « Historique »
	E	Rétroéclairage	Avoir accès au menu « Rétroéclairage »
	F	Batterie	Ceci indique le niveau de charge restant dans les piles. Chaque barre de l'icône-pile représente 25% de charge.
	G	Entretien	Avoir accès au menu d'entretien
	H	Options avancées	Accéder au menu des options avancées
	I	Wi-Fi (en option)	Accès au menu « Wi-Fi » (Sans fil)
	J	iBed Locator (en option)	Accès au menu « iBed Locator »

[Retour à la table des matières](#)

MENU PRINCIPAL : OPTIONS (SUITE)

Programmation de l'heure

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Time Setup » (Réglage de l'heure) depuis l'écran Options, la figure 8.0 s'affiche. Appuyez sur « Accepter » lorsque terminé ou « Annuler » pour ne rien enregistrer des changements effectués.

Remarque

La programmation de l'heure ne se fait pas automatiquement lors des changements d'heure.




Figure 8.0

« Smart TV » (Option)

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Smart TV » depuis l'écran Options, la figure 8.1 s'affiche. La télévision actuellement associée à la carte interface du lit peut maintenant être sélectionnée. Une fois que la sélection est effectuée, appuyez sur le bouton « Accepter » pour confirmer le choix.




Figure 8.1

Langue

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Language » (Langue) depuis l'écran Options, la figure 8.2 s'affiche. Vous pouvez à présent choisir la langue désirée.




Figure 8.2

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : OPTIONS (SUITE)

Historique

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « History » (Historique) depuis l'écran Options, la figure 8.3 s'affiche.

Lorsque le bouton « Balance » est sélectionné, l'écran « Historique du poids » s'affiche (voir [page 39](#)).




Figure 8.3

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Head of Bed » (Tête de lit) depuis l'écran Options, la figure 8.4 s'affiche.

L'écran « Historique tête du lit » indique l'angle du lit au cours des 24 dernières heures.



Figure 8.4

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Angle History » (Historique d'angle) depuis l'écran Head of Bed (Tête de lit), la figure 8.5 s'affiche.

Remarque

Le délai maximum pour la position d'angle est de 30 jours.



The screenshot shows a window titled "Angle History" containing a table with three columns: "Angle", "Last 12h", and "Last 24h". The table has seven rows of data, each representing an angle range and its corresponding duration for the last 12 hours and last 24 hours. At the bottom left, there is a button labeled "HOB 30° History". At the bottom right, there are two buttons: "Reset" and "Close".

Angle	Last 12h	Last 24h
0~9	00:00	00:00
10~19	00:00	00:00
20~29	00:00	00:00
30~39	00:00	00:00
40~49	00:00	00:00
50~59	00:00	00:00
60~70	00:00	00:00

Figure 8.5

MENU PRINCIPAL : OPTIONS (SUITE)

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Bed Height » (Hauteur du lit) depuis l'écran History, la figure 8.6 s'affiche.



Figure 8.6

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Height history » (Historique de la hauteur) depuis l'écran Bed Height (Hauteur du lit), la figure 8.7 s'affiche.

L'écran « Historique de hauteur du lit » fourni des renseignements sur la hauteur actuelle du lit ainsi que sur sa hauteur au cours des 24 dernières heures. Si vous devez effacer cet historique, appuyez sur le bouton « Effacer ».

The screenshot shows a window titled "Height History" with a table containing the following data:

Height	Last 12h	Last 24h
16.0" ~ 18.0"	00:01	00:10
18.1" ~ 20.0"	00:02	00:20
20.1" ~ 22.0"	00:03	00:30
22.1" ~ 24.0"	00:04	00:40
24.1" ~ 26.0"	00:05	00:50
26.1" ~ 28.0"	00:06	01:00
28.1" ~ 30.0"	00:07	01:10
30.1" ~ 33"	00:08	01:20

At the bottom left, there is a button labeled "Low height history". At the bottom right, there are two buttons: "Reset" and "Close".

Figure 8.7

Bouton Nurse Control Backlight (rétroéclairage des contrôles infirmiers)

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Nurse Control Backlight » (rétroéclairage des contrôles infirmiers) depuis l'écran Options, la figure 8.8 s'affiche. L'interface du rétroéclairage vous permet d'ajuster l'intensité des indicateurs (voyants lumineux) et de l'écran tactile.

Appuyez sur les flèches pour augmenter ou diminuer l'intensité. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Fermer ».




Figure 8.8

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : OPTIONS (SUITE)

Entretien

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Maintenance » (Entretien) depuis l'écran Options, la figure 8.9 s'affiche.

Lorsque le bouton « Codes d'erreur » est sélectionné, la figure 8.10 s'affiche. La fenêtre « Codes d'erreur » fournit des renseignements sur l'état des composantes.

Lorsque le bouton « Valeurs du signal » est sélectionné, la figure 8.11 s'affiche. La fenêtre « Valeurs du signal » fournit des renseignements sur l'état des capteurs.

Remarque

Référez-vous au manuel d'entretien pour plus de renseignements sur les boutons sélectionnés, les cartes et les renseignements sur le lit.




Figure 8.9




Figure 8.10




Figure 8.11

Bouton Advanced Options

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Advanced Options » (Options avancées) depuis l'écran Options, la figure 8.12 s'affiche.

L'utilisateur peut activer ou désactiver les options **voix Zoom®**, **Awareness** ou **Reminder** (rappel). Si l'option de **voix Zoom®** est activée, le son sortira par les haut-parleurs dès qu'elle sera mise en marche. Si les options **Awareness** ou **Reminder** (rappel) sont sélectionnées, les alarmes seront transmises par le signal d'appel à l'infirmier/ère du lit.




Figure 8.12

[Retour à la table des matières](#)

MENU PRINCIPAL : OPTIONS (SUITE)

Wi-Fi en option

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Wi-Fi » (Sans fil) sur l'écran « Options », la figure 8.13 s'affiche. Cet écran affiche des renseignements relatifs à l'état de la connexion et à la configuration du réseau sans fil. L'accès à cet écran est également possible en appuyant sur l'icône de force du signal du réseau sans fil, située en bas de l'écran.

L'écran « Wi-Fi ON » / « Wi-Fi OFF » affiche l'état de puissance de la transmission radio sans fil.

⚠ ATTENTION

Cet écran affiche uniquement des renseignements relatifs à l'état de la connexion du réseau sans fil. Ces réglages peuvent être modifiés uniquement par du personnel compétent. La modification de ces réglages peut désactiver le système sans fil. La modification ou l'actualisation de ces réglages peut être conduite uniquement avec l'aide du département des Technologies de l'information de l'hôpital et du service de soutien technique de Stryker Medical.

Dispositif de repérage iBed Locator en option

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Bed Height » (Hauteur du lit) depuis l'écran « Options », la figure 8.14 s'affiche. Cet écran affiche des renseignements relatifs à l'état de la connexion et à la configuration du dispositif de repérage iBed Locator. L'accès à cet écran est également possible en appuyant sur l'icône d'état de la connexion du iBed Locator, située en bas de l'écran.

Si l'unité n'est pas synchronisée avec le iBed Locator, une croix s'affiche en rouge au niveau de l'icône d'état de la connexion du iBed Locator, aucune donnée n'est affichée dans le champ « Locator ID » (Identifiant du dispositif de repérage), et le champ « Battery Status » (État de la pile) indique « Not connected ID » (Non connecté) (Figure 8.14).

Si l'unité est synchronisée avec un dispositif de repérage iBed Locator, une coche s'affiche en vert au niveau de l'icône d'état de la connexion du iBed Locator, un identifiant valide est affiché dans le champ « Locator ID » (Identifiant du dispositif de repérage), et le champ « Battery Status » (État de la pile) indique « Good » (Bon) ou « Low » (Faible), selon le niveau de charge de la pile (Figure 8.15).

Remarque

Les piles du dispositif de repérage placé sur le mur doivent être remplacées lorsque cela est nécessaire.




Figure 8.13 État de la connexion sans fil




Figure 8.14 Renseignements sur le dispositif de repérage iBed Locator (non connecté)





Figure 8.15 Renseignements sur le dispositif de repérage iBed Locator (connecté)

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : VEROUS



	Bouton	Nom	Fonction
Position des verrous	A	Tous les contrôles du lit	Activer ou désactiver le verrou total du lit
	B	Verrou hauteur du lit	Activer ou désactiver le verrou de hauteur du lit
	C	Verrou sommier de tête	Activer ou désactiver le verrou du sommier de tête
	D	Verrou sommier de cuisse	Activer ou désactiver le verrou du sommier de cuisse
	E	Verrou sommier de pied	Activer ou désactiver le verrou du sommier de pied
Contrôles	F	Tous les contrôles du lit	Sélectionnez ceci pour restreindre tout changement dans l'activation du verrou pour chaque contrôle du lit.
	G	Contrôles du patient seulement	Sélectionnez ceci pour restreindre tout changement dans l'activation des verrous sur les contrôles du patient seulement.

Remarque

- Si le lit est en position *Trendelenburg* ou *Reverse Trendelenburg* il sera verrouillé dans cette position.
- Lorsqu'un des verrous est activé, l'indicateur sur le panneau de pied s'allumera de manière à ce que vous sachiez que certains mouvements ne peuvent pas être activés.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « *i*BED »

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « *i*Bed » (Lit) depuis la barre du menu principal, la figure 10.0 s'affiche.

Remarque : Si votre lit est doté de l'option *i*Documentation, alors le bouton *i*Documentation s'affichera sur le menu *i*Bed (Lit). Si votre lit est doté de l'option *i*Audio, alors le bouton **Sound Therapy™** (Thérapie sonore) s'affichera.

« *i*Bed », « Awareness »

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Awareness » depuis l'écran *i*Bed (Lit), la figure 10.1 s'affiche.

Dans ce menu vous pouvez surveiller certaines fonctions particulières ou bien toutes les fonctions. Pour sélectionner des fonctions présentement utilisées, appuyez sur le bouton « Surveiller état actuel du lit ».

Lorsque les fonctions sont surveillées et qu'une alarme se déclenche, les situations suivantes se produisent :

- le voyant lumineux (jaune) du panneau de pied clignote,
- le voyant lumineux (jaune) du côté de lit clignote,
- le bouton de la fonction sous surveillance change de couleur et tourne au jaune,
- la fenêtre du gestionnaire d'évènements s'ouvre tel qu'illustré à la figure 10.2.

Dans la section « Gestionnaire d'évènements » vous avez le choix de :

- CONTINUER JUSQU'AU MENU : vous serez dirigé vers le menu d'où provient l'alarme.
- FERMER ET DÉSENGAGER : l'alarme sera simplement désactivée et ne sera plus surveillée.
- RAPPELEZ-MOI DANS : vous pouvez décider de rapporter l'alarme en choisissant le temps de rappel approprié.

Remarque

Il est possible de chercher dans les menus du lit même si les conditions d'alarme ne sont pas corrigées. Si l'écran tactile est inactif pendant 60 secondes sans aucune corrections des conditions, il retourne automatiquement à l'écran « Position 'Smart Bed' » jusqu'à ce que les corrections soient effectuées.




Figure 10.0



Figure 10.1




Figure 10.2

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », Rappel de protocole

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « **Protocol Reminder™** » (Rappel du protocole) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.3 s'affiche.

Pour ajouter ou visionner un protocole, appuyez sur le bouton approprié.




Figure 10.3

Pour ajouter un rappel de protocole unique, entrez l'heure désirée pour que l'alarme du protocole sonne tel qu'illustré dans la figure 10.4.



Figure 10.4

Pour ajouter un rappel de protocole à répétition, entrez le temps voulue entre chaque alarme de protocole, tel qu'illustré à la figure 10.5.

Remarque

L'écran par défaut est celui du rappel unique, mais vous pouvez changer cela en tâche répétitive en appuyant sur le bouton « Tâches répétitives ».



Figure 10.5

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », Rappel de protocole (Suite)

Lorsque l'heure du rappel arrive, la figure 10.6 s'affiche.




Figure 10.6

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « View Reminders List » (Consulter liste des rappels) depuis l'écran Reminder (Rappel), la figure 10.7 s'affiche.




Figure 10.7

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « View Reminders Log » (Consulter le journal des rappels) depuis l'écran Reminder (Rappel), la figure 10.8 s'affiche.




Figure 10.8

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », Historique tête du lit

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « HOB History » (Historique HOB) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.9a s'affiche.

L'historique tête de lit affiche l'angle de tête du lit au cours des 24 dernières heures.



Figure 10.9a

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Angle History » (Historique d'angle) depuis l'écran Head of Bed (Tête de lit), la figure 10.9b s'affiche.




Figure 10.9b

« iBed », Historique hauteur du lit

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Bed Height History » (Historique de hauteur du lit) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.10a s'affiche.



Figure 10.10a

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Height History » (Historique de la hauteur) depuis l'écran Bed Height (Hauteur du lit), la figure 10.10b s'affiche.

L'écran « Historique hauteur du lit » vous fournit des renseignements sur la hauteur actuelle du lit ainsi que sur celle au cours des 24 dernières heures. Si vous devez effacer l'historique hauteur du lit, appuyez sur le bouton « Effacer ».



Figure 10.10b

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », calculatrice

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Calculateur » (Calculatrice) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.12 s'affiche.

Vous pouvez effectuer de nombreux calculs à l'aide de la calculatrice. Si vous devez faire des conversions, vous pouvez avoir accès au convertisseur depuis l'écran de la calculatrice en appuyant sur le bouton « Convertisseur ».



Figure 10.12

« iBed », convertisseur

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Conversions » depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.13 s'affiche. Lorsque vous complétez les conversions, vous pouvez retourner à la calculatrice en appuyant sur le bouton « Calculatrice ».



Figure 10.13

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », traduction

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Translations » (Traductions) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.14 s'affiche.

L'écran de traduction vous fournit des renseignements pour obtenir des traductions rapides pour des phrases médicales en 24 langues.

Vous pouvez choisir une phrase dans la liste à l'écran, puis sélectionner la langue dans laquelle traduire cette phrase. La phrase traduite s'affichera dans la boîte de traduction.

Vous pouvez aussi utiliser le format audio de la traduction. Appuyez sur le bouton « Jouer » pour entendre la traduction. Pour augmenter le son appuyez sur le bouton « + » et pour le diminuer, appuyez sur « - ».

Remarque : Si votre lit ne possède pas l'option iAudio, alors les boutons de contrôle audio ne seront pas affichés dans la figure 10.14



Figure 10.14

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », documentation

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Documentation » depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.15 s'affiche.

Vous pouvez obtenir des renseignements enregistrés sur le patient par date précise en sélectionnant à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas l'année, le mois et le jour. Appuyez sur « Visionner » et un journal s'affichera pour cette date. Vous pouvez visionner des renseignements spécifiques en appuyant sur les boutons « Détection sortie de lit », « Rappel », « Balance », « iBed » ou « Système ».

Documentation stryker

Date: 2012 January 13 View

Display: Bed Exit Reminder Scale iBed Pos. System

Event	Time	Details / Actions Taken
Vascular position Disarm	10:57 AM	Vascular position Disarm
Bed Exit monitoring Disarmed	10:57 AM	Bed Exit monitoring Disarmed
Bed Supine Disarmed	10:57 AM	Bed Supine Disarmed
Low Height Disarmed	10:57 AM	Low Height Disarmed
HOB 30 Disarmed	10:57 AM	HOB 30 Disarmed
Brake Disarmed	10:57 AM	Brake Disarmed

Sort Back

Info Controls Scale Bed Exit Surfaces Options Lockouts iBed

1/13/2012 11:08 AM

Figure 10.15


Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « /BED » (SUITE)

/Bed, fonction « The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk¹ » (Échelle de Braden)

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Braden Scale » (Échelle Braden) depuis l'écran /Bed (Lit), la figure 10.22a s'affiche.

L'échelle « Braden » est un questionnaire de six (6) questions que vous pouvez utiliser pour évaluer le risque de développement de plaies de lit du patient.

Lorsque le bouton  est enfoncé pour l'un ou l'autre des éléments 1 à 4, des renseignements complémentaires sont fournis pour cet élément. Voir l'exemple pour l'élément 2 (très limité) à la figure 10.22b.

Les résultats du questionnaire sont en chiffres (résultats) qui servent à identifier les soins nécessaires pour le type de peau du patient (voir la Figure 10.22c). Plus le résultat est bas plus il faudra offrir de soins au patient.

Lorsque le questionnaire « Braden » est complété le résultat final s'affiche dans l'écran principal ainsi que la date de l'évaluation. L'affichage de ce résultat sur l'écran principal peut être activé ou désactivé.




Figure 10.22a




Figure 10.22b




Figure 10.22c

¹ Copyright. Barbara Braden et Nancy Bergstrom, 1988. Réimprimé avec permission.

Guide d'utilisation du panneau de pied

MENU PRINCIPAL : « iBED » (SUITE)

« iBed », thérapie sonore

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « **Sound Therapy™** » (Thérapie sonore) depuis l'écran iBed (Lit), la figure 10.23a s'affiche.

L'utilisateur peut choisir une thérapie sonore depuis la liste de morceaux, puis appuyer sur Play (lecture) pour l'activer. Le volume du son sélectionné peut être ajusté en déplaçant le curseur du volume vers le haut ou vers le bas.

La thérapie sonore peut être programmée pour s'arrêter d'elle-même après une certaine période de temps qui est calculée en minutes. Pour configurer le moment d'arrêt de la thérapie sonore, appuyer sur le bouton « Stop After » (Arrêter après).

Le mode lecture vous permet de faire jouer une seule pièce ou bien de faire jouer toutes les pièces de la liste.

Pour afficher l'écran Play List (Liste des pièces musicales), appuyer sur le bouton Edit Play List (Modifier la liste des pièces musicales), tel qu'illustré à la figure 10.23b. L'utilisateur peut ajouter des morceaux de sa liste des morceaux à sa liste des pièces musicales ou en supprimer de la même façon.

Si la thérapie sonore est active, l'icône de la note de musique s'affichera dans la partie inférieure de la barre du menu principale, à côté de la date.

Remarque : L'icône de note de musique restera affiché sur tous les écrans de menu tant que la thérapie sonore sera active.




Figure 10.23a




Figure 10.23b

↑
Icône de la note de musique

Utilisation du « ZOOM® Drive » (Modèle 2141)

UTILISATION DU « ZOOM® DRIVE » (MODÈLE 2141)

1. Déconnectez le câble d'alimentation du lit de la prise murale.
2. Appuyez sur le bouton « Conduite » (voir figure 11) situé sur chacun des côtés de lit ou sur le panneau de pied.
3. Le bouton sera rétroéclairé et le voyant lumineux s'allumera.

VOYANTS DE ZOOM®

Voyant DEL ambre – La batterie est faible et le lit cessera d'utiliser l'entraînement Zoom® sous peu. Le lit doit être branché sur une prise secteur dès que possible (Figure 12).

Voyant DEL vert – La batterie est chargée et le lit peut continuer à utiliser l'entraînement Zoom® (Figure 12).

⚠ AVERTISSEMENT

Si les batteries se déchargent pendant l'utilisation de l'entraînement Zoom®, appuyer sur la touche « N » (Brake Off, Frein désactivé) pour mettre la roue motrice en position neutre et pousser le lit manuellement. Recharger les batteries avant d'utiliser l'entraînement Zoom® de nouveau. Continuer l'utilisation de l'entraînement Zoom® peut endommager les batteries et coincer la roue motrice en position abaissée.

Remarque

- Les poignées peuvent être rangées dans la section de tête (voir figure 13).
- Pour les sortir, vous devez les déplier et les tirer pour vous assurer qu'elles sont bien verrouillées (voir figure 14).

4. Utilisez les poignées selon les instructions suivantes :

- Pour déplacer le lit en avançant, poussez sur les poignées tout en serrant les leviers jaunes.
- Pour déplacer le lit en reculant, tirez sur les poignées tout en serrant les leviers jaunes.
- Pour arrêter, relâchez les leviers jaunes et cessez de pousser ou de tirer le lit.

Remarque

- La vitesse du mouvement du lit changera dépendamment de la force appliquée pour pousser ou tirer.



Figure 11 - Panneau de tête contrôle rail latéral



Figure 12 - Section de Tête



Figure 13 - Section de Tête



Figure 14 - Section de Tête

[Retour à la table des matières](#)

Accessoires offerts en option

Les accessoires énumérés ci-dessous peuvent être achetés et installés sur le lit de soins intensifs *InTouch* FL27. Les détails d'installation et de service sont inclus dans le manuel d'entretien du lit de soins intensifs *InTouch* FL27.

Accessoire	Numéro de pièce	Référence
Rallonge de lit	FA64234-XXX	Voir page 67
Rallonge de lit pour matelas (2920 PositionPRO seulement)	DM64196-XXX	Voir page 67
Rallonge de lit pour matelas (2950 XPRT™ seulement)	DM64197-XXX	Voir page 67
Tige porte-soluté permanente - Droite	FA64221-XXX	Voir page 68
Tige porte-soluté permanente - Gauche	FA64238-XXX	Voir page 68
Tige porte-soluté, deux têtes fixes, permanente	FA64202-XXX	Voir page 70
Système de gestion des sondes et fils	FA64210-XXX	Voir page 72
Attache de télécommande	FA64186-XXX	Voir page 73
Tablette de moniteur	FA64214-XXX	Voir page 74
Support vertical de bouteille à oxygène	FA64187-XXX	Voir page 76
Support de bouteille à oxygène	FA64203	Voir page 77
Télécommande, contrôle de mouvement seulement	FA64228-XXX	Voir page 78
Télécommande, contrôle de mouvement et appel infirmier	FA64226	Voir page 79
Télécommande, contrôle de mouvement et « Smart TV »	FA64227	Voir page 80
Télécommande, contrôle de mouvement, appel infirmier et « Smart TV »	FA64225	Voir page 81
Manchon de levage 4" x 1/2"	FA64215-XXX	Voir page 82
Manchon de levage 4" x 3/4"	FA64216-XXX	
Manchon de levage 8" x 1/2"	FA64217-XXX	
Manchon de levage 8" x 3/4"	FA64218-XXX	
Manchon de levage 6-1/2"x3/4"	FA64219-XXX	
Câble protecteur de mur	FA64208	Voir page 83
Support de cassette à rayons X	FA64205-XXX	Voir page 84

Rallonge de lit - FA64234-XXX

La rallonge de lit optionnel a été conçue pour rallonger le lit de six pouces.

Cet accessoire est conçu pour les produits suivants :

InTouch 3.1 (FL27)-2131

InTouch 3.1 (FL27)-2141

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

Référez-vous aux figures suivantes la section d'installation pour un repère visuel.

1. Installez le coussin de matelas approprié sur la rallonge de lit (voir Figure A).
2. Retirez le panneau de pied.
3. Insérez les pattes de la rallonge de lit sur les tiges au pied du lit (voir Figure B).
4. Remplacez le panneau de pied au-dessus des tiges de la rallonge de lit (voir Figure B, section 2).




Figure A

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le connecteur 'A' est solidement attaché (voir Figure B).
- Ne vous asseyez pas sur la rallonge de lit puisque cela pourrait faire renverser le lit.




Figure B

[Retour à la table des matières](#)

Tige porte-soluté permanente - FA64221-XXX/FA64238-XXX

La tige simple porte-soluté de deux niveaux est attachée de façon permanente au lit et est munie d'une tige télescopique. La tige télescopique est munie d'une rallonge qui permet d'obtenir un deuxième niveau de hauteur. La tige porte-soluté permanente peut être pliée et rangée.



INSTALLATION

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet 3/8"
- Douille 1/2"

1. À l'aide du boulon (D) et de la rondelle (C), attachez solidement la tige porte-soluté (A) dans l'ouverture appropriée à la tête du lit du côté gauche.
2. À l'aide du boulon (D) et de la rondelle (C), attachez solidement le support de tige porte-soluté (B) dans l'ouverture appropriée à la tête du lit du côté droit.

Remarque : Le boulon utilisé est enrobé de « Scotch Grip ». Ce type de boulon doit être remplacé par un nouveau boulon s'il est retiré après une première installation.





Tige porte-soluté permanente - FA64221-XXX/FA64238-XXX

UTILISATION

1. Soulevez et faites pivoter la tige depuis sa position rangée et poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans le réceptacle.
2. Pour augmenter la hauteur de la tige, tirez sur la partie télescopique (A) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place en position haute maximum. Il n'y a pas de position intermédiaire pour cette partie.
3. Tournez les crochets (B) de la tige porte-soluté dans la position désirée et suspendez le ou les sacs de soluté.
4. Pour ranger la tige porte-soluté, tournez le loquet (C) en sens horaire jusqu'à ce que la section (A) s'abaisse. Soulevez la tige pour la retirer du réceptacle, pliez-la et rangez-la sur le support.

ATTENTION

Le poids des sacs de soluté ne doit pas dépasser 10 kg (22 lb).



Détail du loquet de la tige porte-soluté

Tige porte-soluté deux têtes fixes permanente - FA64202-XXX

La tige porte-soluté deux têtes fixes permanente en option est attachée de façon permanente et est munie d'une tige télescopique. La tige télescopique est une rallonge qui fournit un deuxième niveau de hauteur. La tige porte-soluté permanente peut être pliée et rangée.


INSTALLATION

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet 3/8"
- Douille 1/2"

1. À l'aide du boulon (D) et de la rondelle (C), attachez la tige porte-soluté (A) dans l'ouverture appropriée à la tête du lit du côté gauche.
2. À l'aide du boulon (D) et de la rondelle (C), attachez le support de tige porte-soluté (B) dans l'ouverture appropriée à la tête du lit du côté droit.

Remarque : Le boulon est enrobé de « Scotch Grip ». Ce type de boulon doit être remplacé par un nouveau lorsqu'il a été retiré après une première installation.





Tige porte-soluté deux têtes fixes permanente - FA64202-XXX

UTILISATION

1. Soulevez et faites pivoter la tige depuis sa position rangée et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans le réceptacle.
2. Pour augmenter la hauteur de la tige, tirez sur la partie télescopique de la tige jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position maximum. Il n'y a pas de position intermédiaire pour cette partie.
3. Tournez les crochets (B) de la tige porte-soluté en position désirée puis suspendez le ou les sacs à soluté.
4. Pour ranger la tige porte-soluté, tournez le loquet (C) en sens horaire jusqu'à ce que la partie (A) descende. Soulevez la tige pour la retirer du réceptacle, pliez-la et rangez-la sur le support.

ATTENTION

Le poids des sacs à soluté ne doit pas dépasser 10 kg (22 lb).



Détail du loquet de la tige porte-soluté

Système de gestion des sondes et fils (pince accessoire)

- FA64210-XXX

Le système de gestion des sondes et fils (pince accessoire) a été conçu pour aider dans la gestion des sondes et fils autour du lit.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun


1. Ouvrez la pince (A) et installez-la à un endroit stratégique et sécuritaire sur le lit.
2. Relevez la patte de la pince (B) et insérez des sondes de 3/4" de diamètre ou moins.
3. Fermez l'ouverture et assurez-vous que les sondes ne sont pas pincées.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que la pince est placée pour ne pas interférer avec un mécanisme ou ne pas en activer un.
- Le mécanisme de l'accessoire risque de se détériorer si l'accessoire est placé dans une solution liquide.

ATTENTION

- Ne pas utiliser avec des tubes d'un diamètre supérieur à 19 mm (0.75").
- Stérilisez l'accessoire après chaque utilisation (voir procédure dans le manuel d'entretien).
- Assurez-vous que la pince est stable lors de l'installation.




Pince pour télécommande - FA64186-XXX

La pince pour télécommande optionnelle est conçue pour supporter la télécommande amovible (FA64193, FA64194, FA64195, FA64209).

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Élevez la patte (A) de la pince et installez la pince sur le lit à un endroit sécuritaire et utile.



Support de moniteur - FA64214-XXX

Le support de moniteur optionnel est conçu pour supporter un moniteur au pied du lit.

⚠ AVERTISSEMENT

La balance ainsi que la détection de sortie de lit doivent être ajustées si cet accessoire est ajouté alors que ces systèmes sont utilisés.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

Procédure :

1. Installez le support (A) du côté gauche du pied du lit (Voir les figures B, C, D, et E).
2. Installez le support de transport (voir figure F) sur le support installé à l'étape 1 et dans la douille de tige porte-soluté (non illustrée).

Remarque : Assurez-vous que le support de moniteur est bien ancré dans le trou du support installé à l'étape 1 (voir figure F).




Figure A



Figure B - pied du lit



Figure C - support installé (arrière)



Figure D - support installé (avant)



Figure E - fixez le support à l'aide du bouton à vis



Figure F - installez le support

Support de moniteur - FA64214-XXX

UTILISATION

1. Tirez vers le bas le verrou (voir figure G) et tournez le support tubulaire de 90° (voir figure H) pour qu'il soit perpendiculaire au panneau (voir figure I) puis relâchez le verrou.
2. Tenez le bas du support de plastique et tournez-le vers le haut et au-dessus du support tubulaire pour qu'il y soit posé. Appliquez de la pression sur le support pour le stabiliser sur le support tubulaire (voir figure J).
3. Fixez le moniteur au support à l'aide des bandes (voir figures K, L).

Remarque : Le sommier doit être à plat avant d'installer le support de moniteur.



Figure G - tirez sur le verrou



Figure H - tournez le support tubulaire



Figure I - perpendiculaire au panneau



Figure J - stabilisez le support



Figure K - fixez à l'aide des bandes



Figure L - fixez à l'aide des bandes

AVERTISSEMENT

- La capacité de charge maximale du support est de 18 kg (40 lb).
 - La capacité de charge maximale du support tubulaire est de 68 kg (150 lb).
-


Support vertical de bouteille à oxygène - FA64187-XXX

Le support vertical de bouteille à oxygène optionnel est conçu pour servir de support pour une bouteille d'oxygène.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Insérez la tige de support dans le trou central du côté droit ou gauche à la tête du lit.
2. Fixez la tige de support à la tête du lit en insérant la chaîne de sécurité dans le trou de la tige de support situé dans le bas de la tige de support.



Support de bouteille à oxygène - FA64203


Le support de bouteille à oxygène optionnel est conçu pour supporter une bouteille à oxygène sur le panneau de tête.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Installez le support de bouteille (A) sur le panneau de tête (B).
2. Vissez la poignée du support (C) jusqu'à ce que le support soit installé adéquatement sur le panneau de tête.
3. Passez les bandes numéro 3 (D et E) dans les trous du panneau de tête et attachez-les aux fixations.
4. Insérez la bouteille à oxygène dans le support.
5. Installez le couvercle (F) sur le support et attachez les bandes numéro 1 (G) ensemble.


Remarque : Le couvercle est réversible. Il peut être placé de manière à ce que l'ouverture soit du côté droit ou gauche du lit pour faciliter l'utilisation.



Télécommande avec contrôle de mouvements seulement

- FA64228-XXX

La télécommande avec contrôle de mouvements seulement est conçu pour permettre au patient de contrôler les mouvements du lit.



AVERTISSEMENT


La balance ainsi que la détection de sortie de lit doivent être ajustées si cet accessoire est ajouté lorsque ces systèmes sont utilisés.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Connectez le câble-connecteur dans le connecteur (A) situé sur le côté droit du châssis supérieur.
2. Installez la télécommande amovible sur le côté de lit de pied droit.

Insérez la télécommande amovible dans cet espace. Glissez-la jusqu'à ce qu'elle soit fixée.




Remarque : L'illustration peut être différente selon le modèle de lit.

Télécommande avec contrôle de mouvements et appel infirmier

- FA64226

La télécommande optionnelle avec contrôle de mouvements et appel infirmier est conçue pour permettre au patient de contrôler les mouvements du lit et d'appeler les infirmières tout en restant alité si nécessaire.

Le lit doit être programmé et synchronisé avec le système de l'hôpital pour que l'appel infirmier soit fonctionnel.



AVERTISSEMENT


La balance ainsi que la détection de sortie de lit doivent être ajustées si cet accessoire est ajouté alors que ces systèmes sont utilisés.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Connectez le câble-connecteur dans le connecteur (A) situé sur le côté droit du châssis supérieur.
2. Installez la télécommande sur le côté de lit de pied droit.

Insérez la télécommande amovible dans cet espace. Glissez-la jusqu'à ce qu'elle soit fixée.




Télécommande avec contrôle de mouvements et « Smart TV »

- FA64227

La télécommande optionnelle avec contrôle de mouvements et « Smart TV » est conçue pour permettre au patient de contrôler les mouvements du lit, de la télévision, de la radio, des canaux et postes, du volume et des lumières depuis le lit si nécessaire.

Le lit doit être programmé et synchronisé avec le système de l'hôpital pour que les contrôles de télévision, de radio, de canaux et postes, de volume et de lumières fonctionnent adéquatement.



AVERTISSEMENT


La balance ainsi que la détection de sortie de lit doivent être ajustées si cet accessoire est ajouté alors que ces systèmes sont utilisés.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Connectez le câble-connecteur dans le connecteur (A) situé sur le côté droit du châssis supérieur.
2. Installez la télécommande amovible sur le côté de lit de pied droit.

Insérez la télécommande amovible dans cet espace. Glissez-la jusqu'à ce qu'elle soit fixée.




Remarque : L'illustration peut différer selon le modèle de lit.

Télécommande avec contrôle de mouvements, appel infirmier et « Smart TV »

et « Smart TV » - FA64225

La télécommande avec contrôle de mouvements, appel infirmier et « Smart TV » est conçue pour permettre au patient de contrôler les mouvements du lit ainsi que les fonctions liées à la télévision et au radio en plus des lumières. Elle permet aussi de communiquer avec les infirmières si nécessaire.

Le lit doit être programmé et synchronisé avec le système de l'hôpital pour que l'appel infirmier, le contrôle de télévision et de radio ainsi que leurs fonctions et que les lumières fonctionnent adéquatement.



AVERTISSEMENT


La balance ainsi que la détection de sortie de lit doivent être ajustées si cet accessoire est ajouté alors que ces systèmes sont utilisés.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

1. Connectez le câble-connecteur au connecteur (A) situé sur le côté droit du châssis supérieur.
2. Installez la télécommande amovible sur le côté de lit de pied droit.

Insérez la télécommande amovible dans cet espace. Glissez-la jusqu'à ce qu'elle soit fixée.



Remarque : L'illustration peut différer selon le modèle de lit.

Manchon de levage - FA64215-XXX à FA64219-XXX

Le manchon de levage (en option) permet d'installer l'équipement de levage. Cinq différentes grandeurs de configurations sont disponibles. La procédure d'installation qui suit s'applique à toutes les grandeurs.

Remarque : La section de pied du matelas est arrêtée lorsqu'une douille de levage ou qu'une tige porte-soluté est insérée.

• Manchon de levage 4" x 1/2"	FA64215-XXX
• Manchon de levage 4" x 3/4"	FA64216-XXX
• Manchon de levage 8" x 1/2"	FA64217-XXX
• Manchon de levage 8" x 3/4"	FA64218-XXX
• Manchon de levage 6-1/2" x 3/4"	FA64219-XXX

INSTALLATION


Outils nécessaire :

- Clé mixte 7/16"

Procédure :

1. Installez les quatre manchons de levage (A) dans les trous correspondants situés aux quatre coins du lit.
2. Fixez-les à l'aide des rondelles (B) et des boulons (C) fournis.

Remarque : Le boulon utilisé à l'étape 2 est enrobé de « Scotch Grip ». Ce type de boulon doit être remplacé par un nouveau s'il est retiré après avoir été installé une première fois.



Câble protecteur de mur - FA64208


Ce câble protecteur de mur optionnel est conçu pour éviter d'endommager le lit ou le mur lors du déplacement du lit s'il n'est pas d'abord déconnecté. Ce câble protecteur de mur se déconnecte facilement.

INSTALLATION

Outils nécessaires : Aucun

Procédure :

1. Insérez le connecteur dans la prise électrique du lit, tel qu'indiqué dans la figure ci-dessous.
2. Serrez les vis du connecteur à l'emplacement du lit.
3. Joignez les deux câbles.
4. Insérez le connecteur dans l'autre connecteur sur le câble de l'hôpital.
5. Serrez les vis du connecteur au connecteur de l'hôpital.



Support de cassette à rayons X - FA64205-XXX

Le support de cassette à rayons X optionnel est conçu pour contenir le matériel nécessaire pour effectuer des rayons X directement dans le lit.


INSTALLATION

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips #2

1. Placez le sommier de tête en position haute maximale.
2. Appliquez les freins si ce n'est pas déjà fait.
3. Déconnectez le lit et coupez le courant des piles en plaçant l'interrupteur en position fermée (« OFF »).
4. À l'aide du tournevis Phillips, installez l'assemblage de support (A) au sommet du châssis de sommier de tête avec deux vis taraudeuses #10 x 1/2" (F).
5. À l'aide du tournevis Phillips, installez les deux supports de pivot du support de cassette (B) dans la partie inférieure du sommier de tête à l'aide de quatre vis taraudeuses #10 x 1/2" (G).
6. À l'aide du tournevis Phillips, installez le plateau du support de cassette à rayons X (C) dans les supports de pivot du support de cassette (B) à l'aide de deux vis taraudeuses #10 x 3/4" (E) et de deux entretoises (D).

Remarque : Assurez-vous que le support de cassette à rayons X est fermé après chaque utilisation pour éviter de l'endommager lorsque le sommier de tête ou que le système d'élévation est en mouvement.



Entretien préventif

Les lits nécessitent un programme d'entretien efficace ; nous conseillons une vérification annuelle de ces éléments. Utiliser cette feuille aux fins de consignation. À verser au dossier.

LISTE DE VÉRIFICATION

- _____ Toutes les fixations sont bien attachées (voir les dessins d'assemblage).
- _____ Appliquez les freins à l'aide de la pédale et assurez-vous que toutes les roues sont verrouillées.
- _____ Le voyant « Frein non appliqué » sur le panneau de pied et les côtés de lit de tête s'allume lorsque les freins ne sont pas appliqués.
- _____ La roue directionnelle se verrouille et se déverrouille adéquatement (modèle 2131 seulement).
- _____ Les côtés de lit bougent, se verrouillent et se rangent adéquatement.
- _____ La relâche de RCR fonctionne adéquatement.
- _____ La tige porte-soluté fonctionne adéquatement (si installée sur le lit).
- _____ Les panneaux de tête et de pied ne présentent aucune craque ou fissure.
- _____ La housse du matelas ne présente aucune craque ou fissure.
- _____ Toutes les caractéristiques des côtés de lit de tête fonctionnent adéquatement (dont les voyants lumineux).
- _____ Toutes les caractéristiques du panneau de pied fonctionnent adéquatement (dont les voyants lumineux).
- _____ La balance et la détection de sortie de lit fonctionnent adéquatement.
- _____ La veilleuse fonctionne adéquatement.
- _____ Le câble d'alimentation n'est pas effilé.
- _____ Les câbles ne sont pas usagés ou pincés.
- _____ Toutes les connexions électriques sont serrées.
- _____ Toutes les mises à la terre sont sécurisées sur le châssis.
- _____ L'impédance de la mise à la terre ne dépasse pas 100 milliohms.
- _____ La fuite de courant ne dépasse pas 300 microampères.
- _____ Activez la roue directionnelle et assurez-vous qu'elle fonctionne (option « Zoom® » - modèle 2141 seulement).
- _____ Les interrupteurs de mouvement fonctionnent adéquatement (option « Zoom® » - modèle 2141 seulement).
- _____ Vérifiez le fonctionnement de la poignée de « Zoom® » à la tête du lit (modèle 2141 seulement).
- _____ Remplacer les batteries tous les deux ans.
- _____ Remplacer immédiatement les batteries si elles sont visiblement corrodées au niveau des cosses, présentent des fissures, sont distendues ou bombées sur les côtés, ou bien qu'elles ne maintiennent plus une charge complète. Utiliser uniquement n° de pièce QDF9188 pour remplacer les batteries.
- _____ Assurez-vous que les chaînes de mise à la terre sont propres, intactes et que deux de leurs anneaux touchent au sol.
- _____ Les interrupteurs des côtés de lit fonctionnent adéquatement (option « iBed Awareness »).
- _____ La barre lumineuse « iBed Awareness » sur le panneau de pied et les côtés de lit fonctionne adéquatement (option « iBed Awareness »).
- _____ Vérifiez que le fascia du panneau de pied n'est pas endommagé.
- _____ Assurez-vous que la calibration de l'écran tactile est exacte.
- _____ Assurez-vous que la calibration du lit est exacte.

Numéro de série du lit :

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Complété par : _____

Date : _____

[Retour à la table des matières](#)

Nettoyage

NETTOYAGE DU LIT

Nettoyez toutes les surfaces du lit avec de l'eau tiède et un détergent doux. Essuyez le lit et séchez-le complètement pour éviter l'accumulation de solution de nettoyage. Ne lavez pas le lit à la vapeur ou au jet d'eau. N'immergez aucune pièce du lit. Certaines pièces internes du lit sont électriques et peuvent être endommagées si elles sont exposées à l'eau.

Produits nettoyants pour les surfaces du lit :

- Nettoyants quaternaires (ingrédient actif - chlorure d'ammonium).
- Nettoyants phénoliques (ingrédient actif - o-phénylphénol).
- Solution de javellisant chloré (5.25% - moins de une part de javellisant pour cent parts d'eau).

Évitez de trop saturer et assurez-vous que le produit ne reste pas humide plus longtemps que prévu dans les instructions chimiques du fabricant pour une désinfection adéquate.

ATTENTION


Certains produits de nettoyage sont corrosifs et peuvent être endommageables si le produit n'est pas adéquatement utilisé. Si les produits énumérés ci-dessus sont utilisés pour nettoyer des appareils de soins de Stryker, des mesures doivent être prises pour s'assurer que les lits sont rincés avec un linge humide trempé dans de l'eau claire et complètement séché après le nettoyage. Si le lit n'est pas adéquatement rincé et séché, des résidus corrosifs risquent de se former à la surface du lit, causant une corrosion prématurée des composantes critiques. La garantie de ce produit peut être annulée si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées lors de l'utilisation de ce type de nettoyant.

ENTRETIEN DU MATELAS

Vérifiez le matelas après chaque utilisation. Cessez de l'utiliser si la housse du matelas présente des craques ou des fissures puisque ces ouvertures peuvent permettre aux liquides de s'infiltrer dans le matelas.

Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2287/27-2288




(27-2287 illustré)

Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1097) Carte contrôle de frein		2
B	(QDF27-1099) Carte contrôle infirmier côté de lit		2

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270311



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1429) Carte appel infirmier		2
B	(QDF75-0270) Carte Can-Conn		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270302



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF75-0270) Carte Interface « Room »		1
B	(27-2661) S.A. IR Module Gauche		1
C	(27-2662) S.A. IR Module Droit		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270032



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF2060) Carte « Smart TV »		1

Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270060-XXX




Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1562) Lentilles de carte électronique « iBed »		4

[Retour à la table des matières](#)

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270263-XXX



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1099) Carte contrôle infirmier de côté de lit		3

Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2547-XXX




Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2548) Carte Ctrl Zoom		1
B	(QDF9136) Cellule de charge Zoom		1

[Retour à la table des matières](#)

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270303-XXX



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1562) Lentilles de carte électronique « iBed »		2

Passeport de recyclage


Référence seulement : OL270304-XXX



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF75-0010) Carte menu		1
B	(QDF27-1097) Carte contrôle de frein		1
C	(QDF75-0290) S.A. Carte interface LCD		1

Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270268-XXX




Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF75-0010) Carte Menu Principal		1
B	(QDF75-0630) Carte USB Wi-Fi		1
C	(QDF27-1097) Carte Ctrl Freinage		1
D	(QDF75-0290) S.A. Carte « Touch »		1
E	(Qdf27-1562) Carte Électronique Lentille /Bed		2

[Retour à la table des matières](#)

Passeport de recyclage


Référence seulement : L27-056



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2477) Capteur d'angle de tête		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : L27-056



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2477) Capteur d'angle de cuisse		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : 27-2688



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2477) Capteur d'angle de pied		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : L27-043



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2477) Capteur d'angle de base		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : L27-046



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(27-2477) Capteur d'angle de <i>Trendelenburg</i>		1

Passeport de recyclage


Référence seulement : 27-2688



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF75-0440) Carte de contrôle de courant DC		1
B	(QDF9188) Pile 12 V 18 Ah		2

Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2546




Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1430) Carte Zoom		1
B	(QDF75-0240) Carte Interface Zoom		1

[Retour à la table des matières](#)

Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-055



Item	Recyclage / Code du matériel	Information importante	Quantité
A	(QDF27-1372) Cellule de charge de sommier		4

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

Stryker Medical, une division de Stryker Corporation, garantit à l'acheteur original que son produit *InTouch*® lit de soins intensifs, modèle FL27 (2131/2141) est exempt de vices matériels et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison. L'obligation de Stryker en vertu de la présente garantie se limite expressément, au gré de la société, à la fourniture de pièces détachées et de main-d'oeuvre ou au remplacement de tout produit que la société, à sa seule discrétion, aura jugé défectueux. Stryker garantit à l'acheteur original que le châssis et les soudures de ses lits sont exempts de vices de construction; cette garantie est valable aussi longtemps que l'acheteur original reste propriétaire du produit. Le cas échéant, à la demande de Stryker, tout produit ou pièces faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit être retourné, port payé, à l'usine de Stryker. Tout usage incorrect ou toute modification ou réparation réalisée par un tiers ayant, selon l'avis de Stryker, un effet appréciable et indésirable sur le produit, annule la présente garantie. Toute réparation de produits Stryker effectuée avec des pièces non fournies ou non agréées par Stryker annule cette garantie. Aucun employé ou représentant de Stryker n'est autorisé à modifier la présente garantie de quelque manière que ce soit.

Les lits de Stryker Medical sont conçus pour une durée de vie de dix (10) années dans des conditions d'utilisation normales et en effectuant un entretien régulier pour chaque équipement tel que décrit dans le manuel d'entretien. Stryker garantit à l'acheteur original, tant qu'il est le propriétaire du lit, que les soudures ne présenteront aucun défaut structural au cours des dix (10) années de vie du lit.

Cette déclaration constitue l'intégralité de la garantie offerte par Stryker relativement à l'équipement susdit. **Hormis les clauses énoncées aux présentes, Stryker ne fait aucune autre garantie ou déclaration, expresse ou implicite. Aucune garantie n'est faite quant à la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. En aucun cas Stryker ne peut être tenu responsable de, ou lié de toute autre manière à la vente ou à l'utilisation d'un tel équipement.**

PIÈCES ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les produits de Stryker bénéficient du soutien d'un réseau national de techniciens locaux dévoués. Ces représentants locaux sont formés dans nos usines ont un important inventaire de pièces ce qui permet de réduire au minimum les délais de réparation. En cas de besoin, appelez votre représentant local ou contactez le service à la clientèle de Stryker aux États-Unis 1 800 327-0770 ou au Canada 1 888 233-6888.

CONTRATS D'ENTRETIEN

Stryker a créé un éventail complet de contrats d'entretien destinés à vous aider garder votre matériel en parfait état de fonctionnement tout en éliminant les dépenses imprévues. Nous recommandons de souscrire à ces programmes *avant* la fin de validité de la garantie initiale afin d'éviter les frais d'ajustement potentiels.

Avantages du contrat d'entretien :

- Assurer la fiabilité du matériel
- Stabiliser les budgets d'entretien
- Réduire la durée d'immobilisation
- Répondre aux exigences de documentation de la JACHO
- Augmenter la durée de vie des produits
- Améliorer la valeur de reprise
- Couvrir les questions de gestion des risques et de sécurité

Stryker Medical propose également des contrats d'entretien personnalisés.
Le prix est fonction de l'âge, du lieu d'utilisation, du modèle et de l'état du produit.

Pour en savoir plus sur nos contrats d'entretien, veuillez vous adresser à votre représentant local.

[Retour à la table des matières](#)

Garantie

AUTORISATION DE RETOUR

Le renvoi de produits ne peut être effectué sans l'accord du service à la clientèle de Stryker. Le numéro d'autorisation qui sera fourni doit être inscrit sur le produit renvoyé. Stryker se réserve le droit de facturer des frais d'expédition et de retour sur les articles retournés. **Les articles spéciaux, modifiés ou de fin de série ne peuvent faire l'objet d'un retour.**

MARCHANDISE ENDOMMAGÉE

La réglementation ICC (Interstate Commerce Commission) exige que les demandes de règlement relatives aux produits endommagés soient remises au transporteur dans les quinze (15) jours suivant la réception de la marchandise. **N'acceptez pas de livraisons endommagées à moins que lesdits dommages ne soient signalés sur le bordereau de livraison au moment de la réception.** Avisez immédiatement Stryker, qui formulera une réclamation auprès du transporteur approprié pour dommages encourus. Le montant de la demande de règlement sera limité au coût de remplacement réel. Si cette information n'est pas reçue par Stryker dans les quinze (15) jours suivant la livraison du produit, ou que les dommages ne sont pas signalés sur le bordereau de livraison au moment de la réception, le client reste redevable du paiement intégral de la facture d'origine. Les demandes de règlement pour livraison incomplète doivent être déposées dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.

CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE

La présente garantie reflète les dispositions en vigueur aux États-Unis. Hors des États-Unis, la garantie peut différer selon le pays. Contactez le représentant Stryker Medical local pour de plus amples renseignements.

English Equivalence Part Number: 2141-109-001 REV A.0
Numéro de pièce de la version équivalente anglaise : 2141-109-001 REV A.0



Fabriqué pour
Stryker Medical
3800 E. Centre Ave.
Portage, Michigan 49002
USA

stryker[®]