

Unity™ Sleep-Eez™ Recliner

Operations/Maintenance Manual

REF 3500



Symbols

	Consult instructions for use
	Caution
	Catalogue number
	Serial number
	Distributed by
	Manufacturer
	For US Patents see www.stryker.com/patents
	Safe working load

Table of Contents

Warning/Caution/Note Definition	2
Summary of safety precautions	2
Introduction	3
Product description	3
Intended use	3
Expected service life	3
Specifications	3
Product illustration	4
Contact information	4
Serial number location	5
Operation	6
Locking and unlocking the casters	6
Reclining	6
Lying flat for a sleep surface	7
Accessories and parts	9
Preventive maintenance	10
Cleaning with SideKick® wipes	11
Cleaning the product	12
Service	13
Caster replacement	13
Ottoman cushion replacement	13
Seat cushion replacement	14
Back cushion replacement	15
Footboard replacement	16
Arm cap replacement	16
Recliner assembly	17

Warning/Caution/Note Definition

The words **WARNING**, **CAUTION**, and **NOTE** carry special meanings and should be carefully reviewed.

WARNING

Alerts the reader about a situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. It may also describe potential serious adverse reactions and safety hazards.

CAUTION

Alerts the reader of a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the product or other property. This includes special care necessary for the safe and effective use of the device and the care necessary to avoid damage to a device that may occur as a result of use or misuse.

Note - Provides special information to make maintenance easier or important instructions clearer.

Summary of safety precautions

CAUTION

- Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this manual.
 - Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.
 - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the risk of injury or product damage.
-

Introduction

This manual assists you with the operation or maintenance of your Stryker product. Read this manual before operating or maintaining this product. Set methods and procedures to educate and train your staff on the safe operation or maintenance of this product.

CAUTION

- Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this manual.
 - Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.
-

Note

- This manual is a permanent part of the product and should remain with the product even if the product is sold.
- Stryker continually seeks advancements in product design and quality. This manual contains the most current product information available at the time of printing. There may be minor discrepancies between your product and this manual. If you have any questions, contact Stryker Customer Service or Technical Support at 1-800-327-0770.

Product description

The **Sleep-Eez™** Recliner is a furniture product that functions as a padded seat, capable of reclining. The product is also capable of lying flat to function as a visitor sleep surface.

Intended use

The **Sleep-Eez** Recliner is intended to be used as furniture within the healthcare setting.

Expected service life

The **Sleep-Eez** Recliner has a 10 year expected service life under normal use conditions and with appropriate periodic maintenance.

Specifications


3500-000-691

	Safe working load	300 lb	136 kg
Overall length		37.0 in.	940 mm
Overall width		35.0 in.	889 mm
Overall height		35.0 in.	889 mm
Seat depth (minimum)		21.0 in.	533 mm
Seat width (minimum)		27.5 in.	699 mm
Seat height (minimum)		17.5 in.	445 mm
Back width		27.5 in.	699 mm
Back height (minimum)		18.5 in.	470 mm

Armrest clearance	27.5 in.	699 mm
Arm height (from seat)	9.0 in.	229 mm
Arm height (from floor)	26.2 in.	667 mm
Weight	146 lb	66.4 kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

Product illustration



A	Strap
B	Footboard
C	Ottoman cushion
D	Arm
E	Seat cushion

F	Back cushion
G	Arm cap
H	Caster
I	Extension frame

Contact information

Contact Stryker Customer Service or Technical Support at: 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue

Portage, MI 49002
USA

To view your operations or maintenance manual online, see <https://techweb.stryker.com/>.

Have the serial number (A) of your Stryker product available when calling Stryker Customer Service or Technical Support. Include the serial number in all written communication.

Serial number location

The serial number for your product is located behind the seat cushion (A).




Figure 1 – Serial number location

Operation

Locking and unlocking the casters

The locking casters are located at the front of the bench.

To lock the casters, use your foot to push the caster lock (A) down (Figure 2).

To unlock the casters, use your foot to pull the caster lock up.




Figure 2 – Caster lock

Reclining

1. Lock the casters (*Locking and unlocking the casters* (page 6)).
2. Pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) (Figure 3).
3. Pull the strap up and out to raise the ottoman cushion (C) to its upright position.
4. Reverse steps to store away.



Figure 3 – Recline

Lying flat for a sleep surface

1. After you recline (*Reclining* (page 6)), pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) until it stops (Figure 4).

Note - The seat cushion should slide out when extended.

2. Grasp the top of the back cushion (C) and fold forward.
3. Reverse steps to store away.




Figure 4 – Lying flat

Accessories and parts

These accessories may be available for use with your product. Confirm availability for your configuration or region. Call Stryker Customer Service: 1-800-327-0770.

Name	Part number
Arm cap, black	3500-022-690
Arm cap, kalua	3500-023-690
Arm cap , latte	3500-024-690
Arm cap, mocha	3500-025-690
Arm cap, shadow	3500-026-690
Arm cap, toast	3500-027-690
Caster, lock	3500-100-054
Caster, swivel	3500-100-055
Cushion, back, assembly	3500-020-690
Cushion, ottoman	3500-014-690
Cushion, seat	3500-015-690
Foot kick	3500-017-690
Footrest frame kit, stage 3	3500-013-690
Roller frame kit, stage 1	3500-011-690
Screws, back cushion hinge to chair frame	3500-100-151
Screws, caster	3500-100-056
Screws, cushions	3500-100-077
Screws, foot kick	3500-100-056
Seat frame kit, stage 2	3500-012-690
Spacers, foot kick	3500-100-176

Preventive maintenance

Remove product from service before you perform the preventive maintenance inspection. Check all items listed during annual preventive maintenance for all Stryker Medical products. You may need to perform preventive maintenance checks more often based on your level of product usage. Service only by qualified personnel.

Inspect the following items:

- All fasteners are secure
- All casters are secure
- All casters roll and swivel freely
- Front casters lock
- No debris in casters
- Back, arms, seat, and foot section are not damaged
- Foot and seat sections slide out and stop freely

Product serial number:
Completed by:
Date:

Cleaning with SideKick® wipes

For the United States only. Call Stryker Customer Service: 1-800-327-0770 to confirm availability for your configuration or region.

Stryker's preferred wipes (2060-000-001 6" x 10" or 2060-000-002 9" x 12") include the following active ingredients:

- n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride - 0.154%
- n-Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride - 0.154%
- Isopropanol - 21.000%

Non-active ingredient: Ethylene Glycol Monobutyl Ether – < 3%

Note - For safety information, read the product label.

Follow these steps to clean the external product surface using **SideKick** wipes. **SideKick** wipes are not approved to disinfect your product.

1. Rub with a fresh, clean **SideKick** wipe to remove all visible soils. Repeat as necessary until the product is clean.

Note - Use as many wipes as necessary.

2. Allow the external product surface to air dry before you return the product to service.

Cleaning the product

Recommended cleaners:

- Quaternary solutions (active ingredient – ammonium chloride) that contain less than 3% glycol ether
- Chlorinated bleach solution (1 part bleach solution to 100 parts water, 520 ppm available chlorine solution)
- Isopropyl alcohol (active ingredient \leq 21%)

Recommended cleaning method:

1. Follow the cleaning solution manufacturer's dilution recommendations.
2. Hand wash all surfaces of the product with a cleaning solution.
3. Avoid oversaturation. Do not allow the product to stay wet longer than the chemical manufacturer's guidelines for cleaning.
4. Dry the product.
5. Verify proper operation before you return the product to service.

Service

Caster replacement

Tools required:

- #3 Phillips screwdriver
- Blanket or equivalent

Procedure:

1. Pull the recliner away from the wall.
2. Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the recliner.
3. Using two hands, lift up on the bottom of the recliner to flip the recliner onto its back.

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the risk of injury or product damage.

4. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws that secure the caster to the recliner frame and remove the caster. Save the screws.
5. Reverse steps to reinstall.
6. Verify proper operation before you return the product to service.

Ottoman cushion replacement

Tools required:

- #3 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) (Figure 5).
2. Pull the strap up and out to raise the ottoman cushion (C) to its upright position.
3. Using a #3 Phillips screwdriver, reach through the extension frame to remove the four screws that secure the ottoman cushion to the extension frame. Save the screws.
4. Remove the ottoman cushion.
5. Reverse steps to reinstall.
6. Verify proper operation before you return the product to service.



Figure 5 – Ottoman cushion replacement

Seat cushion replacement

Tools required:

- #3 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) (Figure 6).
2. Pull the strap up and out to raise the ottoman cushion (C) to its upright position.
3. Pull the strap to slide out the extension frame until it stops.

Note - The seat cushion should slide out when extended.

4. Using a #3 Phillips screwdriver, reach through the seat frame (F) to remove the four screws that secure the seat cushion (D) to the seat frame. Save the screws.
5. Remove the cushion.
6. Reverse steps to reinstall.
7. Verify proper operation before you return the product to service.




Figure 6 – Seat cushion replacement

Back cushion replacement

Tools required:

- #3 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) (Figure 6).
2. Pull the strap up and out to raise the ottoman cushion (C) to its upright position.
3. Pull the strap to slide out the extension frame until it stops.

Note - The seat cushion should slide out when extended.

4. Using a #3 Phillips screwdriver, reach through the seat frame (F) to remove the two bottom screws (one on each side) that secure the back cushion hinge mechanism to the recliner frame. Save the screws.
5. Grasp the top of the back cushion (E) and fold forward.
6. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the two top screws (one on each side) that secure the back cushion hinge mechanism to the recliner frame. Save the screws.
7. Remove the back cushion assembly.
8. Reverse steps to reinstall.

Note

- The left and right stampings on the hinges are a directional reference as you look at the front of the chair. The hinges have two screw holes on each side. Reinstall the screws through the inner holes.
 - Use caution when you slide the hinges down to install the new back cushion assembly to avoid the risk of damage to the fabric.
9. Verify proper operation before you return the product to service.

Footboard replacement

Tools required:

- #3 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Pull the strap (A) on the front of the recliner to slide out the extension frame (B) (Figure 5).
2. Pull the strap up and out to raise the ottoman cushion (C) to its upright position.
3. Using a #3 Phillips screwdriver, reach through the extension frame to remove the four screws that secure the footboard to the extension frame. Save the screws.
4. Remove the footboard.
5. Reverse steps to reinstall.
6. Verify proper operation before you return the product to service.

Arm cap replacement

Tools required:

- Rubber hammer
- Large flat screwdriver

Procedure:

1. Using a rubber hammer, hit the back of the arm cap (A) toward the front of the recliner until it stops moving forward (Figure 7).

Note - Use caution when you hit the arm cap to avoid the risk of damage to the fabric.

2. Position a large flat screwdriver between the arm cap and arm to pull up on the arm cap and loosen the arm cap from the recliner. Remove and discard the arm cap.
3. Align the new arm cap bolts with the holes at the front of the arm slots.
4. Using a rubber hammer, hit the arm cap down until it is tight to the arm.
5. Using a rubber hammer, hit the arm cap toward the back of the recliner until it stops moving back.

Note - Use caution when you hit the arm cap to avoid the risk of damage to the fabric.


6. Verify proper operation before you return the product to service.



Figure 7 – Arm cap

Recliner assembly

3500-000-691 (Reference only)



Item	Name	Quantity
A	Caster, swivel	2
B	Arm cap with wood insert	2
C	Extension frame	1
D	Back cushion, with hinge, upholstered	1
E	Ottoman cushion with strap	1
F	Caster with brake	2

Item	Name	Quantity
G	Metal retainer plate	8
H	Arm, upholstered, left	1
I	Arm, upholstered, right	1
J	Back frame	1
K	Footboard	1
L	Seat cushion, upholstered	1

Fauteuil inclinable Unity™ Sleep-Eez™

Manuel d'utilisation et d'entretien

REF 3500



Symboles

	Consulter la notice d'utilisation
	Mise en garde
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Distribué par
	Fabricant
	Pour les brevets américains, consulter www.stryker.com/patents
	Charge maximum admissible

Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	2
Résumé des mesures de sécurité	2
Introduction	3
Description du produit	3
Utilisation	3
Durée de vie utile prévue	3
Caractéristiques techniques	3
Illustration du produit	4
Informations de contact	5
Emplacement du numéro de série	5
Fonctionnement	6
Verrouillage et déverrouillage des roulettes	6
Incliné	6
À plat pour une surface de couchage	7
Accessoires et pièces	9
Entretien préventif	10
Nettoyage avec des lingettes SideKick®	11
Nettoyage du produit	12
Entretien	13
Remplacement des roulettes	13
Remplacement du coussin repose-pieds	13
Remplacement du coussin d'assise	14
Remplacement du coussin de dossier	15
Remplacement du garde-pieds	16
Remplacement du protège-accoudoir	16
Ensemble de fauteuil inclinable	18

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Résumé des mesures de sécurité

MISE EN GARDE

- Une utilisation incorrecte du produit est susceptible d'occasionner des blessures chez le patient ou l'opérateur. Utiliser le produit uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
 - Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement imprévisible, susceptible d'occasionner des blessures chez le patient ou l'opérateur. La garantie du produit serait en outre annulée par toute modification du produit.
 - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d'endommagement du produit.
-

Introduction

Ce manuel vous aide à utiliser ou entretenir votre produit Stryker. Lire ce manuel avant d'utiliser ce produit ou d'en effectuer la maintenance. Il convient d'établir des procédures et techniques visant à éduquer et à former le personnel quant au fonctionnement et à l'entretien sécuritaires de ce produit.

MISE EN GARDE

- L'utilisation incorrecte du produit est susceptible de causer des blessures au patient ou à l'utilisateur. Utiliser le produit uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement imprévisible, susceptible de causer des blessures au patient ou à l'utilisateur. La garantie du produit serait en outre invalidée par toute modification du produit.

Remarque

- Ce manuel doit être considéré comme faisant partie du produit et doit l'accompagner à tout moment, même en cas de vente ultérieure du produit.
- Stryker cherche continuellement à améliorer le design et la qualité de ses produits. Ce manuel contient les informations produit les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Il peut y avoir de légères divergences entre le produit et ce manuel. Pour toute question, contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au +1-800-327-0770.

Description du produit

Le fauteuil inclinable **Sleep-Eez™** est un produit de mobilier qui fonctionne comme un siège rembourré inclinable. Le produit peut également être mis à plat pour fonctionner comme une surface de couchage pour visiteur.

Utilisation

Le fauteuil inclinable **Sleep-Eez** est destiné à être utilisé en tant que meuble dans un environnement de soins de santé.

Durée de vie utile prévue

Le fauteuil inclinable **Sleep-Eez** a une durée de vie utile prévue de 10 ans dans des conditions d'utilisation normales et en respectant l'entretien périodique approprié.

Caractéristiques techniques


3500-000-691

	Charge maximum admissible	300 livres	136 kg
	Longueur totale	37,0 po	940 mm
	Largeur globale	35,0 po	889 mm
	Hauteur globale	35,0 po	889 mm
	Profondeur du siège (minimum)	21,0 po	533 mm
	Largeur du siège (minimum)	27,5 po	699 mm
	Hauteur du siège (minimum)	17,5 po	445 mm

Largeur du dossier	27,5 po	699 mm
Hauteur du dossier (minimum)	18,5 po	470 mm
Dégagement de l'accoudoir	27,5 po	699 mm
Hauteur de l'accoudoir (à partir du siège)	9,0 po	229 mm
Hauteur de l'accoudoir (depuis le sol)	26,2 po	667 mm
Poids	146 livres	66,4 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Illustration du produit



A	Sangle
B	Garde-pieds
C	Coussin repose-pieds
D	Armer
E	Coussin d'assise

F	Coussin de dossier
G	Protège-accoudoir
H	Roulette
I	Châssis d'extension

Informations de contact

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série du produit se trouve derrière le coussin d'assise (A).




Figure 1 – Emplacement du numéro de série

Fonctionnement

Verrouillage et déverrouillage des roulettes

Les roulettes de verrouillage se trouvent à l'avant de la banquette.

Pour verrouiller les roulettes, pousser vers le bas le verrou de roulette (A) à l'aide du pied (Figure 2).

Pour déverrouiller les roulettes, tirer vers le haut le verrou de roulette à l'aide du pied.




Figure 2 – Verrouillage des roulettes

Incliné

1. Verrouiller les roulettes (*Verrouillage et déverrouillage des roulettes* (page 6)).
2. Tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur de châssis d'extension (B) (Figure 3).
3. Tirer la sangle vers le haut et vers l'extérieur pour soulever le coussin repose-pieds (C) en position verticale.
4. Inverser les étapes pour ranger.




Figure 3 – Incliner en arrière

À plat pour une surface de couchage

1. Après inclinaison vers l'arrière (*Incliné* (page 6)), tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur le châssis d'extension (B) jusqu'à ce qu'elle s'arrête (Figure 4).

Remarque - Le coussin d'assise doit glisser vers l'extérieur lorsqu'il est déployé.

2. Saisir le haut du coussin de dossier (C) et plier vers l'avant.
3. Inverser les étapes pour ranger.




Figure 4 – À plat

Accessoires et pièces

Les accessoires suivants peuvent être disponibles pour le produit. Confirmer la disponibilité en fonction de la configuration du produit ou du pays. Contacter le service clientèle de Stryker : +1-800-327-0770.

Nom	N° de pièce
Protège-accoudoir, black	3500-022-690
Protège-accoudoir, kalua	3500-023-690
Protège-accoudoir, latte	3500-024-690
Protège-accoudoir, mocha	3500-025-690
Protège-accoudoir, shadow	3500-026-690
Protège-accoudoir, toast	3500-027-690
Roulette, verrouillage	3500-100-054
Roulette, pivotante	3500-100-055
Coussin, dossier, ensemble	3500-020-690
Coussin, repose-pieds	3500-014-690
Coussin, assise	3500-015-690
Garde-pieds	3500-017-690
Kit de châssis de repose-pied, stade 3	3500-013-690
Kit de châssis de rouleau, stade 1	3500-011-690
Vis, charnière de coussin de dossier au châssis du fauteuil	3500-100-151
Vis, roulette	3500-100-056
Vis, coussins	3500-100-077
Vis, garde-pieds	3500-100-056
Kit de châssis de siège, stade 2	3500-012-690
Entretoises, garde-pieds	3500-100-176

Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d'effectuer les vérifications d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés pendant l'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications d'entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

Inspecter les éléments suivants :

- _____ Toutes les attaches sont correctement fixées
- _____ Toutes les roulettes sont correctement fixées
- _____ Toutes les roulettes roulent et pivotent librement
- _____ Les roulettes avant se verrouillent
- _____ Aucun débris dans les roulettes
- _____ Le dossier, les accoudoirs, le siège et la section de pieds ne sont pas endommagés
- _____ Les sections de pieds et de siège glissent vers l'extérieur et s'arrêtent librement

Numéro de série du produit :
Effectué par :
Date :

Nettoyage avec des lingettes SideKick®

Destiné aux États-Unis uniquement. Appeler le service client Stryker au 1-800-327-0770 pour vérifier la disponibilité pour votre configuration ou région.

Les lingettes recommandées par Stryker (2060-000-001 6" x 10" (15,2 cm x 25,4 cm) ou 2060-000-002 9" x 12" (22,9 cm x 30,5 cm)) contiennent les principes actifs suivants :

- Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (60 % C14, 30 % C16, 5 % C12, 5 % C18) – 0,154 %
- Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium (68 % C12, 32 % C14) – 0,154 %
- Isopropanol – 21,000 %

Principe non actif : Éther monobutylique de l'éthylène glycol – < 3 %

Remarque - Pour obtenir des renseignements relatifs à la sécurité, lire l'étiquette du produit.

Suivre ces étapes pour nettoyer la surface externe du produit à l'aide de lingettes **SideKick**. Les lingettes **SideKick** ne sont pas approuvées pour désinfecter le produit.

1. Frotter avec une lingette **SideKick** neuve et propre pour éliminer toutes les souillures visibles. Répéter au besoin jusqu'à ce que le produit soit propre.

Remarque - Utiliser autant de lingettes que nécessaire.

2. Laisser sécher la surface externe du produit avant de remettre le produit en service.

Nettoyage du produit

Nettoyants recommandés :

- Solutions quaternaires (principe actif : chlorure d'ammonium) contenant moins de 3 % d'éther de glycol
- Solution d'eau de Javel (1 volume d'eau de Javel pour 100 volumes d'eau, solution de chlore désinfectant à 520 ppm)
- Alcool isopropylique (principe actif \leq 21 %)

Méthode de nettoyage recommandée :

1. Respecter les recommandations de dilution du fabricant de la solution de nettoyage.
2. Laver à la main toutes les surfaces du produit à l'aide d'une solution nettoyante.
3. Éviter une saturation excessive. S'assurer que le produit ne reste pas mouillé plus longtemps que la durée limite précisée dans les directives du fabricant du produit chimique relatives au nettoyage.
4. Sécher le produit.
5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Entretien

Remplacement des roulettes

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3
- Drap ou équivalent

Procédure :

1. Tirer le fauteuil inclinable loin du mur.
2. Placer un drap ou équivalent sur le sol derrière le fauteuil inclinable.
3. Soulever le bas du fauteuil inclinable des deux mains pour le déposer sur le dossier.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d'endommagement du produit.

4. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis qui fixent la roulette au châssis du fauteuil inclinable et retirer la roulette. Conserver les vis.
5. Inverser la procédure pour réinstaller.
6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du coussin repose-pieds

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur de châssis d'extension (B) (Figure 5).
2. Tirer la sangle vers le haut et vers l'extérieur pour soulever le coussin repose-pieds (C) en position verticale.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, accéder à travers le châssis d'extension pour retirer les quatre vis qui fixent le coussin repose-pieds au châssis d'extension. Conserver les vis.
4. Retirer le coussin repose-pieds.
5. Inverser la procédure pour réinstaller.
6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.



Figure 5 – Remplacement du coussin repose-pieds

Remplacement du coussin d'assise

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur de châssis d'extension (B) (Figure 6).
2. Tirer la sangle vers le haut et vers l'extérieur pour soulever le coussin repose-pieds (C) en position verticale.
3. Tirer la sangle pour glisser vers l'extérieur le châssis d'extension jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarque - Le coussin d'assise doit glisser vers l'extérieur lorsqu'il est déployé.

4. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, accéder à travers le châssis du siège (F) pour retirer les quatre vis qui fixent le coussin d'assise (D) au châssis du siège. Conserver les vis.
5. Retirer le coussin.
6. Inverser la procédure pour réinstaller.
7. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.




Figure 6 – Remplacement du coussin d'assise

Remplacement du coussin de dossier

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur de châssis d'extension (B) (Figure 6).
2. Tirer la sangle vers le haut et vers l'extérieur pour soulever le coussin repose-pieds (C) en position verticale.
3. Tirer la sangle pour glisser vers l'extérieur le châssis d'extension jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarque - Le coussin d'assise doit glisser vers l'extérieur lorsqu'il est déployé.

4. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, accéder à travers le châssis du siège (F) pour retirer les deux vis de l'accoudoir (une de chaque côté) qui fixent le mécanisme à charnière du coussin de dossier au châssis du fauteuil inclinable. Conserver les vis.
5. Saisir le haut du coussin de dossier (E) et plier vers l'avant.
6. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les deux vis du haut (une de chaque côté) qui fixent le mécanisme à charnière du coussin de dossier au châssis du fauteuil inclinable. Conserver les vis.
7. Retirer l'ensemble de coussin de dossier.
8. Inverser la procédure pour réinstaller.

Remarque

- Les estampilles droite et gauche sur les charnières sont une référence directionnelle en regardant à l'avant du fauteuil. Les charnières comportent deux trous de vis sur chaque côté. Réinstaller les vis au travers des trous intérieurs.
- Procéder avec précaution lors du glissement des charnières vers le bas pour installer le nouvel ensemble de coussin de dossier pour éviter d'endommager le tissu.

9. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du garde-pieds

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Tirer la sangle (A) à l'avant du fauteuil inclinable pour glisser vers l'extérieur de châssis d'extension (B) (Figure 5).
2. Tirer la sangle vers le haut et vers l'extérieur pour soulever le coussin repose-pieds (C) en position verticale.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, accéder à travers le châssis d'extension pour retirer les quatre vis qui fixent le garde-pieds au châssis d'extension. Conserver les vis.
4. Retirer le garde-pieds.
5. Inverser la procédure pour réinstaller.
6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du protège-accoudoir

Outils requis :

- Maillet en caoutchouc
- Grand tournevis plat

Procédure :

1. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper l'arrière du protège-accoudoir (A) vers l'avant du fauteuil inclinable jusqu'à ce qu'il ne se déplace plus vers l'avant (Figure 7).
Remarque - Procéder avec précaution en frappant sur le protège-accoudoir pour éviter d'endommager le tissu.
2. Placer un grand tournevis plat entre le protège-accoudoir et l'accoudoir pour tirer le protège-accoudoir vers le haut et le desserrer du fauteuil inclinable. Retirer et jeter le protège-accoudoir.
3. Aligner les boulons du nouveau protège-accoudoir avec les trous à l'avant des fentes de l'accoudoir.
4. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper le protège-accoudoir vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé sur l'accoudoir.
5. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frapper le protège-accoudoir vers le dossier du fauteuil inclinable jusqu'à ce qu'il ne se déplace plus vers l'arrière.

Remarque - Procéder avec précaution en frappant sur le protège-accoudoir pour éviter d'endommager le tissu.


6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.



Figure 7 – Protège-accoudoir

Ensemble de fauteuil inclinable

3500-000-691 (référence uniquement)



Élément	Nom	Quantité
A	Roulette, pivotante	2
B	Protège-accoudoir avec insert en bois	2
C	Châssis d'extension	1
D	Coussin de dossier, avec charnière, tapissé	1
E	Coussin repose-pieds avec sangle	1
F	Roulette avec frein	2

Élément	Nom	Quantité
G	Plaque métallique de retenue	8
H	Accoudoir, tapissé, gauche	1
I	Accoudoir, tapissé, droit	1
J	Châssis du dossier	1
K	Garde-pieds	1
L	Coussin d'assise, tapissé	1

stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA



Global Furniture Group
560 Supertest Rd.
Downsview, ON M3J 2M6
Canada