

Installing the knob assembly

Kit contents (6390-041-000)

- (2) Knob assembly (6390-001-033)
- (2) Floor plate attachment bracket (6390-101-108)
- (2) Sub anchor attachment bracket (6390-001-110)
- (2) Flat head cap screw (0001-194-000)
- (1) Instruction sheet (6390-009-022)

Kit contents (6390-700-003)

- (2) Knob assembly (6390-001-033)
- (1) Instruction sheet (6390-009-022)

CAUTION - Do not use the red knobs (6390-030-031) to fasten the antler assembly to a vehicle patient compartment floor plate without **Power-LOAD**. The red knobs are not compatible with the Universal floor plate (6390-001-107).

To install the knob assembly if your vehicle is equipped with the Universal floor plate (6390-001-107):

1. For the knob only kit (6390-700-003), skip to step 3.
2. For the knob and bracket kit (6390-041-000), using a 5/32" hex wrench, install a flat head screw (0001-194-000) (A) to the sub anchor attachment bracket (6390-001-110) (B) to secure the floor plate attachment bracket (6390-101-108) (C) (Figure 1).




Figure 1 – Secure the floor plate attachment bracket

3. Install the two silver knobs (6390-001-033) to fasten the antler assembly (Figure 2). To install the Universal floor plate, see the Installing the floor plate instructions (6390-001-020).




Figure 2 – Antler assembly with silver knobs (6390-001-033)

Instalace sestavy knoflíku

Obsah soupravy (6390-041-000)

- (2) Sestava knoflíku (6390-001-033)
- (2) Držák pro upevnění podlahové desky (6390-101-108)
- (2) Připojovací konzola pod ukotvením (6390-001-110)
- (2) Imbusové šrouby s plochou hlavou (0001-194-000)
- (1) Pokyny (6390-009-022)


Obsah soupravy (6390-700-003)

- (2) Sestava knoflíku (6390-001-033)
- (1) Pokyny (6390-009-022)

UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte červené knoflíky (6390-030-031) k upevnění sestavy připevňovacího systému parohového stylu k podlahové desce v prostoru pro pacienta ve vozidle bez systému **Power-LOAD**. Červené knoflíky nejsou kompatibilní s univerzální podlahovou deskou (6390-001-107).


Jak namontovat sestavu knoflíku, pokud je vozidlo opatřeno univerzální podlahovou deskou (6390-001-107):

1. V případě soupravy samostatného knoflíku (6390-700-003) přejděte ke kroku 3.
2. V případě soupravy knoflíku s držákem (6390-041-000) přišroubujte držák za použití šestihranného klíče 5/32" imbusovým šroubem s plochou hlavou (0001-194-000) (A) pod ukotvení (6390-001-110) (B), čímž upevníte držák pro upevnění k podlahové desce (6390-101-108) (C) (Obrázek 1).



Obrázek 1 – Přišroubujte držák pro upevnění k podlahové desce

3. Nainstalujte dva stříbrné knoflíky (6390-001-033), které slouží k upevnění sestavy připevňovacího systému parohového stylu (Obrázek 2). Při instalaci univerzální podlahové desky dodržujte pokyny k instalaci podlahové desky (6390-001-020).



Obrázek 2 – Sestava připevňovacího systému parohového stylu se stříbrnými knoflíky (6390-001-033)

Sådan installeres håndtagssamlingen

Kittets indhold (6390-041-000)

- (2) Grebsamling (6390-001-033)
- (2) Gulvpladebeslag (6390-101-108)
- (2) Underankerbeslag (6390-001-110)
- (2) Maskinskrue med fladt hoved (0001-194-000)
- (1) Instruktionsark (6390-009-022)


Kittets indhold (6390-700-003)

- (2) Grebsamling (6390-001-033)
- (1) Instruktionsark (6390-009-022)

FORSIGTIG - Anvend ikke de røde håndtag (6390-030-031) til at fastgøre hjortetakssamlingen til en gulvplade i køretøjets patientrum uden **Power-LOAD**. De røde håndtag er ikke kompatible med Universal gulvpladen (6390-001-107).


Sådan installeres håndtagssamlingen, hvis jeres køretøj er udstyret med Universal gulvpladen (6390-001-107):

1. Fortsæt til trin 3 for kittet med håndtaget alene (6390-700-003).
2. For kittet med håndtag og beslag (6390-041-000) anvendes en 5/32 tommer sekskantnøgle til at installere en maskinskrue med fladt hoved (0001-194-000) (A) på underankerbeslaget (6390-001-110) (B) for at fastgøre gulvpladebeslaget (6390-101-108) (C) (Figur 1).



Figur 1 – Fastgør gulvpladebeslaget

3. Installér de to sølvhåndtag (6390-001-033) for at fastgøre hjortetakssamlingen (Figur 2). Information om installation af Universal-gulvpladen findes i afsnittet Instruktionser i installation af gulvplade (6390-001-020).



Figur 2 – Hjortetakssamling med sølvhåndtag (6390-001-033)

Installieren der Knopfbaugruppe

Kit-Inhalt (6390-041-000)

- (2) Knopfbaugruppe (6390-001-033)
- (2) Befestigungshalterung für die Bodenplatte (6390-101-108)
- (2) Befestigungshalterung für den Unteranker (6390-001-110)
- (2) Senkkopfschraube (0001-194-000)
- (1) Anleitung (6390-009-022)

Kit-Inhalt (6390-700-003)

- (2) Knopfbaugruppe (6390-001-033)
- (1) Anleitung (6390-009-022)

VORSICHT - Die roten Knöpfe (6390-030-031) dürfen nicht zum Befestigen der Geweihbaugruppe an der Bodenplatte eines Fahrzeugpatientenraums ohne **Power-LOAD** verwendet werden. Die roten Knöpfe sind nicht mit der Universal-Bodenplatte (6390-001-107) kompatibel.

Installieren der Knopfbaugruppe, wenn das Fahrzeug mit der Universal-Bodenplatte ausgestattet ist (6390-001-107):

1. Kit nur mit Knopf (6390-700-003): Mit Schritt 3 fortfahren.
2. Kit mit Knopf und Halterung (6390-041-000): Mit einem 5/32"-Sechskantschlüssel eine Senkkopf-Innensechskantschraube (0001-194-000) (A) an der Befestigungshalterung des Unterankers (6390-001-110) (B) anbringen, um die Befestigungshalterung für die Bodenplatte (6390-101-108) (C) zu sichern (Abbildung 1).




Abbildung 1 – Die Befestigungshalterung für die Bodenplatte sichern

3. Die beiden Silberknöpfe (6390-001-033) zur Befestigung der Geweihbaugruppe (Abbildung 2) anbringen. Für die Installation der Universal-Bodenplatte, siehe die Installationsanweisungen für die Bodenplatte (6390-001-020).




Abbildung 2 – Geweihbaugruppe mit Silberknöpfen (6390-001-033)

Τοποθέτηση του συστήματος μπουλονιών

Περιεχόμενα του κιτ (6390-041-000)

- (2) Σύστημα μπουλονιών (6390-001-033)
- (2) Στήριγμα προσάρτησης επιδαπέδιας πλάκας (6390-101-108)
- (2) Στήριγμα προσάρτησης κάτω από τον σταθεροποιητή (6390-001-110)
- (2) Βίδα άλλεν με επίπεδη κεφαλή (0001-194-000)
- (1) Φύλλο οδηγιών (6390-009-022)


Περιεχόμενα του κιτ (6390-700-003)

- (2) Σύστημα μπουλονιών (6390-001-033)
- (1) Φύλλο οδηγιών (6390-009-022)

ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη χρησιμοποιήσετε τα κόκκινα μπουλόνια (6390-030-031) για να στερεώσετε το διχαλωτό σύστημα στην επιδαπέδια πλάκα της καμπίνας ασθενούς ενός οχήματος χωρίς σύστημα **Power-LOAD**. Τα κόκκινα μπουλόνια δεν είναι συμβατά με την επιδαπέδια πλάκα γενικής χρήσης (6390-001-107).


Για να τοποθετήσετε το σύστημα μπουλονιών, αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με την επιδαπέδια πλάκα γενικής χρήσης (6390-001-107):

1. Για το κιτ μόνο με μπουλόνια (6390-700-003), προχωρήστε στο βήμα 3.
2. Για το κιτ με μπουλόνια και στήριγμα (6390-041-000), χρησιμοποιώντας κλειδί άλλεν 5/32", τοποθετήστε μια βίδα άλλεν με επίπεδη κεφαλή (0001-194-000) (A) στο στήριγμα προσάρτησης κάτω από τον σταθεροποιητή (6390-001-110) (B) για να ασφαλίσετε το στήριγμα προσάρτησης της επιδαπέδιας πλάκας (6390-101-108) (C) (Σχήμα 1).



Σχήμα 1 – Ασφαλίστε το στήριγμα προσάρτησης της επιδαπέδιας πλάκας

3. Τοποθετήστε τα δύο ασημί μπουλόνια (6390-001-033) για να στερεώσετε το διχαλωτό σύστημα (Σχήμα 2). Για την εγκατάσταση της επιδαπέδιας πλάκας γενικής χρήσης, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της επιδαπέδιας πλάκας (6390-001-020).



Σχήμα 2 – Διχαλωτό σύστημα με ασημί μπουλόνια (6390-001-033)

Instalación del conjunto de la perilla

Contenido del kit (6390-041-000)

- (2) Conjunto de la perilla (6390-001-033)
- (2) Soporte de acoplamiento de placa de suelo (6390-101-108)
- (2) Soporte de acoplamiento por debajo del anclaje (6390-001-110)
- (2) Tornillo de cabeza plana (0001-194-000)
- (1) Hoja de instrucciones (6390-009-022)

Contenido del kit (6390-700-003)

- (2) Conjunto de la perilla (6390-001-033)
- (1) Hoja de instrucciones (6390-009-022)

PRECAUCIÓN - No utilice las perillas rojas (6390-030-031) para sujetar el conjunto de cuernos a una placa de suelo del compartimento para pacientes del vehículo sin **Power-LOAD**. Las perillas rojas no son compatibles con la placa de suelo universal (6390-001-107).

Para instalar el conjunto de la perilla si el vehículo lleva acoplada la placa de suelo universal (6390-001-107):

1. Para el kit de solo perilla (6390-700-003), vaya al paso 3.
2. Para el kit de perilla y soporte (6390-041-000), con una llave hexagonal de 5/32", instale un tornillo de cabeza plana (0001-194-000) (A) en el soporte de acoplamiento por debajo del anclaje (6390-001-110) (B) para asegurar el soporte de acoplamiento de la placa de suelo (6390-101-108) (C) (Figura 1).




Figura 1 – Introducción del soporte de acoplamiento de placa de suelo

3. Instale las dos perillas de plata (6390-001-033) para apretar el conjunto de cuernos (Figura 2). Para instalar la placa de suelo universal, consulte las instrucciones que aparecen en Instalación de la placa de suelo (6390-001-020).




Figura 2 – Conjunto de cuernos con perillas de plata (6390-001-033)

Nupukoostu paigaldamine

Komplekti sisu (6390-041-000)

- (2) Nupukoost (6390-001-033)
- (2) Põrandaplaadi kinnitustoend (6390-101-108)
- (2) Alamankru kinnitustoend (6390-001-110)
- (2) Lamepeakruvi (0001-194-000)
- (1) Juhendileht (6390-009-022)


Komplekti sisu (6390-700-003)

- (2) Nupukoost (6390-001-033)
- (1) Juhendileht (6390-009-022)

ETTEVAATUST - Ärge kasutage punaseid nuppe (6390-030-031) sarvedega koostu kinnitamiseks sõiduki patsiendiosa põrandaplaadi külge ilma **Power-LOAD**ita. Punased nupud ei ühildu mitmekülgse põrandaplaadiga (6390-001-107).


Nupukoostu paigaldamiseks, kui teie sõidukisse on paigaldatud mitmekülgne põrandaplaat (6390-001-107):

1. Ainult nupu komplekti (6390-700-003) puhul jätkake 3. sammust.
2. Nupu ja klambrikomplekti (6390-041-000) korral paigaldage 5/32-tollist kuuskantvõtit kasutades lamepeakruvi (0001-194-000) (A) alamankru kinnitustoendi hoidjale (6390-001-110) (B), et kinnitada põrandaplaadi kinnitustoend (6390-101-108) (C) (Joonis 1).



Joonis 1 – Kinnitage põrandaplaadi kinnitustoend

3. Paigaldage kaks hõbedast nuppu (6390-001-033) sarvedega koostu kinnitamiseks (Joonis 2). Mitmekülgse põrandaplaadi paigaldamiseks vt põrandaplaatide paigaldusjuhiseid (6390-001-020).



Joonis 2 – Sarvedega koost hõbedaste nuppudega (6390-001-033)

Nuppikokoonpanon asentaminen

Pakkauksen sisältö (6390-041-000)

- (2) nuppikokoonpano (6390-001-033)
- (2) lattialevyn kiinnitin (6390-101-108)
- (2) ankkurin alainen kiinnitin (6390-001-110)
- (2) tasakantaruuvi (0001-194-000)
- (1) ohjelehtinen (6390-009-022)


Pakkauksen sisältö (6390-700-003)

- (2) nuppikokoonpano (6390-001-033)
- (1) ohjelehtinen (6390-009-022)

HUOMIO - Älä käytä punaisia nuppeja (6390-030-031) lukitsinkokoonpanon kiinnittämiseen ajoneuvon potilasosaston lattialevyyn ilman **Power-LOAD-yksikköä**. Punaiset nupit eivät ole yhteensopivia yleislattialevyn kanssa (6390-001-107).


Nuppiyksikön asentaminen, jos ajoneuvossasi on yleislattialevy (6390-001-107):

1. Vain nuppipakkaus (6390-700-003), siirry vaiheeseen 3.
2. Nuppi- ja pidikepakkaus (6390-041-000), käytä 5/32 tuuman kuusiokoloavainta ja asenna tasakantaruuvi (0001-194-000) (A) ankkurin alaiseen kiinnittimeen (6390-001-110) (B) kiinnittääksesi lattialevyn kiinnittimen (6390-101-108) (C) (Kuva 1).



Kuva 1 – Kiinnitä lattialevyn kiinnitin

3. Asenna kaksi hopeanväristä nuppia (6390-001-033) lukitsinkokoonpanon kiinnittämiseksi (Kuva 2). Yleislattialevyn asentaminen, ks. lattialevyn asennusohjeet (6390-001-020).



Kuva 2 – Lukitsinkokoonpano ja hopeanväriset nupit (6390-001-033)

Installation de l'ensemble de molettes

Contenu du kit (6390-041-000)

- (2) Ensemble de molettes (6390-001-033)
- (2) Support d'attache de plaque de plancher (6390-101-108)
- (2) Support d'attache sous l'ancrage (6390-001-110)
- (2) Vis d'assemblage à tête plate (0001-194-000)
- (1) Fiche d'instructions (6390-009-022)

Contenu du kit (6390-700-003)

- (2) Ensemble de molettes (6390-001-033)
- (1) Fiche d'instructions (6390-009-022)

MISE EN GARDE - Ne pas utiliser les molettes rouges (6390-030-031) pour fixer l'ensemble de crochet à ramure à une plaque de plancher du compartiment patient du véhicule sans **Power-LOAD**. Les molettes rouges ne sont pas compatibles avec la plaque de plancher universelle (6390-001-107).

Pour installer l'ensemble de molettes si le véhicule est équipé de la plaque de plancher universelle (6390-001-107) :

1. Pour le kit de molettes seules (6390-700-003), passer à l'étape 3.
2. Pour le kit de molettes et de supports (6390-041-000), à l'aide d'une clé à 6 pans de 5/32 po, installer une vis à tête plate (0001-194-000) (A) au support d'attache sous l'ancrage (6390-001-110) (B) pour fixer solidement le support d'attache de la plaque de plancher (6390-101-108) (C) (Figure 1).




Figure 1 – Insérer le support de fixation de la plaque de plancher

3. Installer les deux molettes argentées (6390-001-033) pour fixer l'ensemble de crochet à ramure (Figure 2). Pour installer la plaque de plancher universelle, voir les instructions Installation de la plaque de plancher (6390-001-020).




Figure 2 – Ensemble de crochet à ramure avec molettes argentées (6390-001-033)

Ugradnja sklopa navrtnja

Sadržaj kompleta (6390-041-000)

- (2) sklop navrtnja (6390-001-033)
- (2) montažni nosač podne ploče (6390-101-108)
- (2) montažni podnosač sidra (6390-001-110)
- (2) vijak s ravnom glavom (0001-194-000)
- (1) list s uputama (6390-009-022)


Sadržaj kompleta (6390-700-003)

- (2) sklop navrtnja (6390-001-033)
- (1) list s uputama (6390-009-022)

OPREZ - Nemojte koristiti crvene navrtnje (6390-030-031) da pričvrstite sklop paroška za podnicu odjeljka za pacijenta u vozilu bez sustava **Power-LOAD**. Crveni navrtnji nisu kompatibilni s univerzalnom podnom pločom (6390-001-107).


Ugradnja sklopa paroška ako je vozilo opremljeno univerzalnom podnom pločom (6390-001-107):

1. Za komplet koji sadrži samo navrtanj (6390-700-003) prijedite na korak 3.
2. Za komplet navrtnja i nosača (6390-041-000), pomoću šesterokutnog ključa od 5/32" zavrnite vijak s ravnom glavom (0001-194-000) (A) za montažni podnosač sidra (6390-001-110) (B) da pričvrstite montažni nosač podne ploče (6390-101-108) (C) (Slika 1).



Slika 1 – Pričvrstite montažni nosač podne ploče

3. Postavite dva srebrna navrtnja (6390-001-033) da pričvrstite sklop paroška (Slika 2). Za ugradnju univerzalne podne ploče pogledajte upute za ugradnju podne ploče (6390-001-020).



Slika 2 – Sklop paroška sa srebrnim navrtnjima (6390-001-033)

A gombszerelvény beszerelése

A készlet tartalma (6390-041-000)

- (2) gombszerelvény (6390-001-033)
- (2) padlólemez-rögzítőkonzol (6390-101-108)
- (2) alhorgony-rögzítőkonzol (6390-001-110)
- (2) lapos fejű fedőcsavar (0001-194-000)
- (1) útmutató (6390-009-022)


A készlet tartalma (6390-700-003)

- (2) gombszerelvény (6390-001-033)
- (1) útmutató (6390-009-022)

FIGYELEM - Ne használja a piros gombokat (6390-030-031) az agancs alakú rögzítőszerelvénynek a **Power-LOAD** rendszer nélküli jármű betegtere padlólemezéhez történő rögzítéséhez! A piros gombok nem kompatibilisek az univerzális padlólemezzel (6390-001-107).


Ha járműve rendelkezik univerzális padlólemezzel (6390-001-107), akkor a forgógomb-szerelvény beszereléséhez tegye a következőket:

1. Csak a forgógombot tartalmazó készlet (6390-700-003) esetében, térjen át a 3. lépésre.
2. Forgógombot és konzolt tartalmazó készlet (6390-041-000) esetében 5/32"-os hatszögletű csavarkulccsal szereljen egy lapos fejű csavart (0001-194-000) (A) az alhorgony rögzítőkonzoljára (6390-001-110) (B) a padlólemez rögzítőkonzoljának (6390-101-108) (C) rögzítéséhez (Ábra 1).



Ábra 1 – A padlólemez-rögzítő konzol rögzítése

3. Szerelje be a két ezüst színű gombot (6390-001-033) az agancs alakú rögzítőszerelvény rögzítéséhez (Ábra 2). Az univerzális padlólemez beszerelésére vonatkozó utasításokat „A padlólemez beszerelése” c. rész (6390-001-020) tartalmazza.



Ábra 2 – Agancs alakú rögzítőszerelvény ezüst színű gombokkal (6390-001-033)

Installazione del gruppo manopole

Contenuto del kit (6390-041-000)

- (2) Gruppo manopole (6390-001-033)
- (2) Staffa di fissaggio della piastra a pavimento (6390-101-108)
- (2) Staffa di fissaggio per l'elemento di sottoancoraggio (6390-001-110)
- (2) Vite con testa piatta (0001-194-000)
- (1) Foglio di istruzioni (6390-009-022)

Contenuto del kit (6390-700-003)

- (2) Gruppo manopole (6390-001-033)
- (1) Foglio di istruzioni (6390-009-022)

ATTENZIONE - Non utilizzare le manopole rosse (6390-030-031) per fissare il gruppo biforcuto alla piastra a pavimento della cabina paziente di un veicolo senza **Power-LOAD**. Le manopole rosse non sono compatibili con la piastra a pavimento universale (6390-001-107).

Per installare il gruppo manopole se il veicolo è dotato di piastra a pavimento universale (6390-001-107):

1. Per il kit solo manopole (6390-700-003), andare al punto 3.
2. Per il kit manopole e staffe (6390-041-000), utilizzando una chiave a brugola da 5/32", installare una vite a testa piatta (0001-194-000) (A) alla staffa di fissaggio per l'elemento di sottoancoraggio (6390-001-110) (B) per fissare la staffa di fissaggio della piastra a pavimento (6390-101-108) (C) (Figura 1).




Figura 1 – Inserire la staffa di fissaggio per la piastra a pavimento

3. Installare le due manopole d'argento (6390-001-033) per fissare il gruppo biforcuto (Figura 2). Per installare la piastra a pavimento universale, si vedano le Istruzioni per l'installazione della piastra a pavimento (6390-001-020).




Figura 2 – Gruppo biforcuto con manopole d'argento (6390-001-033)

ノブアセンブリの取り付け

キット内容 (6390-041-000)

- (2) ノブアセンブリ (6390-001-033)
- (2) フロアプレートの取り付けブラケット (6390-101-108)
- (2) サブアンカー取り付けブラケット (6390-001-110)
- (2) 平頭ネジ (0001-194-000)
- (1) 取扱説明書 (6390-009-022)

キット内容 (6390-700-003)

- (2) ノブアセンブリ (6390-001-033)
- (1) 取扱説明書 (6390-009-022)

注意 - Power-LOADなしでアントラアセンブリを車両の患者コンパートメントのフロアプレートに締め付けるために、赤色ノブ (6390-030-031) を使用しないでください。赤色ノブは汎用フロアプレート (6390-001-107) と互換性はありません。

お持ちの車両に汎用フロアプレート (6390-001-107) が付いている場合にノブアセンブリを取り付けるには：

1. ノブのみのキット (6390-700-003) の場合は、ステップ3に進んでください。
2. ノブとブラケットのキット (6390-041-000) の場合は、5/32インチ六角レンチを使用して、サブアンカー取り付けブラケット (6390-001-110) (B) に1本の皿ネジ (0001-194-000) (A) を取り付け、フロアプレート取り付けブラケット (6390-101-108) (C) を固定します (図 1) 。




図 1 - フロアプレート装着ブラケットの固定

3. 2個の銀色のノブ (6390-001-033) を取り付けてアントラアセンブリを締め付けます (図 2) 。汎用フロアプレートを取り付けるには、フロアプレートの取り付けについての説明 (6390-001-020) を参照してください。




図 2 - 銀色のノブ (6390-001-033) の付いた角型アセンブリ

노브 어셈블리 설치

키트 내용물(6390-041-000)

- (2) 노브 어셈블리(6390-001-033)
- (2) 바닥판 부착 브래킷(6390-101-108)
- (2) 서브 앵커 부착 브래킷(6390-001-110)
- (2) 접시머리 나사(0001-194-000)
- (1) 지침서(6390-009-022)

키트 내용물(6390-700-003)

- (2) 노브 어셈블리(6390-001-033)
- (1) 지침서(6390-009-022)

주의 - Power-LOAD 없이, 빨간색 노브(6390-030-031)를 사용하여 차량 한자 구획 바닥판에 사슴뿔(Y자)형 어셈블리를 고정하지 마십시오. 빨간색 노브는 범용 바닥판(6390-001-107)과 호환되지 않습니다.

차량에 범용 바닥판(6390-001-107)이 장착된 경우 노브 어셈블리를 설치하는 방법:

1. 노브 전용 키트(6390-700-003)의 경우, 3단계로 건너됩니다.
2. 노브 및 브래킷 키트(6390-041-000)의 경우, 5/32인치 육각 렌치를 사용하여 접시머리 나사(0001-194-000)(A)를 서브 앵커 부착물 브래킷 리테이너(6390-001-110)(B)에 설치하여 바닥판 부착 브래킷(6390-101-108)(C)을 고정합니다(그림 1).




그림 1 - 바닥판 부착 브래킷 고정

3. 두 개의 은색 노브(6390-001-033)를 설치하여 사슴뿔(Y자)형 어셈블리를 고정합니다(그림 2). 범용 바닥판을 설치하려면, 범용 바닥판 설치 지침(6390-001-020)을 참조하십시오.




그림 2 - 은색 노브가 있는 사슴뿔(Y자)형 어셈블리(6390-001-033)

Rankenėlės bloko montavimas

Rinkinio turinys (6390-041-000)

- (2) Rankenėlės blokas (6390-001-033)
- (2) Grindinės plokštės tvirtinimo įdėklas (6390-101-108)
- (2) Apatinio pagrindo tvirtinimo įdėklas (6390-001-110)
- (2) Varžtas su įleidžiama galvute (0001-194-000)
- (1) Instrukcijų lapas (6390-009-022)


Rinkinio turinys (6390-700-003)

- (2) Rankenėlės blokas (6390-001-033)
- (1) Instrukcijų lapas (6390-009-022)

PERSPĖJIMAS - Nenaudokite raudonų rankenėlių (6390-030-031) dvišakiui blokui tvirtinti prie transporto priemonės paciento salono grindinės plokštės **Power-LOAD**. Raudonos rankenėlės nesuderinamos su universaliąja grindine plokšte (6390-001-107).


Rankenėlės bloko montavimams, jei jūsų transporto priemonėje yra universalioje grindinė plokštė (6390-001-107):

1. Tik rankenėlių rinkinio (6390-700-003) atveju pereinkite prie 3 veiksmo.
2. Rankenėlių ir įdėklo rinkinio (6390-041-000) atveju, naudodami 5/32 col. šešiakampį veržliaraktį įsukite varžtą su įleidžiama galvute (0001-194-000) (A) į apatinio pagrindo tvirtinimo įdėklą (6390-001-110) (B), kad pritvirtintumėte grindinės plokštės tvirtinimo įdėklą (6390-101-108) (C) (pav. 1).



pav. 1 – Grindinės plokštės tvirtinimo įdėklo tvirtinimas

3. Sumontuokite dvi sidabrinės rankenėles (6390-001-033), kad pritvirtintumėte dvišakį bloką (pav. 2). Norėdami sumontuoti universaliąją grindinę plokštę, žr. „Grindinės plokštės montavimo instrukcijos“ (6390-001-020).



pav. 2 – Dvišakis blokas su sidabrinėmis rankenėlėmis (6390-001-033)

Roktura komplekta uzstādīšana

Komplekta saturs (6390-041-000)

- (2) Roktura komplekts (6390-001-033)
- (2) Grīdas virsmas piestiprināšanas skava (6390-101-108)
- (2) Apakšējā atbalsta piestiprināšanas skava (6390-001-110)
- (2) Plakangalvas skrūve (0001-194-000)
- (1) Instrukciju lapa (6390-009-022)


Komplekta saturs (6390-700-003)

- (2) Roktura komplekts (6390-001-033)
- (1) Instrukciju lapa (6390-009-022)

UZMANĪBU! - Neizmantojiet sarkanos rokturus (6390-030-031), lai piestiprinātu brieža ragu tipa komplektu pie transportlīdzekļa pacienta nodalījuma grīdas virsmas bez **Power-LOAD**. Sarkanie rokturi nav saderīgi ar universālo grīdas virsmu (6390-001-107).


Lai uzstādītu rokturu komplektu, ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar universālo grīdas virsmu (6390-001-107), veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Lai uzstādītu tikai rokturu komplektu (6390-700-003), turpiniet ar 3. darbību.
2. Lai uzstādītu rokturu un skavu komplektu (6390-041-000), izmantojot 5/32" seškanšu atslēgu, ieskrūvējiet plakangalvas skrūvi (0001-194-000) (A) apakšējā balsta stiprinājuma skavā (6390-001-110) (B), lai nostiprinātu grīdas virsmas stiprinājuma skavu (6390-101-108) (C) (Attēls 1).



Attēls 1 – Grīdas virsmas stiprinājuma skavas nostiprināšana

3. Uzstādiet abus sudraba rokturus (6390-001-033), lai piestiprinātu brieža ragu tipa komplektu (Attēls 2). Lai uzstādītu universālo grīdas virsmu, skatiet grīdas virsmas uzstādīšanas instrukcijas (6390-001-020).



Attēls 2 – Brieža ragu tipa komplekts ar sudraba rokturiem (6390-001-033)

De draaiknopconstructie installeren

Inhoud kit (6390-041-000)

- (2) Draaiknopconstructie (6390-001-033)
- (2) Vloerplaatbevestigingsbeugel (6390-101-108)
- (2) Bevestigingsbeugel onder anker (6390-001-110)
- (2) Platkopschroef (0001-194-000)
- (1) Instructieblad (6390-009-022)


Inhoud kit (6390-700-003)

- (2) Draaiknopconstructie (6390-001-033)
- (1) Instructieblad (6390-009-022)

LET OP - Gebruik de rode knoppen (6390-030-031) niet om het geweisysteem te bevestigen aan de vloerplaat van de patiëntruimte van een voertuig zonder **Power-LOAD**. De rode knoppen zijn niet compatibel met de universele vloerplaat (6390-001-107).


Het installeren van de draaiknopconstructie als uw voertuig is uitgerust met de universele vloerplaat (6390-001-107):

1. Voor de kit met alleen de draaiknop (6390-700-003), ga door naar stap 3.
2. Voor de kit met draaiknop en beugel (6390-041-000), installeer met een 5/32 inch inbussleutel een platkopschroef (0001-194-000) (A) aan de bevestigingsbeugel voor het subanker (6390-001-110) om de vloerplaatbevestigingsbeugel (6390-101-108) (C) (Afbeelding 1) vast te maken.



Afbeelding 1 – Vloerplaatbevestigingsbeugel vastmaken

3. Installeer de twee zilveren draaiknoppen (6390-001-033) om de geweiconstructie (Afbeelding 2) vast te maken. Om de universele vloerplaat te installeren, raadpleegt u de instructies onder De vloerplaat installeren (6390-001-020).



Afbeelding 2 – Geweiconstructie met zilveren draaiknoppen (6390-001-033)

Installere knotten

Settets innhold (6390-041-000)

- (2) Knott (6390-001-033)
- (2) Festebrakett for golvplate (6390-101-108)
- (2) Festebrakett til under ankeret (6390-001-110)
- (2) Senkskrue (0001-194-000)
- (1) Instruksjonsblad (6390-009-022)


Settets innhold (6390-700-003)

- (2) Knott (6390-001-033)
- (1) Instruksjonsblad (6390-009-022)

FORSIKTIG - Ikke bruk de røde knottene (6390-030-031) for å feste hornet til golvplaten i kjøretøyets pasientrom uten **Power-LOAD**. De røde knottene er ikke kompatible med universalgolvplaten (6390-001-107).


Slik installeres knotten hvis kjøretøyet er utstyrt med universalgolvplate (6390-001-107):

1. For sett med kun knott (6390-700-003), hopp til trinn 3.
2. For sett med knott og brakett (6390-041-000), bruk en 5/32" sekskantnøkkel til å installere en flathodet skrue (0001-194-000) (A) til festebraketten under ankeret (6390-001-110) (B) for å sikre golvplatenes festebrakett (6390-101-108) (C) (Figur 1).



Figur 1 – Sikre golvplatenes festebrakett

3. Installer de to sølvknottene (6390-001-033) for å feste hornet (Figur 2). Se instruksjonene for installasjon av golvplate (6390-001-020) for å installere universalgolvplaten.



Figur 2 – Horn med sølvknott (6390-001-033)

Instalowanie zespołu pokrętła

Zawartość zestawu (6390-041-000)

- (2) Zespół pokrętła (6390-001-033)
- (2) Wspornik montażowy płyty podłogowej (6390-101-108)
- (2) Wspornik montażowy zakotwienia podrzędnego (6390-001-110)
- (2) Śruba imbusowa z łbem płaskim (0001-194-000)
- (1) Arkusz instrukcji (6390-009-022)


Zawartość zestawu (6390-700-003)

- (2) Zespół pokrętła (6390-001-033)
- (1) Arkusz instrukcji (6390-009-022)

PRZESTROGA - Do mocowania zespołu mocowania rozgałęzionego do podłogi przedziału pojazdu przeznaczonego dla pacjenta bez systemu **Power-LOAD** nie wolno używać czerwonych pokręteł (6390-030-031). Czerwone pokrętła nie są kompatybilne z uniwersalną płytą podłogową (6390-001-107).


Aby zamontować zespół pokręteł w pojeździe wyposażonym w uniwersalną płytę podłogową (6390-001-107):

1. W przypadku zestawu samych pokręteł (6390-700-003) należy przejść do kroku 3.
2. W przypadku zestawu wspornika i pokręteł (6390-041-000) kluczem imbusowym 5/32 cala wkręć śrubę z łbem płaskim (0001-194-000) (A) w element mocujący wspornika montażowego zakotwienia podrzędnego (6390-001-110) (B), aby przymocować wspornik montażowy płyty podłogowej (6390-101-108) (C) (Rysunek 1).



Rysunek 1 – Przymocuj wspornik montażowy płyty podłogowej

3. Zainstaluj dwa srebrne pokrętła (6390-001-033), aby przymocować mocowanie rozgałęzione (Rysunek 2). Aby zamontować uniwersalną płytę podłogową, należy zapoznać się z instrukcjami instalacji płyty podłogowej (6390-001-020).



Rysunek 2 – Zespół mocowania rozgałęzionego ze srebrnymi pokrętłami (6390-001-033)

Instalar o conjunto do botão

Conteúdo do kit (6390-041-000)

- (2) Conjunto do botão (6390-001-033)
- (2) Suporte de fixação da placa de piso (6390-101-108)
- (2) Suporte de fixação da subâncora (6390-001-110)
- (2) Parafuso de cabeça plana (0001-194-000)
- (1) Folha de instruções (6390-009-022)

Conteúdo do kit (6390-700-003)

- (2) Conjunto do botão (6390-001-033)
- (1) Folha de instruções (6390-009-022)

PRECAUÇÃO - Não utilize os botões vermelhos (6390-030-031) para fixar o conjunto de antler à placa de piso do compartimento do doente no veículo sem o **Power-LOAD**. Os botões vermelhos não são compatíveis com a placa de piso universal (6390-001-107).

Para instalar o conjunto do botão, se o seu veículo estiver equipado com a placa de piso universal (6390-001-107):

1. Apenas no caso do kit de botão (6390-700-003), avance para o passo 3.
2. No caso do kit de botão e suporte (6390-041-000), utilizando uma chave sextavada de 5/32 pol., instale um parafuso de cabeça cilíndrica plana (0001-194-000) (A) no suporte de fixação da sub âncora (6390-001-110) (B) para fixar o suporte de fixação da placa de piso (6390-101-108) (C) (Figura 1).




Figura 1 – Prender o suporte de fixação da placa de piso

3. Instale os dois botões prateados (6390-001-033) para fixar o conjunto de antler (Figura 2). Para instalar a placa de piso universal, consulte as instruções de instalação da placa de piso (6390-001-020).




Figura 2 – Conjunto de antler com botões prateados (6390-001-033)

Instalarea ansamblului mânerului

Conținut trusă (6390-041-000)

- (2) Ansamblu mâner (6390-001-033)
- (2) Guseu pentru atașarea plăcii de podea (6390-101-108)
- (2) Guseu pentru atașarea sistemului de ancorare secundar (6390-001-110)
- (2) Șurub cu cap plat (0001-194-000)
- (1) Fișă cu instrucțiuni (6390-009-022)

Conținut trusă (6390-700-003)

- (2) Ansamblu mâner (6390-001-033)
- (1) Fișă cu instrucțiuni (6390-009-022)

ATENȚIE - Nu folosiți mânerul roșii (6390-030-031) pentru a fixa ansamblul suportului la o placă de podea pentru compartimentul pacientului din vehicul fără **Power-LOAD**. Mânerul roșii nu sunt compatibile cu placa de podea universală (6390-001-107).

Pentru a instala ansamblul mânerului dacă vehiculul dvs. este echipa cu o placă de podea universală (6390-001-107):

1. Pentru trusa care conține numai mânerul (6390-700-003), omiteți pasul 3.
2. Pentru trusa cu mâner și guseu (6390-041-000), folosind o cheie hexagonală de 5/32", instalați un șurub cu cap plat (0001-194-000) (A) pe guseul de atașare a sistemului de ancorare secundar (6390-001-110) (B) pentru a fixa guseul de atașare al plăcii de podea (6390-101-108) (C) (Figura 1).




Figura 1 – Fixați guseul de atașare al plăcii de podea

3. Instalați cele două mâner argintii (6390-001-033) pentru a fixa ansamblul suportului (Figura 2). Pentru a instala placa de podea universală, consultați instrucțiunile din secțiunea Instalarea plăcii de podea (6390-001-020).




Figura 2 – Ansamblul suportului cu mâner argintii (6390-001-033)

Установка ручек в сборе

Состав комплекта (6390-041-000)

- (2) Ручка в сборе (6390-001-033)
- (2) Крепежная вставка напольной пластины (6390-101-108)
- (2) Крепежная вставка под основание (6390-001-110)
- (2) Крепежный винт с потайной головкой (0001-194-000)
- (1) Листок с инструкцией (6390-009-022)

Состав комплекта (6390-700-003)

- (2) Ручка в сборе (6390-001-033)
- (1) Листок с инструкцией (6390-009-022)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Не используйте красные ручки (6390-030-031) для крепления роговидного фиксатора к напольной пластине кузова автомобиля без **Power-LOAD**. Красные ручки несовместимы с универсальной напольной пластиной (6390-001-107).

Порядок установки ручек в сборе на автомобиль, оборудованный универсальной напольной пластиной (6390-001-107):

1. При использовании комплекта, содержащего только ручки (6390-700-003), перейдите к пункту 3.
2. При использовании комплекта ручек с вставками (6390-041-000) пользуйтесь шестигранным ключом 5/32 дюйма для установки винта с потайной головкой (0001-194-000) (A) в крепежную вставку под основание (6390-001-110) (B) для фиксации крепежной вставки напольной пластины (6390-101-108) (C) (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Фиксация крепежной вставки напольной пластины

3. Установите две серебристые ручки (6390-001-033) для крепления роговидного фиксатора в сборе (Рисунок 2). Порядок установки универсальной напольной пластины описан в инструкции по установке напольной пластины (6390-001-020).




Рисунок 2 – Роговидный фиксатор в сборе с серебристыми ручками (6390-001-033)

Inštalácia zostavy otočného ovládača

Obsah súpravy (6390-041-000)

- (2) zostava otočného ovládača (6390-001-033)
- (2) konzola na pripojenie k podlažnej platni (6390-101-108)
- (2) podkotvová pripájacia konzola (6390-001-110)
- (2) skrutka s plochou zapustenou hlavou s vnútorným šesťhranom (0001-194-000)
- (1) hárok s pokynmi (6390-009-022)


Obsah súpravy (6390-700-003)

- (2) zostava otočného ovládača (6390-001-033)
- (1) hárok s pokynmi (6390-009-022)

UPOZORNENIE - Nepoužívajte červené otočné ovládače (6390-030-031) na pripavenie zostavy parohov k podlažnej platni v patientskom priestore vozidla bez zariadenia **Power-LOAD**. Červené otočné ovládače nie sú kompatibilné s univerzálnou podlažnou platňou (6390-001-107).


Inštalácia zostavy otočného ovládača do vozidla vybaveného univerzálnou podlažnou platňou (6390-001-107):

1. V prípade súpravy len s otočnými ovládačmi (6390-700-003) prejdite na krok 3.
2. V prípade súpravy s otočnými ovládačmi a konzolami (6390-041-000) pomocou šesťhranného kľúča 5/32" upevnite skrutku so zapustenou plochou hlavou (0001-194-000) (A) cez podkotvovú pripájaciu konzolu (6390-001-110) (B) ku konzole na pripojenie k podlažnej platni (6390-101-108) (C) (Obrázok 1).



Obrázok 1 – Upevnenie konzoly na pripojenie k podlažnej platni

3. Pomocou dvoch strieborných otočných ovládačov (6390-001-033) upevnite zostavu parohov (Obrázok 2). Postup inštalácie univerzálnej podlažnej platne nájdete v pokynoch na inštaláciu podlažnej platne (6390-001-020).



Obrázok 2 – Zostava parohov so striebornými otočnými ovládačmi (6390-001-033)

Nameščanje sklopa gumbov

Vsebina kompleta (6390-041-000)

- (2) Sklop gumbov (6390-001-033)
- (2) Nosilec za namestitev talne plošče (6390-101-108)
- (2) Nosilec za namestitev podsidrnega sistema (6390-001-110)
- (2) Vijak z ugrezno glavo (0001-194-000)
- (1) List z navodili (6390-009-022)


Vsebina kompleta (6390-700-003)

- (2) Sklop gumbov (6390-001-033)
- (1) List z navodili (6390-009-022)

PREVIDNOSTNO OBVESTILO - Rdečih gumbov (6390-030-031) ne uporabite za pritrnitev pritrdil v obliki rogov na talno ploščo predelka vozila za bolnika brez sistema **Power-LOAD**. Rdeči gumbi niso združljivi z univerzalno talno ploščo (6390-001-107).


Za namestitev sklopa gumbov, če ima vaše vozilo nameščeno univerzalno talno ploščo (6390-001-107):

1. Za komplet, ki vsebuje samo gumbe (6390-700-003), preskočite na 3. korak.
2. Za komplet, ki vsebuje gumbe in nosilec (6390-041-000), s 5/32-palčnim imbus ključem namestite vijak z ugrezno glavo (0001-194-000) (A) na nosilec za namestitev podsidrnega sistema (6390-001-110) (B), da pritrдите nosilec za namestitev talne plošče (6390-101-108) (C) (Slika 1).



Slika 1 – Pritrditev nosilca za namestitev talne plošče

3. Namestite dva srebrna gumba (6390-001-033) za pritrnitev pritrdil v obliki rogov (Slika 2). Za namestitev univerzalne talne plošče glejte navodila za nameščanje talne plošče (6390-001-020).



Slika 2 – Sklop pritrdil v obliki rogov s srebrnimi gumbi (6390-001-033)

Installera rattenhet

Kitets innehåll (6390-041-000)

- (2) Rattenhet (6390-001-033)
- (2) Fästkonsol till golvplattan (6390-101-108)
- (2) Fästkonsol till undre förankring (6390-001-110)
- (2) Skruv med platt huvud (0001-194-000)
- (1) Instruktionsblad (6390-009-022)


Kitets innehåll (6390-700-003)

- (2) Rattenhet (6390-001-033)
- (1) Instruktionsblad (6390-009-022)

VAR FÖRSIKTIG! - Använd inte de röda rattarna (6390-030-031) för att fästa hornenheten i golvplattan på patientdelen i ett fordon utan **Power-LOAD**. De röda rattarna är inte kompatibla med den universella golvplattan (6390-001-107).


Gör så här för att installera rattenheten om fordonet är utrustat med den universella golvplattan (6390-001-107):

1. För kitet med endast ratt (6390-700-003), gå till steg 3.
2. För ratt- och konsolkit (6390-041-000), använd en 5/32-tums sexkantnyckel för att skruva i en skruv med platt huvud (0001-194-000) (A) i fästkonsolen till den undre förankringen (6390-001-110) (B), för att montera golvplattan i fästkonsolen (6390-101-108) (C) (Figur 1).



Figur 1 – Montera fästkonsolen på golvplattan

3. Installera de två silverrattarna (6390-001-033) för att fästa hornaggregatet (Figur 2). För anvisningar för installation av den universella golvplattan, se instruktion för golvplattan (6390-001-020).



Figur 2 – Hornaggregat med silverrattar (6390-001-033)

Düğme tertibatını monte etme

Kit içeriği (6390-041-000)

- (2) Düğme tertibatı (6390-001-033)
- (2) Zemin plakası bağlantı braketi (6390-101-108)
- (2) Alt ankraj bağlantı braketi (6390-001-110)
- (2) Düz başlı kapak vidası (0001-194-000)
- (1) Talimat sayfası (6390-009-022)


Kit içeriği (6390-700-003)

- (2) Düğme tertibatı (6390-001-033)
- (1) Talimat sayfası (6390-009-022)

DİKKAT - Power-LOAD olmadan çatal tertibatını araç hasta bölgesi zemin plakasına sabitlemek için kırmızı renkli düğmeleri (6390-030-031) kullanmayın. Kırmızı düğmeler Üniversal zemin plakasıyla uyumlu değildir (6390-001-107).


Aracınız, Üniversal zemin plakasıyla (6390-001-107) donatılmışsa düğme tertibatını monte etmek için:

1. Yalnızca düğme kiti (6390-700-003) için 3. adıma geçin.
2. Düğme ve braket kitinde (6390-041-000) zemin plakası bağlantı braketi (6390-101-108) (C) sabitlemek için alt ankraj bağlantı braketine (6390-001-110) (B) 5/32 inç (4 mm) altıgen somun anahtarıyla düz başlı bir vida (0001-194-000) (A) takın (Şekil 1).



Şekil 1 – Zemin plakası bağlantı braketi sabitleyin

3. Çatal tertibatını sabitlemek için iki adet gümüş renkli düğmeyi (6390-001-033) takın (Şekil 2). Üniversal zemin plakasını monte etmek için Zemin plakasını monte etme talimatına (6390-001-020) bakın.



Şekil 2 – Gümüş rengi düğmelerle çatal tertibatı (6390-001-033)

安装旋钮组件

套件内容物 (6390-041-000)

- (2) 旋钮组件 (6390-001-033)
- (2) 底板附接支架 (6390-101-108)
- (2) 副锚固组件附接支架 (6390-001-110)
- (2) 平头螺钉 (0001-194-000)
- (1) 说明单 (6390-009-022)

套件内容物 (6390-700-003)

- (2) 旋钮组件 (6390-001-033)
- (1) 说明单 (6390-009-022)

注意 - 在没有 **Power-LOAD** 的情况下，请勿使用红色旋钮 (6390-030-031) 将鹿角型组件固定到车辆的病人隔间的底板上。红色旋钮与通用底板 (6390-001-107) 不兼容。

如果您的车辆装配了通用底板 (6390-001-107)，则要安装旋钮组件：

1. 对于只含旋钮的套件 (6390-700-003)，请跳至步骤 3。
2. 对于旋钮和支架套件 (6390-041-000)，使用 5/32" 六角扳手，将平头螺钉 (0001-194-000) (A) 安装到副锚固组件附接支架 (6390-001-110) (B) 上，以固定底板附接支架 (6390-101-108) (C) (图 1)。




图 1 – 固定底板附接支架

3. 安装两个银色旋钮 (6390-001-033) 以固定鹿角型组件 (图 2)。如需安装通用底板，请参阅安装底板说明 (6390-001-020)。




图 2 – 带有银色旋钮的鹿角型组件 (6390-001-033)

stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA | 2021/02

