

Emergency Relief Bed™

stryker

Lit d'hôpital manuel

Manuel d'utilisation

REF 7600-000-900



Symboles

	Mode d'emploi/Consulter le mode d'emploi
	Avertissement général
	Éloigner les mains
	Ne pas pousser
	Numéro de référence
	Fabricant
	Marquage CE
	Mandataire établi dans la Communauté européenne
	Charge maximale admissible
	Poids de l'équipement avec charge maximale admissible
	Poids maximal du patient

	Maintenir au sec
	Ne pas utiliser d'objet tranchant pour ouvrir l'emballage

Résumé des mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

La sécurité personnelle du patient ou de l'utilisateur peut être engagée. Ignorer ces informations peut entraîner des blessures chez le patient ou l'utilisateur.

MISE EN GARDE

Ces instructions insistent sur des procédures ou précautions particulières qui doivent être respectées pour éviter d'endommager le matériel.

AVERTISSEMENT

- Ne pas s'asseoir directement au niveau des extrémités du lit. Un excès de poids pourrait faire basculer la surface du plan de couchage vers le haut et entraîner ainsi des blessures chez le patient.
- Verrouiller systématiquement les freins des roulettes lorsqu'un patient s'installe sur le lit ou en descend. Pousser le lit pour vous assurer que les freins sont bien verrouillés. Maintenir en permanence les freins verrouillés, sauf en cas de déplacement du lit. Déplacer le lit pendant qu'un patient s'y installe ou en descend peut entraîner des blessures chez ce patient.
- Le poids maximal du patient supporté par le lit est de 160 kg. La charge maximale admissible est de 180 kg. Un poids supérieur pourrait provoquer la rupture du lit ou son effondrement, entraînant alors des blessures chez le patient.
- Pousser le lit au niveau de la barre de butée côté pied lorsque le patient est sur le ventre pour éviter des blessures chez l'utilisateur final. Vous pouvez également pousser le lit à partir du côté tête lorsque le relève-buste (côté tête de la surface de support du patient) est relevé.
- Faire preuve de prudence lors du déplacement d'un lit dans lequel se trouve un patient, car il n'y a pas de dispositif de retenue ni de barrière latérale.
- Ne pas utiliser le support de perfusion pour pousser/tirer le produit. Cela risque d'endommager le produit.

Description du produit

Le **Emergency Relief Bed** est un lit d'hôpital réglable à la main, non motorisé, utilisé en association avec une surface de support pour le patient, qui comporte


CE

également un support de perfusion. La surface de support non motorisée pour le patient est adaptée aux dimensions du châssis. Ce lit et cette surface rudimentaires ont été conçus en réponse à la pénurie de lits d'hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19.

Indications d'utilisation

Le **Emergency Relief Bed** est destiné à faciliter le positionnement, le traitement, la convalescence, le soutien ainsi que le transport des patients au sein d'un hôpital général ou dans un environnement provisoire d'urgence, lors d'une situation d'urgence déclarée au niveau local, d'un État ou national. Le produit est destiné à être utilisé exclusivement pendant la pandémie de COVID-19. La surface de support non motorisée est destinée à fournir une surface de support pour le traitement et l'examen d'un patient.

Illustration du produit



- A Barre de butée côté pied
- B Relève-buste
- C Support de perfusion
- D Roulettes équipées d'un frein

Insertion du support de perfusion

1. Retirer la goupille bêta et l'axe d'assemblage de la douille du support de perfusion.

2. Insérer le support de perfusion (C) dans la douille du support de perfusion.
3. Réinstaller la goupille bêta et l'axe d'assemblage pour bien fixer le support de perfusion dans la douille du support de perfusion.

Nettoyage

Méthode de nettoyage recommandée :

1. Laver toutes les surfaces exposées du produit à la main avec un détergent doux en utilisant un vaporisateur ou des lingettes pré-imprégnées.
2. Respecter les instructions fournies par le fabricant de la solution de nettoyage pour les temps de contact appropriés et les exigences de rinçage.
3. Sécher le produit avant de le remettre en service.

Remarque - Éviter une saturation excessive. Ne pas laisser le produit mouillé.

Désinfection

Les surfaces de ce produit peuvent être nettoyées avec les désinfectants recommandés suivants :

- Quaternaires (principe actif : chlorure d'ammonium) contenant < 3 % d'éther de glycol
- Phénoliques (principe actif : o-phénylphénol)
- Solution d'eau de Javel (5,25 % - moins de 1 partie d'eau de Javel pour 100 parties d'eau)
- Alcool (principe actif – alcool isopropylique à 70 %)

Méthode de désinfection recommandée :

1. Respecter les recommandations de dilution du fabricant de la solution désinfectante.
2. Appliquer la solution désinfectante recommandée par vaporisation ou à l'aide de lingettes pré-imprégnées.
3. Laver à la main toutes les surfaces exposées du produit à l'aide du désinfectant recommandé.
4. Sécher le produit avant de le remettre en service.

Remarque

- Éviter une saturation excessive. Ne pas laisser le produit mouillé.
- Respecter les recommandations de dilution du fabricant pour les temps de contact appropriés et les exigences en matière de rinçage. Respecter les directives du fabricant du produit chimique relatives à la désinfection.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA

EC REP

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork, T45 HX08
Ireland